

STATIVWAAGE 7730/7731

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Ⓜ GB USER MANUAL
- Ⓜ FR MODE D'EMPLOI
- Ⓜ IT ISTRUZIONI D'USO
- Ⓜ NL GEBRUIKSAANWIJZING
- Ⓜ DK BETJENINGSVEJLEDNING
- Ⓜ SE BRUKSANVISNING
- Ⓜ ES INSTRUCCIONES DE USO
- Ⓜ FI KÄYTTÖOHJE
- Ⓜ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- Ⓜ CZ NÁVOD K OBSLUZE
- Ⓜ NO BRUKSANVISNING
- Ⓜ TR KULLANIM KILAVUZU
- Ⓜ RU Руководство по эксплуатации
- Ⓜ GR Οδηγίες χρήσης



Ibrugtagning

Placer vægten på et stabilt, plant underlag. Juster indstillingsfodderne, og brug libellen til at sørge for, at vægten kommer til at stå i vandret position. Sæt kablet fra strømforsyningen i på bagsiden af platformen for at slutte strøm til vægten.

Vejning

Stil dig op på vægten (det er ikke nødvendigt at tænde eller trykke på knappen).

Højdemåling med BMI-angivelse

Klap forsigtigt højdemåleren ud, og skub den opad. Anbring derefter hoveddelen på patientens hoved.

På displayet vises højden i cm, og derefter automatisk kropsmasseindeks (BMI).

Tarafunktion

Med funktionstasten på bagsiden af displayet kan vægten tareres. Tryk på tasten, på displayet vises angivelsen »0,0 kg«, og vægten er klar til brug.

Mor-/barn-funktion

- En voksen person stiller sig op på vægten.
 - > Displayet viser f.eks. »47,6 kg«
- Tryk på funktionstasten. > Displayet skifter til »0,0 kg«
- Moderen kan stige af vægten... > Displayet skifter til »-47,6 kg«
- ...og stille sig op på vægten igen sammen med barnet.
 - > Barnets vægt vises, f.eks. »5,1 kg«

Når de begge træder ned fra vægten igen, viser displayet i dette eksempel »-47,6 kg«. Ved hjælp af funktionstasten kan vægten igen stilles på »0,0 kg«. Vægten går ikke automatisk på »0,0 kg«, så det er muligt at foretage flere tareringer efter hinanden.

Slukning

Displayet slukker automatisk, når displayet har stået på »0,0 kg« i ca. 15 sekunder. For at slukke vægten helt, skal du fjerne strømforsyningen fra vægten, eller trække stikket ud af stikkontakten.

Kalibreringstæller

Kalibreringstælleren viser, hvor ofte en vægt er blevet kalibreret. Det gemte antal kalibreringer skal stemme overens med klistermærket på kalibreringsskiltet.

Visning af kalibreringsstatus


Kalibreringsstatus vises i 2 sekunder, hver gang strømforsyningen sættes i.

Serviceinterface

Må kun anvendes med henblik på service på medicinsk udstyr iht. DS/EN 60601-1.


Ekstraudstyr: USB-port

Fejlmeldinger



Nulstilling

- ingen stilstand > Kontrollér gulvets stabilitet
- > Kontakt service



Tarafunktion ikke mulig

- ingen stilstand > Stå stille
- negativ vægtværdi
- > Afbryd strømtilførslen kortvarigt



Overbelastning (mere end 250 kg på platformen)

- > Fjern vægten fra platformen.



Underbelastning

- > Kontakt service




Når vægten tændes, skifter den ikke til nul

- > Afblæs vægten > Genstart > Kontakt service



Højdemåler ikke i referenceposition, når vægten tændes

- > Skub højdemåleren helt ind og klap ned, når vægten tændes.



	←→1	←→2	
Max	150kg	250kg	0118
Min	1kg	2kg	
e=	50g	100g	10°C / 40°C
SNR	7730/10-0001		
	TCM 128/10-4760	M	CE 10
			0122
SOEHNLE			
PROFESSIONAL			

Deutsch

- ←→ Wägebereiche
- Max** Höchstlast des Wägebereichs
- Min** Mindestlast
- e=** Eichwert (Ziffernschritt)
- SNR** Seriennummer
- III** Nr. der EG-Zulassung
- 0118** Amtl. Nr. Medizin
- M** Zeichen für EG-Eichung
- 10°C / 40°C** Temperaturgrenzen
- CE 10** EG-Konformitätszeichen mit Jahr der Anbringung, gleichzeitig Beginn der Eichgültigkeit (z.B. CE10)
- 0122** Amtl. Nr. Waagen

Francias

- ←→ Portée
- Max** Charge maximale de la portée
- Min** Charge minimale
- e=** valeur d'étalonnage (échelon numérique)
- SNR** Numéro de série
- III** N° de l'homologation CE
- 0118** N° d'autor. médicale
- M** Marque d'étalonnage CE
- 10°C / 40°C** Limites de température
- CE 10** Sigle de conformité CE avec année d'application, simultanément début de la validité de l'étalonnage (p. ex. CE10)
- 0122** N° d'homolog. Balances

English

- ←→ Weighing ranges
- Max** Maximum load for weighing range
- Min** Minimum load
- e=** Calibration value (resolution)
- SNR** Serial number
- III** EC certification no.
- 0118** Medical registr. no.
- M** EC calibration mark
- 10°C / 40°C** Temperature limits
- CE 10** EC conformity mark with year of application, simultaneous start of calibration validity (e.g. CE10)
- 0122** Balances registr. no.

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com

SCALES, SYSTEM SOLUTIONS AND SPECIAL DEVELOPMENTS

All rights reserved. © Soehnle Professional GmbH & Co. KG. Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung von Soehnle Professional GmbH & Co. KG ist untersagt. Technische Änderungen vorbehalten