



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INDIKATIONER

Tondaus Kirurgiske Hudmarkør er beregnet til at blive brugt til at markere på menneskelig hud til positioneringsidentifikationer inden for almindelig kirurgi, enterokirurgi, ortopedi, neurohormonkirurgi, kardiovaskulær kirurgi og radioterapi.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke påføres på beskadigede slimhinder og hud, eller når der er sår.

ADVARSEL

- 1). Patienter bør overvejes for allergiske reaktioner over for ensian violet/Allura Red AC/Indigo/Titaniumdioxid (svarende til forskellige farver). Hvis patienten under brug viser sig at være utilpas, skal du straks stoppe med at bruge den og bruge den korrekt.
- 2). Dette produkt kan kun bruges én gang til en enkelt patient for at undgå krydsinfektion.
- 3). Dette produkt bør bruges på tør hud. Hvis patientens hud er våd eller svedig, bedes du tørre huden og hold huden. Tør og frisk, følg derefter instruktionerne ovenfor.
- 4). Vær opmærksom på beskyttelsen af spidsen af pennen, når du bruger den. Når den ikke er i brug, skal du dække hættten på pennen for at forhindre tør blæk.
- 5). Pakken skal bruges umiddelbart efter åbning. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget eller plettet. Efter at produktet er brugt, skal det bortskaffes som medicinsk affald.
- 6). Produktet må ikke lægges i blød eller tørres af med et organisk opløsningsmiddel. Organiske opløsningsmidler kan beskadige produktet.
- 7). Betjenes af uddannede læger.
- 8). Bortskaf som medicinsk affald efter brug.

BRUGSANVISNING

- 1). Kontroller integriteten af den indre emballage før brug. Må ikke bruges, hvis den indre emballage går i stykker.
- 2). Desinficer og tør huden først (bemærk: sørg for at bruge den på tør hud);
- 3). Brug en hudmarkør til at markere huden
- 4). For at fjerne mærket skal du bruge 75 % alkohol til at slette med.

OPBEVARINGS- OG TRANSPORTBETINGELSER

- 1). Dette produkt skal opbevares på et køligt, ventileret, tørt sted, undgå kontakt med vand, direkte sollys, ekstrem temperatur eller fugtighed og undgå kontakt med ætsende gasser. Temperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, fugtighed: $\leq 90\%$, vær opmærksom på anti-rotte, skadedyrsbekæmpelse, for at forhindre beskadigelse af emballagen.
- 2). Engangsbrug af medicinske hudmarkører tillader brugen af almindelige transportkøretøjer, men skal forhindre alvorlige stød, vibrationer og regn og sne under transport.

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gima 12-måneders standard B2B-garanti gælder.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Datum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع عین صیلا
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - تاريخ التصنيع عین صیلا
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuu päev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Datum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية عین صیلا
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - تاريخ التصنيع عین صیلا



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guangdong, China.
Made in China



TR03

TD01



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123