

Koncentreret desinfektionsmiddel
til ikke-invasivt medicinsk udstyr
med rensende effekt

FARE**Egenskaber**

GERMOCID INODORE er en koncentreret opløsning, der udfører en hurtig og effektiv rengøring og desinficering. Det er aktivt mod grampositive og gramnegative bakterier, svampe, mykobakterier og vira (adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE er et specifikt produkt til rengøring og desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr såsom ansigtsmasker, tandlægeenheder og til behandling af diverse udstyr/genstande såsom skriveborde, armlæn, håndtag på læge- og tandlægekontorer. Den høje effektivitet og hurtige virkning, både som rengøringsmiddel og som desinfektionsmiddel ved tilstedeværelse af organisk materiale (blod, spyt, organiske eksudater), gør det muligt at bruge det på alle dentale og ikke-dentale instrumenter. Fjernelse af snavs kræver ikke mekanisk handling.

Anvendelse: Brug det fortyndede produkt ved 5-10 % i 15 minutters kontakttid for en bakteriedræbende aktivitet, ved 10 % i 15 minutter for en svampedræbende aktivitet, ved 10 % i 60 minutter for en mycobaktericid aktivitet, ved 1 % i 60 minutter for en virucid aktivitet mod adenovirus og ved 15 % i 60 minutter for en virucid aktivitet mod HIV, HVC, HBV. Påfør med svampe, klude, sprinklere, manuelle eller mekaniske pumper eller andre midler på vaskbare vægge og overflader. Lad virke og skyl. Den fortyndede opløsning er stabil i en uge, hvis den anvendes korrekt, uden at blive kontamineret med eksterne stoffer og/eller midler.

Sammensætning: 100,0 g produkt indeholder: Benzalkoniumchlorid 10,0 g; O-phenylphenol 1,0 g; hjælpeformuleringer; rensed vand op til 100,0 g.

Signalord: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse. P303-P361-P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): tils mudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden eller tag et brusebad. P305-P351-P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Indeholder: Kvaternære ammoniumforbindelser. Læs etiketten før brug. Produktet er uforeneligt med rengøringsmidler og anioniske overfladeaktive stoffer. Skal opbevares køligt, tørt og væk fra varmekilder. Efter åbning bevarer produktet, hvis det opbevares korrekt, den gyldighed, der er angivet på etiketten. Må ikke bruges hvis emballagen er beskadiget. Til professionel brug.

Rengøringsmiddel i overensstemmelse med EU-forordning nr. 648/2004

Gyldighed: 5 år

Parti og udløbsdato: se emballagen

CE 0546 MEDICINSK Udstyr iht. det Europæiske direktiv 93/42/EØF

Producent:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tlf. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Advarslerne kan variere som følge af opdateringer af produktsikkerhedsdatabladet