

DA

Alkoholbaseret rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasivt medicinsk udstyr
Brugsklart

ADVARSEL

Egenskaber

GERMOCID BASIC er en brugsklar hydroalkoholopløsning, baseret på klorhexidindigluconat og SAQ, med et bredt virkningsspektrum til hurtig og effektiv desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, store eller svært tilgængelige overflader på biomedicinsk udstyr og enheder i tandlægepraksis (ansigtsmasker, bordplader, armlæn, nakkestøtter mv.). GERMOCID BASIC kræver ingen fortynding og garanterer hurtig og langvarig beskyttelse mod: vira (adenovirus, HIV, HBV, HCV), bakterier (Gram-positive, Gram-negative), mykobakterier (inklusive Mycobacterium tuberculosis) og svampe (gær og skimmelsvampe). Det deaktiveres ikke af tilstedeværelsen af organisk materiale (blod, spyt, ekssudater, osv.). Produktet fordampes hurtigt. Der er ikke blevet observeret ætsende effekter på de materialer, som det medicinske udstyr eller det biomedicinske udstyr er lavet af. Det anbefales at undgå brug på materialer, der er let nedbrydes af alkohol.

Anvendelse: Læs etiketten før brug. Sprøjt GERMOCID BASIC direkte på de overflader og genstande, der skal behandles. Lad det virke og tør derefter af med en engangsklud eller papir.

GERMOCID BASIC er aktivt efter en kontakttid på fem minutter mod Gram-positive og Gram-negative bakterier, mod svampe (gær og skimmelsvampe) og vira (inklusive HIV, HBV, HCV); og mod mykobakterier (inklusive TB) efter 60 minutter.

Sammensætning:

100,0 g produkt indeholder:

Klorhexidindigluconat 0,1 g;

Benzalkoniumchlorid 0,1 g;

Ethylalkohol 45,0 g;

Isopropylalkohol 15,0 g;

hjelpeformuleringer;

receptværdi på 100,0 g

Advarsler: H226 Brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P370+P378 Ved brand: Anvend kuldioxid, skum, kemisk pulver til brandslukning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P273 Undgå udledning til miljøet. Professionel brug. Undgå brug på materialer, der kan blive beskadiget af alkohol. De produktet er uforeneligt med rengøringsmidler og anioniske overfladeaktive stoffer. Efter åbning, hvis det opbevares korrekt, bevarer produktet den holdbarhed, der er angivet på etiketten. Brug ikke beskadiget emballage. Opbevares på et køligt, tørt sted og væk fra varmekilder. Ekstern brug

Gyldighed: 3 år

Parti og udløbsdato: se emballagen

CE 0546 MEDICINSK USTYR iht. det Europæiske direktiv 93/42EØF

Producent:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tlf. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Advarslerne kan variere som følge af opdateringer af produktsikkerhedsdatabladet