

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Du skal rapportere enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med det medicinske udstyr leveret af os, til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du befinder dig.

Tekniske parametre:

1. Dimensioner (L*B*H): Dimensioner bære foldet ud: 196*50*18 (cm) Dimensioner bære foldet sammen: 106*50*15 (cm)
2. Foldet kørestol: Ryglænsenhøjde: 136cm Sædehøjde: 52cm
3. Nettovægt:9kg Bruttovægt:
4. Understøttet vægt: 159kg



Betjeningsmåde:

1. Som vist i figur et: Når kørestolsbåren i aluminium er i åben position, anbefales det at bruge en sikkerhedssele, når patienten er på båren.
2. Fold båren ind til kørestolskonfiguration, som vist i figur 2. Fold først båren, og løft den derefter opad i pilens retning, så den når den position, der er vist i figur 3. Fastgør sikkerhedslåsen (sørg for, at lås 2 går i indgreb med sikkerhedsbolt 1).
3. Figur 3 viser støttefodderne; der findes også en anden type på hjul. Produktets ydeevne, brug, anvendelsesområde osv. er det samme
4. Båren i sammenfoldet konfiguration, som vist i figur 4, letter transport i lukkede rum (når båren er i konfigurationen vist i figur 3, skal man frigøre sikkerhedslåsen, placere foden på stangen ved siden af hjulene og løfte den polstrede ryglænsstang opad for at bringe båren tilbage til konfigurationen i figur 1; den kan derefter foldes sammen).

Anvendelsesområde

Produktet kan bruges i områder med begrænset plads, der er vanskelige at få adgang til, f.eks. smalle indgangspartier, snoede korridorer eller trapper i flere niveauer

Vedligeholdelse:

1. Regelmæssig rengøring påkrævet (herunder desinfektion).
2. Efterse ofte for løse dele.

Bemærk

Sørg altid for, at sikkerhedsselen er i god stand, når den er i brug, og at låsen er forsvarligt fastgjort til sikkerhedsbolt, når båren bruges i kørestolskonfiguration.

Opbevaring og transport

1. Dette produkt skal opbevares i et ikke-korrosivt miljø væk fra fugt.
2. Produktet kan transporteres med normale transportmidler.
3. Følg illustrationerne på emballagen for opbevaring og transport

Emballage og tilbehør:

1. Dette produkt er pakket i en papkasse.
2. Tilbehør: Overensstemmelsescertifikat, brugervejledning.

	Fabrikant		Opbevares køligt og tørt		Importeret af
	Produktkode		Ikke-steril		Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt
	Batchnummer		Medicinsk udstyr		Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab
	Se brugsvejledningen		Fabrikationsdato		
	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745				

GIMA-GARANTIVILKÅR

Gimas 12 måneders standard B2B-garanti gælder.