

## ET - ÜHEKORDNE VIIRUS- JA BAKTERIAALFILTER KASUTUSJUHEND

**KASUTAMINE:** Mõeldud patsientide kaitsmiseks nakkuste ja seadmete poolt põhjustatud saastumise eest, pakub kõrgetasemelist kaitset bakterite ja viiruste eest, millel on väga madal resistentsus, et tagada diagnostilise tulemuse täpsus. Filtrit tuleks kanda ainult tervele, puhtale ja tervele nahale.

**TOOTE IDENTIFITSEERIMINE:** Identifitseerimisandmed (kood, partii ja valmistamise kuupäev) on toodud karbil olevale etiketile.

### **KASUTAMINE:**

- Tõmmake filter välja ja kontrollige, kas seade ja filtermaterjal on terved. Vastasel juhul visake see ära ja jätkake teise seadmega.
- Sisestage filter seadme andurisse ilma tõukejõuta, järgides alati seadme tootja juhiseid.
- Asetage huulik õigele küljele.
- Ärge kunagi kasutage filtrit ja huulikut teiste patsientide jaoks, et vältida ristasaastumist.
- See seade ei ole steriliseeritav.
- Kasutage ainult meditsiinipersonali abiga.
- Seda seadet ei saa kasutada vastsündinutel.

**KÕRVALDAMINE JA OHUTUS:** Pärast kasutamist tuleb toode visata tavalistesse mittetoksilistesse tahkete jäätmete konteineritesse või tavaliste haiglajäätmete konteineritesse.

**VASTUNÄIDUSTUSED:** Kogemuste ja erinevate analüüside tulemuste põhjal ei ole toote õigel kasutamisel kahjulikke mõjusid.

**MÄRKUSED:** Pakendamine individuaalsesse kuumsuletud ümbrikusse (üksikpakend) tagab bakterite puudumise, mida jälgitakse regulaarselt vastavalt tootja kvaliteedisüsteemile..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



**LUMED Srl**  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750