



Kuidas kasutada



Toote nimi:

Rullid ja kotised SOGEVA steriliseerimiseks

Toote kirjeldus:

SOGEVA steriliseerimiskoti ja -koti on valmistatud PET/PP kokumveerist ja meditsiinilise kvaliteediga paberist valmistatud mitmekihilisest kihest. Vinü mutrimisega pakuvad I klassi protsessiindikaatorid auru, etüleenoksidi jooks visuaalselt kinnitust, et steriliseerimistingimused on täidetud.

Kasutusjuhend:

SOGEVA steriliseerimiskoti ja -koti on loodud selleks, et pakkuuda tervishoiutöötajatele tõhusat meetodit auru, etüleenoksidi või formaldehüüdiga steriliseerimiseks mõeldud meditsiiniseadmete steriliseerimiseks. Selle eesmärk on võimaldada kasuolevate meditsiiniseadmete steriliseerimist ja säilitada suletud seadmete steriilsus kuni kasutamise ajani.

Indikaatori värvimuutus:

SOGEVA steriliseerimiskoti ja -koti on varustatud

1. klassi protsessiindikaatoriga, mis on trükitud mittekolalise vespõhise tindiga. Näitajad vastavad standardile ISO 11140-1. SOGEVA keemilise protsessi indikaatorid tagavad selge ja täpse värvimuutuse pärast steriliseerimist.

- 1. klassi auruindikaator muutub pärast auru steriliseerimise protsessi helestisest tumeheliseks.

- 1. klassi etüleenoksidi indikaator muutub roosast oranžiks pärast kokkupuudet etüleenoksidiga steriliseerimise protsessiga.

- 1. klassi formaldehüüdi indikaator muutub pärast formaldehüüdiga steriliseerimise protsessi rohelisest kollaseks.

Kuidas kasutada:

1. SOGEVA steriliseerimiskoti on kasutusvalmis.

SOGEVA steriliseerimiseks mõeldud rullid tuleb lõigata vajaliku pikkusega.

2. Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud. Arge kasutage uuesti. Ühekordselt kasutatav toode.

3. Moodustage ümbrik, piteerides rulliosa ühe avatud otsa taadeldud sulguri ja valdeeritud piteerimisprotsessi abil.

Soovitav ühendustemperatuur on vahemikus 170–190 °C (338–374 °F), töötamise ajaks 1–6 sekundit.

4. Kui te tööstistale teravad otsad katsega, et vältida torkimist ja lõikamist.

5. Asetage steriliseeritav ese kotti. Arge täiuke ümbrikke rohkem kui 75% ulatuses nende mahust. Lõpe pinge vältimiseks jätke instrumendi ja koti ääri suletud serva vahele alati vähemalt 1,5 cm (0,6 tolli) ruumi piteeritud osadele.

6. Enne sulgemist eemaldage kottist käsitsi nii palju õhku kui võimalik.

7. Suletage koti avatud ots valdeeritud sulgemisprotsessi abil taadeldud sulguri.

8. Kasutamise ajal vältige suletud osade pinget; täiuke kotti, hoides seda tasasel horisontaalselt.

9. Kottide sterilisaatorise laadimisel asetage need korvi või, et fooliumi küljed oleksid fooliumi külgede poole ja paberi küljed oleksid paberi külgede poole.

10. Kotti tuleks asetada korvi või alusele püstises asendis ja mitte liiga lähedale, et käsi saaks nende vahelt läbi minna.

11. Laske pärast vaakumiga eeksteriliseerimist vähemalt 20 minutit kuivada.

12. Kottide eemaldamine sterilisaatorist. Käsitage neid ettevaatlikult, et vältida rebimist. Hoidke kotte eemal pälkesevalgusest, veest ja muudest vedelikest.

13. Do ei kasuta niiskeid ümbrikke. Kui vahetate kotti, korralke steriliseerimisprotsessi.

14. To avage ümbrik, hoides pölda ja nimetissõrme abil paberi külge ning teise käe pöat ja nimetissõrme, et tõmmata käie külge. Avage ümbrik alati avamise suunas. Käie tõukamiseks eemaldamiseks avage kott aeglaselt ja hoolikalt.

15. Part number: SOGEVA steriliseerimiskoti ja -koti on varustatud meditsiinilisele paberile trükitud LOT-numbriga.

LOT-number võimaldab toodet tootmisprotsessi ajal jälitada. Kui teil on kaebusi või tagasidest, on see nii poole salvestama LOT-numbri ja esitama pildi.

Säilitamise tingimused: Steriliseerimispakendi peab olema valguse eest kahtitud vedeliku ja ligre niiskus. Kui ümbriku paberipool on märg, ärge seda enam kasutage ja visake see ära, nagu täpustatud.

Sterilisuse kestus: Steriliseeritud kotte ja rulle tuleb hoida puhtastes suletud kappides, kus on kontrollitud niiskus ja temperatuur. Soovitav on hoida temperatuuri vahemikus 8–35 °C ja õhuniiskust 30–70%. Sterilisuse säilitamine nende kontrollitud parameetritega võimaldab tootel olla steriilne kuni 6 kuud ja mitte mingil juhul pärast aegumiskuupäeva (tabel 1 DIN 58953-8:2010).

Kõiklikusag / kõiklikusag: SOGEVA steriliseerimiskoti ja -kotti kõiklikusag (eeksteriliseerimine) on 5 (vii) aastat alates valmistamiskuupäevast kuni soovitud kasutamise- ja käitlustingimusteni. Toode tuleb ära kasutada 5 aasta jooksul alates valmistamiskuupäevast.

Aegumiskuupäev ja valmistamiskuupäev trükitakse siemisele sõlde ja tasekarbi sõlde. Selle eesmärk on võimaldada kasuolevate meditsiiniseadmete steriliseerimist ja säilitada suletud seadmete steriilsus kuni kasutamise ajani.

Iga seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ning kasutaja liikmesriigi ja/või patendi liikmesriigi pädevale asutusele.

Kõrvaldamise juhised: Kasutatud või kahjustatud steriliseerimiskoti ja -koti kõrvaldatakse autoklaavates bioloogilisele ohtlikele kottides, mitte tavaliistes jäätmekottides.



SOGEVA SRL – Via Pietro Nenni snc,
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
www.sogevasrl.com

