

**Proteolüütiliste ensüümidega kontsentreeritud pesuaine
seadmete puhastamiseks****OHT****Omadused**

GERMOCID ENZIMATICO on proteolüütiliste ensüümidega pesuaine meditsiini- ja hambaraviseadmete puhastamiseks. See toimib tõhusalt ka kuivanud orgaaniliste jääkide ja tõrksa mustuse eemaldamisel. Pesuainet võib kasutada klaas-, plast- ja metallpindadel. KUTSEALASEKS KASUTUSEKS, mõeldud nii käsitsipesuks kui ka kasutamiseks ultrahelipuhastites.

Kasutusjuhised: Pesuaine GERMOCID ENZIMATICO tuleb lahjendada ühes liitris soovitatavalt leiges kraanivees lahjendusastmega 0,6–10% ja segada põhjalikult. Enne seadmete lahusesse asetamist on soovitatav need puhastada saastusest selleks sobiva tootega ja loputada need külma veega ning seejärel panna need 10 minutiks GERMOCID ENZIMATICO lahusesse. Kuivade jääkide või tõrksa mustuse korral hoida seadmed lahuses 1 tund ja vajaduse korral kasutada puhastusharja.

Koostis: Mitteioonsed pindaktiivsed ained 15–30%, anioonsed pindaktiivsed ained 5–15%, ensüümid, lõhnaaine (limoneen, tsitraal), säilitusaine (bensisotiasolinoon).

Hoiatused: H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H315 Põhjustab nahaärritust. EUH208 Indeholder: CITRAL Kan förårsage en allergisk reaktion. P264 Pärast kasutamist pesta käed. P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab ainet: alkoksüülitud rasvalkohol. Kutsealaseks kasutuseks. Hoida jahedas, kuivas kohas soojusallikatest eemal. Nõuetekohase hoiustamise korral on toote kõlblikusaeg pärast avamist sama, mis etiketile märgitud.

Pesuaine vastab EÜ määrusele 648/2004

Kehtivusaeg: 3 aastat

Partii ja kõlblikusaeg: vt pakendilt

CE MEDITSIIINISEADE

Tootja: GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663
01 938www.germo.it - info@germodis.comTOODETUD ITAALIAS