

**Külmsteriliseerimisvahend
invasiivsete meditsiiniseadmete jaoks,
peräädikhappepulber**

ETTEVAATUST**Omadused**

GERMOCID POLVERE sisaldab peräädikhapet, mis aktiveerub pulbri lahustumisel leiges vees. Pulber lahustub täielikult, jätmata põhja jääke või pinnale vahtu. Alguses sinine vedelik muutub värvituks umbes 15 minuti pärast – selle aja jooksul areneb toimeaine (peräädikhape) nii, et lahus on kasutusvalmis ja suure bakteritsiidse võimega. Pulbrit GERMOCID POLVERE saab kasutada saasteainete eemaldina, desinfitseeriva vahendina, sporitsiidina ja invasiivsete meditsiiniseadmete külmsteriliseerimiseks haiglates, arsti- ja hambaravikabinettides. Toodet saab kasutada ka iluravivaldkonnas mitteinvasiivsete seadmete töötlemiseks. GERMOCID POLVERE on tõhus saasteainete eemaldina ning kuumusetundlike seadmete, nagu endoskoobid, optilised kiud, andurid jne, desinfitseerimisel ja kiirel külmsteriliseerimisel. Täielik sobivus eri komponentidega võimaldab pulbrit GERMOCID POLVERE kasutada ka endoskoobipesurites. Pärast kasutamist võib lahuse kasutuselt kõrvaldada tavajäätmena.

Kasutamine: Seadmete leotamiseks mõeldud lahuse valmistamine: pange vajalik kogus leiget vett spetsiaalsesse anumasse, kontrollides, et vee temperatuur oleks umbes 35 °C – see hõlbustab pulbri lahustumist. Lisage pulber, lähtudes koguse valimisel soovitud otstarbest; segage, kuni tekib selge sinine lahus. Enne lahuse kasutamist oodake 15 minutit.

Saasteainete eemaldamine / desinfitseerimine: lisage liitri vee kohta 8 g pulbrit ja kastke instrumendid 10 minutiks lahusesse; orgaaniliste jääkide püsimise korral peske sobiva pesuvahendiga. Pärast leotamist võtke instrumendid välja ja loputage need. Selleks tegevuseks jääb lahus pärast valmistamist aktiivseks maksimaalselt 7 päevaks (see aeg oleneb ka töödeldud instrumentide kogusest). **Sporitsiidne toime:** lisage liitri vee kohta 8 g pulbrit ja kastke instrumendid 10 minutiks lahusesse; selle tegevuse korral jääb lahus pärast valmistamist aktiivseks maksimaalselt 24 tunniks. **Põhjalik desinfitseerimine / külmsteriliseerimine:** lisage liitri vee kohta 16 g pulbrit ja kastke instrumendid 10 minutiks lahusesse. Pärast leotamist võtke instrumendid välja ja loputage steriilse veega, kuivatage ning hoidke aseptilistes tingimustes. Selle tegevuse korral jääb lahus pärast valmistamist aktiivseks maksimaalselt 24 tunniks.

Keemiline koostis: 100 grammi toodet sisaldab: 25 g tetraatsetüületüleendiamiini, 42 g naatriumperkarbonaati, abiained vastavalt vajadusele 100 g jaoks.

Hoiatused: **H302** Allaneelamisel kahjulik. **H318** Põhjustab raskeid silmakahjustusi. **P264** Pärast käitlemist pesta hoolega käed. **P280** Kanda kaitseprille/kaitsemaski. **P305, P351, P338** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada hoolikalt mitme minuti jooksul. Kui seda on lihtne teha, eemaldage kontaktläätsed. Seejärel jätkake loputamist. **P310** Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. **Koostis:** NAATRIUMPERKARBONAAT. Ärge kasutage alumiiniumi- ja niklisulamist instrumentidega. Järgige kasutusjuhendi nõudeid. Ärge kasutage metallanumatega. Kutseline kasutus.

Sobivus materjalidega: GERMOCID POLVERE sobib hästi enamiku materjalidega, millest valmistatakse haiglates ja tervishoius kasutatavaid seadmeid. Uuringud GERMOCID POLVERE sobivuse kohta meditsiiniseadmetega ei ole näidanud meditsiiniseadme lagunemist pärast GERMOCID POLVERE kasutamist soovitatud kasutustingimustes.

Kõlblikkusaeg ja hoiustamine: toote kasutusaeg on 2 aastat alates valmistamise kuupäevast. Toodet tuleb hoida originaalpakendis. Kui pakend avatakse ja suletakse pärast iga kasutuskorda õigesti, ilma et alles jääv pulber saastuks muude ainete ja/või väliste mõjurite tõttu, säilitab preparaat oma kehtivuse kuni toote ärakasutamiseni. Toodet tuleb kaitsta niiskuse eest. Hoida jahedas ja kuivas kohas, soojusallikatest eemal. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustada saanud.

Partii ja kõlblikkusaeg: vt pakend

CE-märgisega MEDITSIIINISEADE 0546, Euroopa direktiiv 93/42/EMÜ

Tootja:

GERMO S.p.A., Via Giotto 19/21, 20032 Cormano (MI) Tel 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
VALMISTATUD ITAALIAS

Hoiatused võivad olenevalt toote ohutuskardi värskendamisest varieeruda