

ET

Kontsentreeritud puhastusvahend
mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete jaoks,
puhastava toimega

ETTEVAATUST

Omadused

GERMOCID ODORLESS on kontsentreeritud lahus, millel on kiire ja tõhus puhastav ja desinfitseeriv toime. Sobib grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite, seente, mükobakterite ja viiruste (adenoviirus, HIV, HBV, HCV) eemaldamiseks. GERMOCID INODORE on spetsiaalne toode pindade ja mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete (nt näomaskid, hambaravitoolid) puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ning erinevate seadmete/esemete (nt lauad, käetoed, käepidemed) töötlemiseks arsti- ja hambaravikabinettides. Selle tõhusus ja kiirus nii puhastus- kui ka desinfitseeriva vahendina orgaanilise materjali (veri, sülg, orgaanilised eksudaadid) juuresolekul võimaldab seda kasutada kõikide hambaravi- ja muude instrumentide töötlemiseks. Mustuse eemaldamine ei eelda mehaanilist toimingut.

Kasutamine: bakteritsiidse toime saamiseks hoidke 5–10% lahusega kokkupuudet 15 minutit, fungitsiidse toime saamiseks 10% lahusega 15 minutit, mükobakteritsiidse toime saamiseks 10% lahusega 60 minutit ja adenoviiruse tõrjumiseks 1% lahusega 60 minutit ning HIV, HVC ja HBV tõrjumiseks 15% lahusega 60 minutit. Kandke pestavatele seintele ja pindadele käsna, lapi või pihustiga, manuaalse või mehaanilise pumba või muu vahendiga. Laske mõjuda, seejärel loputage. Lahjendatud lahus on õige kasutamise korral stabiilne ühe nädala jooksul, kui seda hoitakse soovimatute ainete ja/või väliste mõjurite toimet saastumast.

Keemiline koostis: 100 g toodet sisaldab: 10 g bensalkooniumkloriidi, 1 g o-fenüülfenool, abiained, puhastatud vesi vastavalt vajadusele 100 g jaoks.

Hoiatused: H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H400 Väga mürgine veeorganismidele. H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P260 Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. P303, P361, P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305, P351, P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada hoolikalt mitme minuti jooksul. Kui seda on lihtne teha, eemaldage kontaktläätsed. Seejärel jätkake loputamist. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Koostis: kvaternaarsed ammooniumiühendid. Enne kasutamist loksutada. Toode ei sobi kokku detergentide ja anioonsete pindaktiivsete ainetega. Hoida jahedas ja kuivas kohas, eemal soojusallikatest. Nõuetekohase hoiustamise korral säilitab toode pärast avamist etiketil toodud kõlblikkusaja. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustada saanud. Kutseline kasutus.

Pesuvaine on kooskõlas määrusega (EÜ) 648/2004

Kõlblikkusaeg: 5 aastat

Partii ja kõlblikkusaeg: vt pakend

CE-märgisega MEDITSIIINISEADE 0546, Euroopa direktiiv 93/42/EMÜ

Tootja:

GERMO S.p.A., Via Giotto 19/21, 20032 Cormano (MI) Tel 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

VALMISTATUD ITAALIAS

Hoiatused võivad olenevalt toote ohutuskardi värskendamisest varieeruda