

ET

Alkoholipõhine desinfitseeriv puhastusvahend mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete jaoks
Kasutusvalmis

HOIATUS**Omadused**

GERMOCID BASIC on kasutusvalmis hüdroalkohoolne lahus, mis põhineb kloorheksidiini diglükonaadil ja kvaternaarsetel ammooniumsooladel; sellel on lai toimespekter pindade ja mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete, biomeditsiiniliste seadmete suurte või raskesti ligipääsetavate pindade ja hambaravikabineti varustuse (näomaskid, toetuspinnad, käetoed, peatoed jne) kiireks ja tõhusaks desinfitseerimiseks. GERMOCID BASIC ei vaja lahjendamist ja annab kiire ning pikaajalise kaitse järgmiste vastu: viirused (adenoviirus, HIV, HBV, HCV), bakterid (grampositiivsed, gramnegatiivsed), mükobakterid (sh Mycobacterium tuberculosis) ja seened (pärm- ja hallitusseened). Orgaanilised ained (veri, sülg, eksudaadid) selle toimet ei halvenda. Toode aurub kiiresti. Meditsiiniseadmete või biomeditsiiniliste seadmete valmistamiseks kasutatud materjalidele ei ole täheldatud söövitavat mõju. Soovitav on vältida kasutamist alkoholis kiiresti riknevate materjalide korral.

Kasutamine: Enne kasutamist loksutada. Pihustage GERMOCID BASICut otse töödeldavatele pindade või esemetele. Laske ainel toimida ja seejärel pühkige üle lapi või ühekordselt kasutatava paberiga.
GERMOCID BASIC elimineerib viieminutilise kokkupuute jooksul grampositiivsed ja gramnegatiivsed bakterid, seened (pärmid ja hallitusseened) ja viirused (sh HIV, HBV, HCV) vastu; mükobakterid (sh tuberkuloos) hävinevad 60 minuti jooksul.

Koostis:

100,0 g toodet sisaldab:

0,1 g kloorheksidiini diglükonaati;

0,1 g Bensalkooniumkloriidi;

Etüülalkohol 45,0 g;

Isopropüülalkohol 15,0 g;

abiained;

substantatud vesi vastavalt vajadusele 100,0 g jaoks

Hoiatused: H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P370+P378 Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada süsinikdioksiid, vaht, keemiline pulber. P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P273 Vältida sattumist keskkonda. Professionaalne kasutamine. Vältige kasutamist materjalidel, mida alkohol võib kahjustada. The

Toode ei ühildu puhastusvahendite ja anioonsete pindaktiivsete ainetega Pärast avamist säilitab toode etiketil märgitud säilivusaja, kui seda õigesti hoitakse. Ärge kasutage kahjustatud pakendit. Hoida jahedas, kuivas kohas ja eemal soojusallikatest. Väline kasutamine.

Kõlblikkusaeg: 3 aastat

Partii ja kõlblikkusaeg: vt pakend

CE-märgisega MEDITSIIINISEADE 0546, Euroopa direktiiv 93/42/EMÜ

Tootja:

GERMO S.p.A., Via Giotto 19/21, 20032 Cormano (MI) Tel 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

VALMISTATUD ITAALIAS

Hoiatused võivad olenevalt toote ohutuskaardi värskendamisest varieeruda