

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Peate teatama kõigist meie poolt tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus te asute.

Tehnilised parameetrid:

1. suurus (L x W x H): Suurus lahtisena: 196 x 50 x 18 (cm) Suurus kokkuvolditult: 106 x 50 x 15 (cm)
2. Ratastooliks volditud: Seljaosa kõrgus: Istme kõrgus 136 cm: 52 cm
3. Netokaal: 9 kg Brutokaal: 11 kg
4. Kandevõime: 159 kg



Kasutamine

1. Nagu on näidatud joonisel 1 Kui alumiiniumist kandraam/ratastool on avatud, on soovitatav ratastoolis istuval patsiendil kinnitada turvavöö.
2. Voltige kandraam ratastooliks, nagu näidatud joonisel 2. Kõigepealt painutage seda ja seejärel tõstke noolega näidatud suunas ülespoole, kuni see jõuab joonisel 3 näidatud asendisse. Kinnitage turvalukk (veenduge, et sulgur 2 haakub turvapoldiga 1).
3. Joonisel 3 on näidatud tugijalad; saadaval on ka teine, ratastega tüüp. Toote jõudlus, kasutamine, kasutusala jne on kõik samad.
4. Joonisel 4 näidatud kokkupandud asendis kandraam hõlbustab transportimist suletud ruumides (kui kandraam on joonisel 3 näidatud asendis, vabastage turvalukk, asetage jalg rataste kõrval olevale kangile ja tõstke polsterdatud seljatoeosa üles, et panna kandraam tagasi joonisel 1 näidatud asendisse; seejärel saab kandraami kokku voldida).

Kasutusala

Seda toodet saab kasutada kitsas esikus või koridoris, käänulises koridoris või mitmetasandilises trepikojas või mujal, et siseneda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Hooldus

1. Hooldada sageli ja korralikult (kaasa arvatud desinfitseerimine)
2. Kontrollige sageli, et osad on korralikult kinnitunud.

Tähtis!

Veenduge alati, et turvavöö oleks kasutamisel heas seisukorras ja et lukustus oleks kindlalt turvapoldi külge kinnitatud, kui kasutate kandraami ratastooli konfiguratsioonis.

Hoiustamine ja transport

1. Toodet tuleb hoida niiskuskindlas ja korrosioonivabas keskkonnas
2. Toodet võib transportida tavaliste transpordivahenditega.
3. Ladustamisel ja transportimisel järgige pakendil toodud juhiseid.

Pakend ja tarvikud:

1. Toode on pakendatud karpi.
2. Tarvik: Vastavussertifikaat, kasutusjuhend.

	Tootja		Hoida paigas värske ja kuiv		Importija
	Tootekood		Mitte steriilne		Hoiatus: Lugege kasutusjuhised (hoiatused) hoolikalt läbi ja järgige neid
	Partii number		Meditsiiniseade		Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
	Lugege juhiseid kasutamiseks		Tootmiskuupäev		
	Nõuetele vastav meditsiiniseade määrulele (EL) 2017/745				

GIMA GARANTII TINGIMUSED

Kehtib Gima 12-kuuline standardne B2B garantii.