



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**OROLOGI DA INFERMIERE  
WATCH FOR NURSES  
MONTRES INFIRMIÈRES  
RELOJ DE ENFERMERÍA  
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS  
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ZEGARKI PIELĘGNIARSKIE  
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ**

ساعات الممرضة

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso - Guia para utilização  
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Podręcznik obsługi i konserwacji  
Οδηγίες χρήσης -

- تعليمات الاستخدام والصيانة

GIMA	REF	GIMA	REF	GIMA	REF
20400	NS881WHITE	20421	NS881	20455	NS885
20401	NS881BLU	20422	NS881	20460	NS885
20402	NS881RED	20423	NS881	20461	NS885
20403	NS881VIOLET	20424	NS881	20462	NS885
20404	NS881PINK	20425	NS881	20463	NS885
20405	NS881BLACK	20410	NS881WBOX	20464	NS885
20420	NS881	20411	NS881BBOX	20465	NS885



Nox Industry Co., Limited  
603-5 NO.17-2 Wanghai Road, Siming District  
Xiamen, China, P.C. 361008  
info@noxtime.com  
Made in China



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## ***How to use the watch for nurses***

We thank you for choosing our silicone watch for nurses and we hope that its use will give you full satisfaction.

Before enabling the watch, please pay attention to any movement of one of the needles. This is due to the fact that the movement drive has not yet been activated. Once the battery protection tab is removed, the needle will move in only one direction.

To enable the clock, pull it out of its silicone body and remove the protect tab on the charging mechanism.

Pull the charging mechanism, rotate it to set the time and bring the mechanism into its housing to lock it.

Replace the body of the watch on the opposite side of the securing pin.

### ***Cleaning***

Remove the watch from its silicone holder and clean the silicone with a cloth dampened with water and soap or alcohol at 70°.

For the body of the watch, use a damp cloth as the watch is watertight.

**WEIGHT:** 30 grams.

**BATTERY:** SR626SW button battery (when the battery is low, throw it into the collection container; please refer to the procedure for the collection of batteries).

**BATTERY LIFE:** 18 months.

**BATTERY REPLACEMENT:** on the back of the watch, there is a notch to open the housing and get to the battery. Lift the rear with a sharp and thin instrument. Remove the white plastic cover and the battery by sliding it on the side.

Insert the new battery complying with the correct polarity with the “+” facing up. Replace the white cover and close the case.

### **GIMA WARRANTY CONDITIONS**










Congratulations for purchasing a GIMA product. This product meets high qualitative standards both as regards the material and the production. The warranty is valid for 12 months from the date of supply of GIMA. During the period of validity of the warranty, GIMA will repair and/or replace free of charge all the defected parts due to production reasons. Labor costs and personnel traveling expenses and packaging not included.

All components subject to wear are not included in the warranty.

The repair or replacement performed during the warranty period shall not extend the warranty. The warranty is void in the following cases: repairs performed

by unauthorized personnel or with non-original spare parts, defects caused by negligence or incorrect use. GIMA cannot be held responsible for malfunctioning on electronic devices or software due to outside agents such as: voltage changes, electro-magnetic fields, radio interferences, etc. The warranty is void if the above regulations are not observed and if the serial code (if available) has been removed, cancelled or changed. The defected products must be returned only to the dealer the product was purchased from. Products sent to GIMA will be rejected.

Indice dei Simboli / Index of symbols / Liste des symboles / Symbole / Índice de símbolos /  
 Índice de Símbolos / Indeks symboli / Πίνακας συμβόλων / مؤشرات سوبولات

	<p><b>IT</b> - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso  <b>GB</b> - Caution: read instructions (warnings) carefully  <b>FR</b> - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)  <b>DE</b> - Achtung: Anweisungen (Warings) sorgfältig lesen  <b>ES</b> - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente</p>	<p><b>PT</b> - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente  <b>PL</b> - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi  <b>GR</b> - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)  <b>SA</b> - الحذر - قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>
	<p><b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto  <b>GB</b> - Keep in a cool, dry place  <b>FR</b> - À conserver dans un endroit frais et sec.  <b>DE</b> - An einem kühlen und trockenen Ort lagern  <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco</p>	<p><b>PT</b> - Armazenar em local fresco e seco  <b>PL</b> - Przechowywać w suchym miejscu  <b>GR</b> - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον  <b>SA</b> - يحفظ في مكان بارد وجاف</p>
	<p><b>IT</b> - Seguire le istruzioni per l'uso  <b>GB</b> - Follow instructions for use  <b>FR</b> - Suivez les instructions d'utilisation  <b>DE</b> - Folgen Sie den Anweisungen  <b>ES</b> - Fabricante</p>	<p><b>PT</b> - Siga as instruções de uso  <b>PL</b> - Patrz pod ręcznik użytkownika  <b>GR</b> - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  <b>SA</b> - مستورد عن طريق</p>
	<p><b>IT</b> - Prodotto conforme alla Direttiva Europea  <b>GB</b> - Product complies with European Directive  <b>FR</b> - Ce produit est conforme à la directive européenne  <b>DE</b> - Produkt gemäß EU-Richtlinie  <b>ES</b> - Producto conforme a la Directiva Europea</p>	<p><b>PT</b> - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia  <b>PL</b> - Produkt zgodny z Dyrektywą Europejską  <b>GR</b> - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  <b>SA</b> - المنتج متوافق مع التوجيه الأوروبي</p>
	<p><b>IT</b> - Codice prodotto  <b>GB</b> - Product code  <b>FR</b> - Code produit  <b>DE</b> - Erzeugniscode  <b>ES</b> - Código producto</p>	<p><b>PT</b> - Código produto  <b>PL</b> - Numer katalogowy  <b>GR</b> - Κωδικός προϊόντος  <b>SA</b> - كود المنتج</p>
	<p><b>IT</b> - Conservare al riparo dalla luce solare  <b>GB</b> - Keep away from sunlight  <b>FR</b> - À conserver à l'abri de la lumière du soleil  <b>DE</b> - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern  <b>ES</b> - Conservar al amparo de la luz solar</p>	<p><b>PT</b> - Guardar ao abrigo da luz solar  <b>PL</b> - Przechowywać z dala od światła słonecznego  <b>GR</b> - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία  <b>SA</b> - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p><b>IT</b> - Numero di lotto  <b>GB</b> - Lot number  <b>FR</b> - Numéro de lot  <b>DE</b> - Chargennummer</p>	<p><b>ES</b> - Número de lote  <b>PT</b> - Número de lote  <b>PL</b> - Kod partii  <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας  <b>SA</b> - رقم الدفعة</p>
	<p><b>IT</b> - Smaltimento RAEE  <b>GB</b> - WEEE disposal  <b>FR</b> - Disposition DEEE  <b>DE</b> - Beseitigung WEEE  <b>ES</b> - Disposición WEEE</p>	<p><b>PT</b> - Disposição REEE  <b>PL</b> - Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia.  <b>GR</b> - Διάθεση WEEE  <b>SA</b> - التخلص WEEE</p>
	<p><b>IT</b> - Importato da  <b>GB</b> - Imported by  <b>FR</b> - Importé par  <b>DE</b> - Eingeführt von  <b>ES</b> - Importado por</p>	<p><b>PT</b> - Importado por  <b>PL</b> - Importowane przez a  <b>GR</b> - Εισαγωγή από  <b>SA</b> - مستورد عن طريق</p>