

180.00 mm


Value&Safe


Particle Filtering Mask - Earloop - white
 Masque filtrant contre les particules - Avec élastique - blanc
 Mascarilla filtrante contra partículas - Con elástico - blanca
 Máscara de filtragem de partículas - Com elástico - branca
 Partikelfiltermaske - Mit elastischem Ohrband - weiß


FFP2 NR


1
 Piece
 Pièce
 Pieza
 Peça
 Stück




 It should be worn in order to block the exhalation or ejection of contaminating particles from the mouth and from the nasal cavity into common spaces - **NON-STERILE, SINGLE-USE, DUSTPROOF** - 42,8% **nonwoven fabric**, 28,6% **hot-air cotton**, 28,6% **meltblown fabric** - Do not press excessively during transport, in order to avoid damaging the package. 3-year validity, do not use beyond expiration date.

 Portez-le pour arrêter l'expiration ou l'émission de particules contaminantes par la bouche et les fosses nasales dans les environnements courants. - **NON STÉRILE, JETABLE, ANTI-POUSSIÈRE** - 42,8% **TNT**, 28,6% **coton à air chaud**, 28,6% **tissu meltblown** - Ne pas écraser excessivement pendant le transport pour éviter d'endommager le colis. Valable pendant 3 ans, ne pas utiliser au-delà de la période de validité.

 Debe utilizarse para bloquear la exhalación o la emisión de partículas contaminantes de la boca y de la cavidad nasal en los ambientes comunes - **NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, ANTIPOLVOS** - 42,8% **TNT**, 28,6% **algodón de aire caliente**, 28,6% **tela meltblown** - No aplastar excesivamente durante el transporte para evitar dañar el envase. Validez de 3 años, no utilizar fuera del período de validez.

 Deve ser envergada para bloquear a expiração ou a emissão de partículas contaminantes da boca e da cavidade nasal para os ambientes comuns - **NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, ANTIPOVLO** - 42,8% **TNT**, 28,6% **algodão de ar quente**, 28,6% **tecido meltblown** - Não comprima excessivamente durante o transporte para evitar danificar a embalagem. Validade de 3 anos, não utilize para além do período de validade.

 Sie sollte getragen werden, um kontaminierende Partikel durch Ausatmen bzw. Emission aus dem Mund und der Nasenhöhle in normale Umgebungen zurückzuhalten - **NICHT STERIL, EINWEG, STAUBSCHUTZ** - 42,8% **Vliesstoff**, 28,6% **Heißluftbaumwolle**, 28,6% **Meltblown-Stoff** - Während des Transport nicht zu sehr zusammendrücken, um Schäden an der Verpackung zu vermeiden. 3 Jahre haltbar, nicht über das Ablaufdatum hinaus verwenden.

EU: 2016/425 - EN 149:2001 + A1:2009

Wearing instructions

- Place the nose piece on your nose and the mask on your chin.
- Pull the elastic loops behind your ears and adjust the mask.
- Adjust the nose piece to your nose.
- Make sure that the mask fits close to your face.

WARNING

- a. Risk may be expected if the product is used in a surgical setting or in a setting with significant exposure to bodily or other hazardous liquids or fluids; or used in a clinical setting where the risk of infection through inhalation is high; or used in the presence of a high intensity heat source or flammable gas.
- b. The product is not designed for use in an anoxic or an underwater environment.
- c. Check for integrity before use.
- d. This product is not a respirator.
- e. The mask does not eliminate the risk of contracting any disease or infection.
- f. Failure to properly use and maintain this product could result in illness.
- g. Do not use beyond expiration date.
- h. Do not use if the package is damaged.
- i. Do not use with oxygen and use only in ventilated areas with oxygen >19% and only for a single work shift. The device is less effective if it is altered or damaged or if hair and beard are present. If you feel sick, leave the working area and move to an aerated area. Do not use in highly contaminated or potentially explosive areas.

Comment le porter

- Placer la partie supérieure sur le nez et le masque sur le menton.
- Tirer les élastiques derrière les oreilles et ajuster le masque.
- Mettre la partie supérieure sur le nez.
- Vérifier l'adhérence au visage.

ATTENTION

- a. Un risque peut être attendu si le produit est utilisé dans un environnement chirurgical ou avec une exposition importante à des fluides corporels ou autres fluides dangereux, s'il est utilisé dans un environnement clinique où il existe un risque élevé d'infection par inhalation ou s'il est utilisé en présence d'une source de chaleur intense ou d'un gaz inflammable.
- b. Le produit n'est pas conçu pour l'utilisation dans un environnement anoxique ou subaquatique.
- c. Vérifier l'intégrité avant l'utilisation.
- d. Ce produit n'est pas un respirateur.
- e. Le masque n'élimine pas le risque de contracter des maladies ou des infections.
- f. Une utilisation et un stockage incorrects du produit peuvent entraîner des problèmes.
- g. Ne pas utiliser au-delà de la période de validité.
- h. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- i. Ne pas utiliser avec l'oxygène et seulement dans une zone aérée avec de l'oxygène >19% et pour un seul roulement. Les modifications, dommage, cheveux et barbe réduisent l'efficacité. En cas de malaise, abandonner la zone de travail et rejoindre des zones d'air frais. Éviter l'utilisation dans des zones hautement contaminées ou à risque d'explosion.

Para utilizar

- Posicionar la pinza nasal en la nariz y la máscara en la barbilla.
 - Tirar los elásticos detrás de las orejas y colocar la máscara.
 - Adaptar la pinza nasal a la nariz.
 - Verificar la adherencia a la cara.
- AVERTENCIA**
- a. Es previsible un riesgo si el producto se utiliza en ambiente quirúrgico o con exposición significativa a líquidos y fluidos corporales u otros fluidos peligrosos, se utiliza en un ambiente clínico donde existe un alto nivel de riesgo de infección para la inhalación o se utiliza en presencia de una fuente de calor intenso o de un gas inflamable.
- b. El producto no está diseñado para su uso en un entorno anóxico o subacuático.
- c. Verificar la integridad antes del uso.
- d. El producto no es un respirador.
- e. La mascarilla no elimina el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
- f. El uso incorrecto y la conservación incorrecta del producto pueden implicar trastornos.
- g. No utilizar fuera del período de validez.
- h. No utilizar si el envase está dañado.
- i. No usar con oxígeno, usar sólo en área ventilada con oxígeno >19% y para un único turno. Los cambios, daños, así como cabellos o barba reducen su eficacia. En caso de malestar abandonar el área de trabajo y dirigirse hacia zonas con aire fresco. Evitar el uso en zonas altamente contaminadas o con riesgo de explosión.

Para envergar

- Coloque o adaptador de nariz no nariz e a máscara no queixo.
 - Puxe os elásticos para trás das orelhas e coloque a máscara.
 - Ajuste o adaptador de nariz ao nariz.
 - Verifique a aderência ao rosto.
- ATENÇÃO**
- a. É previsível que haja risco se o produto for utilizado em ambiente cirúrgico ou com exposição significativa a líquidos e fluidos corporais ou outros fluidos perigosos, se for utilizado num ambiente clínico onde haja um alto nível de risco de infeção por inalação, ou se for utilizado na presença de uma fonte de calor intenso ou de um gás inflamável.
- b. O produto não foi concebido para utilização num ambiente anóxico ou subaquático.
- c. Verifique a integridade antes de usar.
- d. O produto não é um respirador.
- e. A máscara não elimina o risco de contrair doenças ou infeções.
- f. A utilização incorreta e a conservação errada do produto podem implicar distúrbios.
- g. Não utilize para além do período de validade.
- h. Não utilize se a embalagem estiver danificada.
- i. Não utilize com o oxigénio, utilize apenas numa área ventilada com oxigénio >19% e durante um único turno. Alterações, danos, cabelo e barba reduzem a eficácia. Em caso de indisposição, abandone a área de trabalho e vá para zonas com ar fresco. Evite utilizar em zonas altamente contaminadas ou com risco de explosão.

Anlegen der Maske

- Legen Sie das Nasenstück auf die Nase und die Maske auf das Kinn.
 - Ziehen Sie die Gummibänder hinter die Ohren und rücken Sie die Maske zurecht.
 - Passen Sie das Nasenstück an die Nase an.
 - Überprüfen Sie die Haftung am Gesicht.
- WARNUNG**
- a. Ein Risiko ist vorhersehbar, wenn das Produkt in einem chirurgischen Umfeld oder bei erheblicher Exposition gegenüber Körperflüssigkeiten oder anderen gefährlichen Flüssigkeiten, in einem klinischen Umfeld, in dem ein hohes Infektionsrisiko durch Inhalation besteht, oder in Gegenwart starker Wärmequellen oder brennbarer Gase verwendet wird.
- b. Das Produkt ist zur Verwendung in einer anoxischen Umgebung oder in einer Unterwasser-Umgebung nicht bestimmt.
- c. Vor Gebrauch die Integrität der Maske prüfen.
- d. Bei diesem Produkt handelt es sich um kein Atemgerät.
- e. Die Maske beseitigt nicht die Gefahr Krankheiten oder Infektionen zu bekommen.
- f. Falscher Gebrauch und Lagerung können Beschwerden hervorrufen.
- g. Nicht über das Ablaufdatum hinaus verwenden.
- h. Im Falle einer beschädigten Verpackung darf das Produkt nicht verwendet werden.
- i. Nicht mit Sauerstoff, nur in gut belüfteter Umgebung mit Sauerstoff >19% und nur einmal verwenden. Modifikationen, Schäden, Haare und Bart beeinträchtigen die Wirksamkeit. Bei Unwohlsein den Arbeitsbereich verlassen und an die frische Luft gehen. Vermeiden Sie die Verwendung in stark kontaminierten oder explosionsgefährdeten Bereichen.

REF LK-2006 (20732)

Brand: XIQUE / Marque: XIQUE / Marca: XIQUE
 Marca: XIQUE / Marke: XIQUE

 Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd.
 Qingcao Industrial Park, Tongcheng,
 Anqing City, Anhui Province
 Made in China

Imported by / Importé par / Importado por
 Importado por / Eingeführt von:
 Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
 www.gimaitaly.com




**LOT**

EN 149:2001 + A1:2009

Notified body / Organisme notifié
 Organismo notificador
 Organismo notificado
 Benannte Stelle
 0370

LGAI Technological Center (APPLUS)
 Campus UAB,
 Ronda de la Font del Carme s/n,
 E-08193, Bellaterra (Barcelona), Spain

Regulation EU 2016/425
 Règlement UE 2016/425
 Regulamento UE 2016/425
 Regulamento da UE 425/2016
 Verordnung EU 2016/425



Rev. 5 - 12/21