



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzì -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY

Instruction manual “T5000”

Structure made of epoxy painted steel tube. Backrest adjustable by gas pump. Leg rest manually adjustable. Metal footrest manually extractable. Armrest with articulations, manually adjustable in height. Padding made of high-density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) – fireproof class 1 IM. Back push handle. Mattress overall dimensions: 170x55cm. Height from floor to seat: 56 cm. Four wheels diam 100 mm, 2 of which are directional and 2 with brake. Supplied with chart holder support and blanket tray complete with fixing belts to fix oxygen bottle.

Carrying capacity: 150Kg

All models are produced eliminating sources of potential risk to the user, should unintended collisions occur, such as cutting edges or sharp corners.

These instruments are intended to be used by medical practitioners who are specially trained on how to use and care of them. Use for purposes other than what it is intended for is not allowed. The incorrect use, poor or inappropriate maintenance can rapidly lead to deterioration of the instruments.



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzì -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY

- Check the right tightening torque of all mobile parts before and during use.
- For cleaning, do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants, and acetone: the manufacturer company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

TITANOX WARRANTY TERMS

Titanox 12-month warranty applies from final invoice date.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

REF T5000



	IT Fabbricante ENG Manufacturer FR Fabricant
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso ENG Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	IT Leggere le istruzioni per l'uso ENG Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation
	IT Conservare al riparo dalla luce solare ENG Keep away from sunlight FR Á conserver à l'abri de la lumière du soleil
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto ENG Keep in a cool, dry place FR Á conserver dans un endroit frais et sec
	IT Codice prodotto ENG Product code FR Code produit
	IT Numero di lotto ENG Lot number FR Numéro de lot
	IT Dispositivo medico ENG Medical Device FR Dispositif médical
	IT Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I ENG The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device FR Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I

T5000

MANIGLIA: CONTROLLARE SEMPRE CHE LA MANIGLIA NON SIA ALLENTATA, SE COSI' FOSSE STRINGERLA

HANDLE: ALWAYS CHECK THE HANDLE NOT BE LOOSE, IN CASE IT IS LOOSEN, TIGHTEN IT

POIGNEE: VERIFIEZ TOUJOURS QUE LA POIGNEE NE SOIT PAS DESSERREE, LE CAS ECHEANT IL FAUT LA SERRER

SPINGERE LA LEVA VERSO L'ALTO PER ABBASSARE LO SCHIENALE
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO LEGGERMENTE CON UNA MANO SE LA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER UPWARD, TO LOWER THE BACKREST
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LE HAUT POUR ABAISSER LE DOSSIER
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT AVEC VOTRE MAIN SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)

SPINGERE LA LEVA VERSO SINISTRA PER SOLLEVARE LO SCHIENALE
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO LEGGERMENTE CON UNA MANO SE UNA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER TO THE LEFT TO LIFT THE BACKREST
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LA GAUCHE POUR SOULEVER LE DOSSIER
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT AVEC VOTRE MAIN SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)

