



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

---

## ***MASCHERINA FACCIALE IN SILICONE SILICONE FACE MASK***

**Manuale d'uso - User manual**

---



REF	DESCRIPTION
34223	Face mask N° 3 - child/large
34224	Face mask N° 4 - adult/small
34225	Face mask N° 5 - adult/large



### CAUTION

1. Read the instructions for use before use.
2. Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
3. Patient should be monitored constantly whenever this device is in use.

### DIRECTIONS FOR USE

1. Check for clear airflow passage prior to use.
2. Connect to breathing circuit or resuscitation device with appropriate fitting.
3. Make sure all connections are compatible and fit firmly.
4. Hand-hold or secure with head strap.

### CLEANING AND STERILIZATION

#### 1. Cleaning (Manual)

- a. Rinse neutral detergent to all surface of mask.
- b. Use brush to clean mask.
- c. Wash mask under the cleaning running water until mask is cleaned completely.
- d. Dry it in the room temperature or 50°C oven.

#### 2. Sterilize the components using one of the following methods:

- a. Autoclave (max 121°C following sterilizer's instructions)
- b. Most common disinfecting solutions which are used for equipment coming into contact with the patient. Rinse thoroughly with water after sterilization.

### STORAGE

1. Store in clean dry conditions. Away from heat and light.
2. The temperature for storage and transport is between -20°C and 60°C.

Simboli / Symbols					
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE Medical Device complies with Directive 93/42/EEC		Codice prodotto Product code		Data di scadenza Expiration date
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso Caution: read instructions (warnings) carefully		Fabbricante Manufacturer		Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
	Leggere le istruzioni per l'uso Consult instructions for use		Data di fabbricazione Date of manufacture		Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight
	Numero di lotto Lot number				

REF

34223 - 34224 - 34225



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in Taiwan

0476

