

TIJERAS PARA MATERIAL MÉDICO

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Dispositivos

Tijeras para material médico (No estériles, Acero inoxidable).

Especificación del Producto:

El producto está fabricado en acero inoxidable de alta calidad específico para la producción de instrumentos médicos, según las normas ISO y ASTM.

Limpieza previa

Elimine los depósitos macroscópicos utilizando una esponja de laparotomía y agua esterilizada durante el procedimiento.

Limpieza manual

Para minimizar el riesgo del personal que realiza la limpieza manual, deben evitarse en todo momento las salpicaduras y la creación de aerosoles. El personal que lleve a cabo la limpieza manual debe llevar EPP en todo momento.

Los dispositivos deben ser:

- 1) Limpiados utilizando un paño que no suelte pelusa, impregnado con la solución detergente adecuada, seguido de un paño limpio, húmedo y que no suelte pelusa; y luego
- 2) Secados con otro paño limpio que no suelte pelusa. Se pueden utilizar toallitas impregnadas de alcohol tras un proceso de limpieza manual.

Detergentes: Utilice detergentes específicos: no utilice lavavajillas común.

Desinfección

Los instrumentos de papel/recubiertos de polvo GIMA no se pueden esterilizar en autoclave, pero se pueden limpiar/desinfectar con desinfectantes como Endo Star (desinfectante de instrumentos de alto nivel) o cualquier otra solución desinfectante/esterilizante superior.

Manejo en el punto de uso

Solo pueden ser utilizados para el propósito para el que han sido diseñados, únicamente por personal adecuadamente cualificado.

Almacenamiento & mantenimiento

Los productos deben almacenarse lejos de la luz solar directa y del agua, en un ambiente seguro, seco y fresco.

Advertencia

No utilice el instrumento oxidado. Lávese las manos con jabón antibacterial o utilice un desinfectante de manos aprobado antes de usarlo.








Solo para uso profesional - desinfectar antes de usar.

Conclusión

Estos Dispositivos Médicos se clasifican como clase I según el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) 2017/745.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF	IT Codice prodotto GB Product code PT Código produto FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto		IT Fabbricante GB Manufacturer PT Fabricante FR Fabricant DE Hersteller ES Fabricante		IT Non sterile GB Non-sterile PT Não estéril FR Pas stérile DE Nicht steril ES No estéril	MD	IT Dispositivo medico GB Medical Device PT Dispositivo médico FR Dispositif médical DE Medizinprodukt ES Producto sanitario
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use PT Consulte as instruções de uso FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture PT Data de fabrico FR Date de fabrication DE Herstellungsdatum ES Fecha de fabricación		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place PT Armazenar em local fresco e seco FR À conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco		
CE	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745	LOT	IT Numero di lotto GB Lot number PT Número de lote FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight PT Guardar ao abrigo da luz solar FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar		
UDI	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier PT - Identificador exclusivo do dispositivo FR - Identifiant unique de l'appareil DE - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) ES - Identificador de dispositivo único		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente				

REF 20520 - 20521 - 20522 - 20529
20531 - 20532 - 20533 - 20534

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

