

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE DI TIPO II DOPPIO STRATO AD USO MEDICALE**  
**TYPE II WASHABLE DOUBLE LAYERED SURGICAL MASK FOR MEDICAL USE**  
**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE À DOUBLE COUCHE DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE DOPPELLAGIGE CHIRURGISCHE MASKE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA DE DOS CAPAS TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**  
**MÁSCARA CIRÚRGICA DE CAMADA DUPLA LAVÁVEL TIPO II PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÄTTBART KIRURGMUNSKYDD MED DUBBELT SKIKT FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**DWUWARSTWOWA MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**  
**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL, DE TIP II, LAVABILĂ, CU 2 STRATURI**

**قناع جراحي بطبقة مزدوجة قابل للغسيل ومن النوع الثاني للاستخدام الطبي**

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von  
 Distribuido por / Distribuído por / Distribuieras av / Διατίθεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزیع :



**REF 20751 / BP2020V3TN FS**

**MYCROCLEAR ITALIA SRL**  
 Via Carlo Porta, 14  
 20064 Gorgonzola - Italy  
 Made in Italy



**LOT** Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
 Consultați eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
 Consultați eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



000001



**IT** - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

**GB** - The mask must be worn as shown in the photo  
 Small part on the nose, large part below.

**FR** - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

**DE** - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

**ES** - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

**PT** - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

**SE** - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

**GR** - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

**PL** - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

**RO** - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

**SA** - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

- 1 - Descripción del producto y destino de uso**  
 Mascarilla lavable, en tejido 99% poliéster y 1% fibra de carbono, destinada a la protección de nariz y boca.
- 2 - Clasificación**  
 Las mascarillas de la serie BP2020V3TN están clasificadas de Tipo II, según la norma UNE EN 14683:2019.
- 3 - Características**  
 El dispositivo, compuesto por una capa de tejido 99% poliéster y 1% fibra de carbono y por una capa externa hidrófuga, se puede lavar en lavadora hasta 60°C (el tejido resiste hasta 150°C) No es estéril.  
**Valores de PFE: Filtración de partículas (%) 0.3 µm 0.5 µm al 95%.**  
 Tejido resultado **NO CITOTÓXICO**, por pruebas efectuadas en fibroblastos, según con la norma UNE EN ISO 10993-5.  
**Filtración BFE**  
 BFE = 99,8% (de las pruebas de laboratorio efectuadas de conformidad con la norma UNE EN 14683:2019).  
**Carga Biológica**  
 UFC < 30 UFC (de las pruebas de laboratorio efectuadas de conformidad con la norma UNI EN 14683:2019)  
**Permeabilidad al aire (cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>/seg) ASTM E96** (Conocida también como ISO - 11092 o prueba Ret o Hohenstein).  
 El resultado obtenido en las mascarillas serie BP2020 es de 7,5, por lo tanto es bueno y muy transpirable.
- 4 - Modo de uso y advertencias**  
 Manipular con las manos limpias e higienizadas, haciendo adherir correctamente la mascarilla a la cara, en la posición

adecuada, es decir con la parte más pequeña hacia la nariz, y la más grande en la boca y mentón.

**NO MODIFICAR LA MASCARILLA, NO CORTAR LOS ELÁSTICOS, UTILIZAR POR EL DERECHO** (tal y como muestra la figura).

**De lo contrario, la mascarilla pierde su función de protección.**








**5 - Lavado**

A mano o en lavadora, con detergente, hasta 60°C. **NO UTILICE LEJÍA.**

Respetando las indicaciones de uso y mantenimiento, el producto mantiene las mismas características físicas y técnicas hasta 100 lavados aproximadamente.

**6 - Eliminación**

Mascarilla que debe ser eliminada como RSU (a no ser que haya sido contaminada, en cuyo caso deberá ser eliminada como "residuo especial"). La bolsa externa se elimina como plástico.

 REF	Código producto	 LOT	Número de lote
	Fabricante		Fecha de fabricación
	No estéril		Consultar las instrucciones de uso
	Dispositivo médico según la Directiva 93/42 / CEE		