



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BONNET JETABLE AVEC ATTACHES

GORRO DESECHABLE CON LAZOS

ES

Nombre del producto Gorro desechable con lazos

Código del producto FGDCT-SM35 (21098)

Modelo del producto Lazos del gorro, 62x14.5 cm

Estructura y composición El gorro está realizado con 35-40gSMS, con unos lazos para fijarlo.

Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel de higiene y de contribuir al control de las infecciones.

Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto aparecerá húmedo o mohoso. No lo utilice.

Cómo utilizar el producto

1. Abra el paquete del producto, saque la tapa y apriete los extremos de la tapa con ambas manos.
2. Levante la mano, póngase el gorro en la cabeza y ajústelo para que todo el pelo quede dentro.

Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

**Advertencia**

1. Este producto es de desecho, no lo reutilice.
2. Este producto es para un solo uso, no lo comparta nunca con otra persona.
3. Está prohibido utilizarlo cuando el paquete o las tapas estén dañadas.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.

Validez 3 años.

Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete

Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete

	FR Code produit ES Código producto		FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea
	FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES Dispositivo monouso, no reutilizable
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Limite de température ES Limite de temperatura		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	FR Pas stérile ES No estéril		FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad		FR Dispositif médical ES Producto sanitario		FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES No usar si el paquete está dañado
	FR Identifiant unique de l'appareil ES Identificador de dispositivo único						

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

FGDCT-SM35

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

