



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BATA DE AISLAMIENTO DESECHABLE

ESPAÑOL

Nombre del producto Bata de aislamiento desechable

Código del producto FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L

Tamaño del producto Unidad: cm

Código GIMA	21131	21132
Código FULL GUARD	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Tamaños	115x137 (M)	120x150 (L)
Longitud (Del hombro a la orilla)	115	120
Anchura (monocapa)	137	150
Longitud del cinturón	180	180
Longitud de la manga	58	59
Desviación	±2	±2

Tipo de bata. M/L

Estructura y composición El producto utiliza tela no tejida PP de 25 g. Está integrada por una parte delantera, una trasera, las mangas, el lazo y los puños. El proceso tecnológico consiste en el corte, la soldadura por ultrasonidos, los lazos, el velcro, el puño, el plegado y el sellado.

Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel de higiene y contribuir al control de las infecciones.

Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto está húmedo o enmohecido. No lo utilice.

Cómo usar el producto Abra el envase y saque el producto, agite suavemente la bata, levante los lados del cuello, introduzca las manos en las mangas, extienda los brazos hacia adelante y ate los cinturones.

Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

⚠ Advertencia

- Este producto es un producto desechable, no lo reutilice.
- Este producto es de uso único, no lo comparta con otra persona.
- Está prohibido utilizarlo si el envase del producto aparece dañado.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.

Validez 3 años.


Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete

Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

 REF	Código producto		Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
 LOT	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Fabricante		Fecha de fabricación		Producto sanitario
	No estéril		Fecha de caducidad		No usar si el paquete está dañado
	Límite de humedad		Consultar las instrucciones de uso		Dispositivo monouso, no reutilizable
	Límite de temperatura		Representante autorizado en la Comunidad Europea		Frágil, manipular con cuidado
	Este lado hacia arriba		Manipular con cuidado		

 **FGIS-PP25-M (GIMA 21131)**
FGIS-PP25-L (GIMA 21132)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yong'an East Avenue,
Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbHGneisenastraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland



Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

