



Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia

Manual de Usuario

AFR-300/300S

HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD

Contenido

Capítulo 1 Introducción	2
1.1 Uso previsto	2
1.2 Ámbito de aplicación	2
1.3 Tipo de producto y modelo	2
1.4 Descripción de software	2
Capítulo 2 Componentes y Estructura	3
2.1 Lista de equipos estándar	3
2.2 Analizador de inmunoensayo de fluorescencia	3
Capítulo 3 Parámetros y Condiciones	5
3.1 Lista de verificación al abrir la caja	5
3.2 Especificación técnica	5
3.3 Colocación	6
3.4 Requisito ambiental	6
3.5 Requisitos de voltaje de la fuente de alimentación	6
Capítulo 4 Instalación del analizador	7
Capítulo 5 Direcciones de Uso	8
5.1 Instrucciones de operación para la pantalla táctil	8
5.2 Operaciones del Software de PC	22
Capítulo 6 Mantenimiento Diario y Limpieza	27
6.1 Mantenimiento	27
6.2 El plan de mantenimiento	27
6.3 Precauciones	27
Capítulo 7 Servicio, Reparación y Eliminación	27
Capítulo 8 Información del Fabricante	29
Apéndice	30
A. Garantía	30
B. Tarjeta de Garantía	31

Capítulo 1 Introducción

1.1 Uso previsto

Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia es un analizador basado en la detección de fluorescencia emitida durante un inmunoensayo con interacción antígeno-anticuerpo. El analizador está diseñado para proporcionar resultados de pruebas cuantitativos o cualitativos mediante el examen de muestras humanas con unidades de prueba de diagnóstico *in vitro* específicas que incluyen marcadores de inflamación, marcadores tumorales, nefrología, diabetes, marcadores cardíacos, coagulación, endocrinología, autoinmunidad, enfermedades infecciosas, etc. Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia ofrece las ventajas de alta precisión, buena estabilidad y resultados rápidos. Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia debe utilizarse únicamente con las pruebas de diagnóstico *in vitro* fabricadas por Hangzhou AllTest Biotech CO., Ltd según la ficha técnica provisto con kits de prueba específicos.

Para uso profesional y uso en Punto de Atención solamente.

Por favor lea atentamente este manual del usuario antes de la operación.

1.2 Ámbito de aplicación

Analizador funciona con ciertos reactivos fluorescentes. Es sólo para el uso de diagnóstico *in vitro* de laboratorio profesional. Se puede utilizar en laboratorios centrales de instituciones médicas, departamentos ambulatorios o de emergencia, departamentos clínicos o servicios médicos (como centros de salud comunitarios), o centros médicos, etc. También se puede utilizar en laboratorios de investigación.

1.3 Tipo de producto y modelo

- Nombre de Producto: Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia

1.4 Descripción de software

1.4.1 Versión

Versión: V8.3

1.4.2 Instalación de Software y Ambiente de Operación

Analizador se puede conectar a un ordenador independiente o a un sistema de gestión de laboratorio. Los requisitos mínimos de Hardware y Software son los siguientes:

- Requisitos mínimos de hardware: Intel Pentium IV de 1.0 GB de procesador , 1,0 GB de memoria, 10 GB de espacio en el disco duro
- Requisitos mínimos de software:
Microsoft Windows XP o Windows 7 o versiones más recientes
Microsoft Excel 2007 o versiones más reciente.

Capítulo 2 Componentes y Estructura

2.1 Lista de equipos estándar

Lista de empaque

S/N	Descripción	Modelo	Cantidad
1	Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia	AFR-300/300S	1
2	Cable USB y adaptador	BS-12W0502000G7	1
3	Tarjeta de ID de QC	/	1
4	Casete estándar de QC	/	1
5	Manual de usuario	/	1
6	Batería de litio	1546-CT-1P1S18650-AB	2
7	Escáner	/	Opcional
8	Impresora	/	Opcional

Al recibir la caja, compruebe el contenido con esta lista y asegúrese de que no falta nada.

Escáner de código de barras es un accesorio opcional, que están disponibles solo para requisitos específicos y no como accesorio estándar.

Nota: Si faltan algunas piezas o están dañadas, póngase en contacto con el distribuidor local.

2.2 Analizador de inmunoensayo de fluorescencia

La apariencia externa del analizador y los accesorios debe basarse en el producto real.

2.2.1 External View (Ref Fig 1, Fig 2)

2.2.1 Vista externa



Fig 1



Fig 2

2. 2.2 Cable USB (Ref Fig 3)




Fig 3

2.2.3 Tarjeta de QC

Tarjeta de ID de QC y Casete Estándar de QC proporcionadas con el analizador que se utilizará para el control de calidad del analizador. (Ref Fig 4, Fig 5)



Fig 4



Fig 5

2.2.4 Escáner Bluetooth

Escáner provisto con el analizador que se muestra en la Fig 6.



Fig 6

Capítulo 3 Parámetros y Condiciones

3.1 Lista de verificación al abrir la caja

3.1.1 Verificar antes de abrir la caja

Antes de abrir la caja, compruebe que el envase está en buena condición y la caja no fue dañada durante el transporte.

3.1.2 Verificar después de abrir la caja

① Abra la caja con cuidado, compruebe el contenido según **2.1 Lista de equipos Estándar** para asegurar que está completa.

② Examine el adaptador de energía del analizador para ver si está en buena condición. Si se encuentran algunos defectos, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor local.

Nota-1: Guarde la caja original del analizador y los materiales de empaque para cualquier propósito de envío/referencia en el futuro.

Nota-2: AllTest se esfuerza por proporcionar el tipo de enchufe adecuado para cada país. A pesar de eso, en algunos casos puede ser que no sea posible. En tales casos, se recomienda el uso del adaptador correcto para conectarse a la alimentación.

3.2 Especificación técnica

• Principio	Inmunoensayo de fluorescencia
• Formatos de Prueba	Casete
• Medición	Cuantitativo, Cualitativo
• Tiempo de lectura	< 20 segundos
• Tiempo de Prueba	Ref: Analitos
• Muestra	Ref: Ficha Técnica
• Fuente de energía	2*3400 mAh
• Dimensiones	220 mm (Longitud) × 100 mm (Anchura) × 75 mm (Altura)
• Peso	< 1.5kg
• SO	Programa propietario compatible con Windows
• Fuente de luz de excitación	LED
• Memoria	4000 registros
• Espectro	Espectro de excitación: Longitud de onda media $\lambda_0=365\text{nm}$ Espectro de recepción: Longitud de onda media $\lambda_0=610\text{nm}$
• Puertos de Conexión	RS232, USB
• Condiciones de almacenamiento	-10°C a 40°C, humedad relativa: 20% a 90%, presión atmosférica: 86 a 106 kPa; y en un ambiente ventilado sin gases corrosivos. Se deben tomar medidas para evitar la humedad y evitar impactos y vibraciones severas durante

	el transporte.
• Condiciones de Operación	4-30°C
• Repetibilidad	CV≤10%
• Estabilidad	CV≤10%
• Escáner (opcional)	Escáner Bluetooth

3.3 Colocación

① El analizador debe colocarse en una encimera estable y nivelada, y en un ambiente interior libre de polvo, luz solar directa o gases corrosivos. La encimera debe ser capaz de soportar un peso de 1.5 kg.

② Sin una fuente de vibración fuerte y campos electromagnéticos fuertes alrededor.

③ El analizador debe colocarse en un lugar bien ventilado. Debe haber al menos 10 cm de espacio alrededor del analizador para garantizar el espacio necesario para la operación y el mantenimiento.

3.4 Requisito ambiental

- Temperatura alrededor: 4-30°C
- Humedad relativa: 20% a 90% RH
- ***Evite el campo magnético fuerte, la vibración, los golpes, el gas corrosivo, la luz solar directa, la alta humedad y la alta temperatura en el área de trabajo, donde se coloca el analizador para su funcionamiento.***

3.5 Requisitos de voltaje de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación de analizador es 2*3400 mAh DC. Evite cortocircuitos y descargas eléctricas durante el uso.

Capítulo 4 Instalación del Analizador

Por favor utilice el analizador en las condiciones adecuadas mencionadas en **3.4 Requisito ambiental**

- Carga de Analizador

Analizador debe conectarse a ordenador con cable USB para la carga, y la batería se mostrará en la parte superior a la derecha de la pantalla.

Nota: Antes de encender el analizador, las baterías deben estar completamente cargadas, y el tiempo de carga debe ser 3-8 horas. Asegúrese mantener la batería restante y cargarla a tiempo. Tenga cuidado de no sobrecargar o sobre descargar, de lo contrario las baterías se dañarán y el analizador no funcionará correctamente.

- Encender el analizador

Haga clic en el Botón Inicio para encender el analizador, y entrar en la interfaz de inicialización. (Ref.

Fig 7)

Nota: Retire la hoja aislante en la ranura de la batería antes de comenzar.



Fig 7


- Apagar el analizador

Apriete el botón inicio hasta que apague el analizador.

Capítulo 5 Direcciones de Uso

El Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia se puede operar por los mandatos en la pantalla táctil o por los teclas en la parte inferior de la pantalla.

Generalmente, las operaciones de analizador con las configuraciones predeterminadas de fábrica son las siguientes:



5.1 Instrucciones de operación para la pantalla táctil

Apriete el botón de inicio para encender el analizador, el analizador se iniciará y empezará la auto-prueba como Fig 8.



Fig 8

Después de iniciar, la pantalla lista muestra como Fig 9. El resultado de auto-prueba de analizador se mostrará. Si pasa, haga clic en la zona en blanco para entrar en la interfaz principal como Fig 10.

Nota: Si la auto-prueba falla, también puede entrar en la interfaz principal por haciendo clic en la zona en blanco. A pesar de eso, se recomienda ponerse en contacto con el fabricante o el distribuidor local.




Fig 9




Fig 10

La interfaz principal de operación de analizador. Aquí puede seleccionar **QUICK TEST** (se realiza la incubación fuera del analizador), **STANDARD TEST** (se realiza la incubación dentro del analizador), **SETTINGS** y **HISTORY**.

5.1.1 Operaciones diferentes

Una vez que empiece la operación del analizador, habría dos tipos de operaciones.

A. Operaciones auxiliares: Son las operaciones que comprueban el Control de Calidad y/o otra información sobre el sistema y el analizador, como el historial.

B. Operaciones principales: Estas son las operaciones que se usan para ejecutar las pruebas.

Las secciones 5.1.2, 5.1.3 dan la información sobre las operaciones auxiliares, mientras que la sección 5.1.4 da la información sobre las operaciones principales.

5.1.2 Configuración

Haga clic en “**SETTING**” para entrar en la interfaz como Fig 11.




Fig 11

- **Funciones**

Pulse "**FUNCTIONS**" y entrar en la interfaz. (Ref Fig12)

Las funciones de código de barras incorporado e auto-impresión pueden ser elegido si es necesario. El tiempo y la fecha se pueden cambiado en la interfaz. La información de operador puede ser añadida en esta interfaz. Si el analizador se conecta a una impresora externa o un escáner Bluetooth, Se recomienda que Auto-Print y Bluetooth se coloquen en la posición "On" tocando el área de apagado / encendido.




Fig 12

Configuración de conexión del escáner Bluetooth:

1) Configuración de Bluetooth:

Haga clic en "**SETTINGS**" "**FUNCTIONS**", y active la función "**Bluetooth**", el icono de **BT** se mostrará en la parte inferior de la interfaz, como se muestra en la Fig. 12. Haga clic en el icono de **BT** para acceder a la interfaz de conexión de Bluetooth, como se muestra en la Fig. 13 .




Fig 13

2) Configuración del escáner:

Retire el escáner y el manual del usuario de la caja, antes de usar el escáner, lea primero el manual del usuario.

Nota: El manual del usuario tiene versiones en inglés y chino, elija el formato correspondiente para leer de acuerdo con sus requisitos.

Paso 1: paso de emparejamiento de Bluetooth (consulte el manual del usuario)

Elija el **Modo 2**, presione el botón azul del escáner, escanee los tres códigos de barras en el Modo 2, la luz indicadora parpadeará en azul y verde alternativamente.

Paso 2: cambio de modo de comunicación (consulte el manual del usuario)

Escanee el código de barras del modo de configuración de entrada (A), elija y escanee el código de barras del modo BLE de Bluetooth (B) y luego escanee el código de barras del modo de configuración de salida; el indicador parpadeará con una luz azul.

3) Conexión

Asegúrese de que el Bluetooth del analizador esté encendido, como se muestra en la Fig. 13, haga clic en **REFRESH**, se encontrará el bluetooth del escáner y luego el analizador y el escáner se emparejarán y conectarán automáticamente, como se muestra en la Fig. 14, se escuchará un "bip" y la luz indicadora se mantendrá azul.

Después de la conexión exitosa, se puede utilizar el escáner.




Fig 14

Nota:

1) Si el escáner no se utiliza en unos cinco minutos, se apagará automáticamente y se escucharán dos "pitidos". El usuario puede presionar el botón azul y se conectará nuevamente.

2) Utilice el cable proporcionado para cargar el escáner.

Configuración de fecha y hora:

Haga clic en " **The clock set** " / " **The date set** ", complete la información de reloj / fecha en la interfaz de la Fig. 15, Fig. 16.



Fig 15



Fig 16

El procedimiento de adición de operador

Haga clic en “**SET**” para entrar en la interfaz como Fig 17, el operador puede ser eliminado, añadido y modificado.



Fig 17

Haga clic en “**ADD**”, introduzca el nombre de operador, haga clic en  para completar la adición. (Ref. Fig 18)




Fig 18

Haga clic en el operador que se necesita eliminar o modificar, y el color se cambiará a azul. Haga clic en “DELETE”, el operador seleccionado se eliminará, haga clic en “MODIFY” para entrar en la interfaz como Fig 18.

Haga clic en “RETURN” para volver a la pantalla anterior.

● **Elementos de Prueba**

Pulse “TEST ITEMS” para cambiar la interfaz como Fig 19.

Inserte las tarjetas de ID a la ranura de tarjeta de ID uno a uno y los elementos de prueba se rellenará automáticamente, el elemento seleccionado se mostrará en color gris.




Fig 19

Haga clic en  o  para empezar una prueba rápida o prueba estándar directamente, si la curva estándar en la tarjeta de ID de se carga en el analizador, haga clic en  para cargarla.

● **Control de Calidad**

El Analizador garantiza la calidad y la fiabilidad de los resultados del análisis sólo en las condiciones adecuadas. El analizador necesita calibración de calidad periódica. Por favor realice los procedimientos siguientes periódicamente para asegurar el correcto funcionamiento del analizador.

Pulse “QUALITY CONTROL”. (Ref. Fig 20)




Fig 20

Inserte la tarjeta de ID de QC a la ranura de tarjeta de ID, luego inserte el casete estándar de QC a la ranura de prueba.

Pulse la etiqueta de “QC”. La interfaz de la prueba de control de calidad se mostrará como Fig21 y Fig 22.



Fig 21




Fig 22

Si el analizador funciona correctamente después de que se completa la prueba de control de calidad, la interfaz indica “PASS”. (Ref Fig 23) De lo contrario, muestra “Fail”. (Ref Fig 24)




Fig 23




Fig 24

Si muestra “Pass”, puede continuar la prueba, si muestra “Fail” o “QC Testing, Please waiting...”, por favor no probar y póngase en contacto con el fabricante o su agente local.

Nota: Se recomienda que la prueba de QC debe hacerse cada 3 meses en las circunstancias normales.

- **Sobre el producto**

Al tocar “ABOUT”, puede ver la pantalla siguiente (Ref Fig 25). Esta pantalla da la información sobre el Modelo, Software, Código de Serie, Versión de GPRS y el número de SIM. Esta también le da la opción para realizar “Factory Reset”.

ADVERTENCIA: No toque “Factory Reset”, a menos que tenga problemas con el analizador. Al tocar “Factory Reset”, se perderá toda la información guardada, como las pruebas y los valores realizados. El procedimiento de Restablecimiento de Fábrica se explica aquí para el uso en las situaciones extremadamente raras, cuando Restablecimiento de Fábrica es realmente necesario. Recuerde guardar todos sus datos antes de tocar “Factory Reset.”



Fig 25

i. Restablecer a las configuraciones de fábrica

Puede borrar todos los datos y restaurar a las configuraciones de fábrica por tocando “FACTORY RESET”, como Fig26. El analizador se reiniciará automáticamente después del restablecimiento.




Fig 26

ii. Calibración

Toque “CALIBRATION”, puede ver la interfaz siguiente. (Ref Fig 27)




Fig 27

Esta función es para que los técnicos profesionales para depuren el analizador en los casos de cualquier mal funcionamiento.

ADVERTENCIA: No toque “Calibration” y vaya a ii. Calibración sin consultar con el equipo de servicio. Esta función es sólo para mantenimiento o reparación después de cualquier mal funcionamiento del analizador.

5.1.3 Prueba Rápida

En este modo, la incubación del casete de prueba se realiza fuera del analizador. Este modo también se puede llamar Batch Modes como se puede hacer múltiples pruebas en un lote, no necesita esperar a terminar la incubación de una prueba después de otra. Este modo es acuerdo, cuándo más que una prueba debe ser realizada, el tiempo se puede utilizar para otra prueba también.

Paso 1: Encienda el interruptor de encendido para iniciar el analizador.

Paso 2: Inserte la tarjeta de ID del analito (Debe ser del Kit de prueba que los casetes de prueba se van a utilizar. El uso de la tarjeta de ID de otro kit de prueba puede causar los resultados erróneos)

Paso 3: Toque “QUICK TEST” o apriete el botón de inicio para cambiar a la interfaz de prueba. (Ref Fig 28)




Fig 28

Paso 4: Ponga el ID de muestra y la información del paciente en la pantalla.

Escanee la ID de la muestra con un escáner o toque el espacio junto a la ID de la muestra, introduzca el número y luego presione “✓” para guardar. (Ref Fig 29, Fig 30)



Fig 29




Fig 30

Paso 5: Ponga la información del paciente, como operador, el nombre de paciente, edad y sexo. Toque el área al lado de operador, la interfaz aparecerá como Fig 31. Seleccione el operador. La adición de la información del operador se explica con Fig 18 en sección 5.1.1.




Fig 31

Introducir o escanear el nombre y la edad del paciente, seleccione el sexo. (Ref Fig 32)




Fig 32

Nota: La prueba se puede realizar sin el ID de muestra también. Por lo tanto, en casos de emergencia, si no hay tiempo para asignar el ID de muestra., este paso se puede omitir. A pesar de eso, como parte de las buenas prácticas de laboratorio, la asignación del número de muestra es muy recomendable.

Paso 6: Saque el casete de prueba y añada la muestra (y búfer, si es necesario) al casete de prueba según la ficha técnica y coloque el casete de prueba en una superficie limpia y plana al lado del analizador para el tiempo de incubación mencionado en la ficha técnica.

Paso 7: Inserte el casete de prueba (después de la incubación) a la ranura y haga clic en "Quick Test" o apriete en botón inicio. (Ref Fig 33)

El procedimiento: Probar el código de barras->probar->recibir datos->calcular el resultado.




Fig 33

Paso 8: Los resultados se mostrarán después de probar. (Ref Fig 34)




Fig 34

Nota: El resultado mejor se cargará al PC si el analizador está conectando al PC con el cable USB.

5.1.4 Prueba Estándar

En este modo, la incubación del casete de prueba se realiza dentro del analizador. Este modo también se puede llamar Modo de prueba individual (similar al modo Walkaway), porque una vez que la prueba se selecciona para probar aquí y el casete de prueba se carga a la ranura del casete de prueba después de la adición de muestra (si la adición de búfer es necesaria), no necesita hacer nada más. El usuario puede alejarse del analizador y realizar otras tareas. Los resultados estarían disponibles automáticamente al final del período de incubación cuando el analizador lee los resultados.

Paso 1: Encienda el interruptor de encendido para iniciar el analizador.

Paso 2: Inserte la tarjeta de ID del analito (debe ser del kit de prueba del que se van a utilizar los casetes de prueba. El uso de la tarjeta de ID de otro kit de prueba puede causar los resultados erróneos)

Paso 3: Toque “STANDARD TEST” para entrar en la interfaz de prueba.

Paso 4: Seleccione el operador con el mismo método como Modo de Prueba Rápida.

Paso 5: Ponga el ID de muestra y la información de paciente en la pantalla con el mismo método como Modo de Prueba Rápida.

Nota: La prueba se puede realizar sin el ID de muestra también. Por lo tanto, en casos de emergencia, si no hay tiempo para asignar el ID de muestra, este paso puede ser omitido. A pesar de eso, como parte de una buena práctica de laboratorio, la asignación de ID de muestra es muy recomendable.

Paso 6: Realice la prueba según la ficha técnica del producto.

Paso 7: Inserte el casete de prueba a la ranura inmediatamente después de la adición de muestra (y la adición de búfer si es necesaria) y haga clic en “STANDARD TEST”. El analizador empieza a contar agresivo para la incubación. Por favor espere el tiempo de incubación predeterminado para cada prueba. (Ref Fig 35)



Fig 35

Paso 8: Los resultados se mostrarán cuando se completa la prueba. (Ref Fig 34)

5.1.5 Historial

Toque “HISTORY” para cambiar a la interfaz siguiente. (Ref Fig 36)




Fig 36

- **Revisión de Historial**

Apriete “HISTPRY REVIEW” para cambiar a la interfaz siguiente. Puede revisar todos los datos de historial.




Fig 37

La información principal y los resultados de cada prueba se mostrarán en la pantalla.

- ID de registro: El número de serie se asignará automáticamente después de cada prueba.
- ID de muestra: Identificador único de una muestra (información de paciente/número de código de barras)
- Lot No. : La información de lote del casete de prueba.
- Elemento: Prueba (Análisis)
- Tiempo de Prueba: La marca de tiempo se registra en el sistema para la prueba.
- Valor: Los valores obtenidos como el resultado de prueba.
- Tipo de muestra: El tipo de espécimen
- Operador: La información de operador.
- RS: Resultado

Toque “PREVIOUS” o “NEXT” para revisar el historial.

Toque “PRINT” para imprimir los resultados de prueba por una impresora externa.

Toque “BACK” para volver.

- **Gestión de Historial**

Toque “MANAGEMENT” para cambiar a la interfaz. (Ref Fig 38) Puede cargar o borrar el historial. La interfaz muestra las estadísticas para todos los registros.




Fig 38

Toque "CLEAR" para eliminar un registro. (Ref Fig 39)




Fig 39

5.2 Operaciones del Software de PC

5.2.1 Las funciones principales del Software de PC son las siguientes:

- i. Operar el analizador en ordenador, sin la ayuda de la pantalla táctil. Los datos se cargarán al PC automáticamente después de cada prueba, y los resultados se mostrarán en la sección de registro local.
- ii. Mantenga registrar de todos los resultados y realice una copia de seguridad de los registros.
- iii. Introduzca información pertinente sobre una prueba, como el nombre del paciente, el nombre del

técnico, el nombre del instituto, etc. e imprima un informe con una impresora externa con todos los detalles necesarios.

5.2.2 Operar Analizador a través de un ordenador

Nota especial: El analizador ha programado a funcionar con el sistema basado con Windows. Si un instituto usas cualquier otro sistema, como Linux o MacOs, es posible que el Software no funcione.

1. Antes de el primer uso, es importante instalar el programa para ejecutar. Instale el programa a través del software proporcionado por correo electrónico. El programa ejecuta mejor cuando se

instala en "C:\". Siempre recuerde poner el signo de acceso rápido  en el escritorio y opere a través del signo de acceso rápido de escritorio para un funcionamiento óptimo.

2. Conecte el analizador y el ordenador a través del cable proporcionado y se conecta a través del puerto USB (puerto COM es sólo para conectar con el sistema de laboratorio), y encienda el interruptor de encendido.

3. Haga doble clic en el signo  en la pantalla de escritorio para abrir la página principal del software. (Ref Fig 40)




Fig 40

Nota: Si el analizador no se conecta al PC, indica "Make sure the USB is connected" en la izquierda inferior, si el analizador se conecta al PC, indica "Ready" en la izquierda inferior.

3) Funciones de la etiqueta de registro local

- Local Records significa los registros guardados en el ordenador. En la etiqueta al lado, puede ver Records, significa los registros guardados en el analizador. La etiqueta "about" da la información en el software.
- "Pre Page/Next Page": Haga clic en la parte inferior para mostrar la información en las páginas anteriores o siguientes.
- "Delete": Seleccione los elementos que se van a eliminar y haga clic en la etiqueta "Delete", puede obtener una indicación como Fig 41 para confirmar. Haga clic en "OK" para eliminar.




Fig 41

- **“Clear”**: Haga clic en “Clear” para borrar todos los registros del sistema. (Ref Fig 42). Puede obtener una indicación para confirmar la operación. Una vez que haga clic en “OK”, todos los datos se borrarán.

Advertencia: Haga clic en “Clear” sólomente, si quiere eliminar todos los registros. Una vez que se borre, los datos no se pueden almacenar de nuevo.




Fig 42

- **“Scan”**: El mandato de escaneo puede realizar las mismas funciones como apretar la tecla Prueba o tocar una nueva prueba en el analizador. Coloque el casete de prueba, después de la adición de muestra (la adición de búfer, si el método la requiere) a la ranura de tarjeta de prueba, y haga doble clic en el mandato “Scan” (misma función como el modo de prueba rápida en el analizador), el

resultado de prueba se aparece en la etiqueta Local Records.(Ref Fig 43)




Fig 43

- “Print”: Seleccione los elementos que se imprimirán y haga clic en el mandato Print, la pantalla aparece como Fig 44.La información sobre instituto y paciente debe ser rellenado.




Fig 44

Hay varios mandatos que parecen en la pantalla del mandato de impresión.Se usan para llenar la información requerids.Al hacer clic en el mandato ,puede ver una ventana emergente,donde tiene que poner la información requerida,como el nombre de instituto,el nombre de

Capítulo 6 Mantenimiento Diario y Limpieza

6.1 Mantenimiento

El mantenimiento básico es mantener limpio exterior del Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia.

El método de limpieza y mantenimiento externo: Limpie la superficie exterior del analizador con un paño húmedo con no más del 70% de alcohol. No utilice lejía fuerte (solución de lejía $\geq 0,5\%$), ya que las sustancias oxidantes y los disolventes pueden dañar las partes del analizador y la pantalla táctil. No limpie las piezas internas ni la superficie interior.



Apague el interruptor de encendido antes de limpieza! Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado para evitar el riesgo de cortocircuito y descarga eléctrica!

6.2 El plan de mantenimiento

Objeto de mantenimiento	Cada semana	Cada tres meses	Cuando sea necesario
Limpieza de polvo	X		
Calibración de QC		X	
Reemplazar el papel de imprimir			Cuando se acabe el papel

6.3 Precauciones

- i. No coloque el analizador en una posición difícil de operar o inconveniente para desconectar
- ii. No inserte nada en la ranura del casete de prueba, excepto el casete de prueba proporcionado por el fabricante.
- iii. Trata las muestras probadas como contagiosas potencialmente y use guantes protectores y otras medidas protectoras, y evite el contacto de la piel con el puerto de carga de muestra del casete de prueba.
- iv. Por favor deseche los casetes usados según el “Reglamento de Gestión de Residuos Médicos” que cumplen con los reglamentos locales vigentes para evitar los riesgos biológicos.
- v. Utilice sólo los kits de prueba fabricada por Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. y suministrada por distribuidores autorizados de Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. No utilice la prueba de ensayo de otro fabricante, puede dar lugar a un resultado de prueba inexacto.
- vi. Descripción de los procedimientos de almacenamiento y recuperación de datos: El analizador puede guardar las curvas de calibración relacionadas con los productos y lotes suministrados por el fabricante, y los registros de pruebas por usuarios. El analizador puede guardar automáticamente las curvas de calibración importadas de las tarjetas de ID. El analizador puede guardar hasta 50 proyectos y cada proyecto tiene 3 lotes de dato de calibración. Los resultados de prueba se guardarán en el analizador automáticamente en la forma de registros durante el uso normal. El analizador puede guardar hasta 4000 registros. Los datos almacenados se restaurarán automáticamente después del corte de energía. Los datos se borrarán cuando los usuarios seleccionen “RESET” para volver a la configuración de fábrica.
- vii. Cualquier incidencia grave que se haya producido en relación con el producto deberá ser comunicada al fabricante ya la autoridad competente.

Capítulo 7 Servicio, Reparación y Eliminación

El Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia no requiere un mantenimiento especial, excepto mantenerlo limpio y reemplazar el papel de imprimir cuando es necesario. Si se requiere servicio, póngase en contacto con el distribuidor local.

Las partes internas del Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia , incluyendo las placas de circuito, módulos de detección óptica, pantalla, impresora y módulo de escaneo de código de barras unidimensional, sólo puede ser proporcionado por el fabricante. Estos elementos no deben obtenerse de terceros, incluso si afirman que proporcionarán la misma función. Cuando ocurren problemas relacionados con el analizador o el PC software, póngase en contacto con el distribuidor local. Proporcionamos soporte técnico a los usuarios para solucionar los problemas. Si el analizador tiene que regresar al fabricante, por favor póngase en contacto con el distribuidor local y/o Hangzhou AllTest Biotech Co.Ltd. Normalmente se tarda aproximadamente una semana para solucionar problemas. Si resulta que no se puede reparar dentro del plazo de garantía, lo reemplazaremos por uno nuevo. Si por alguna razón el analizador necesita ser desechado, por favor siga los procedimientos y reglas de eliminación de analizadores eléctricos de Clase B.

Proporcionamos soporte técnico y mantenimiento de software, incluyendo mantenimiento funcional, mantenimiento correctivo, correcciones de software o actualización. Sólo somos responsables y proporcionamos servicios cuando el analizador se utiliza correctamente según las instrucciones del fabricante, de lo contrario cualquier daño sufrido no se cubrirán.

Este producto debe cumplir con la Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) de la Unión Europea. Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (EEE), comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.



Capítulo 8 Información del Fabricante

Nombre: Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd.

Dirección: # 550, Yin Hai Street, Hangzhou Economic & Technological Development Area, Hangzhou, 310018 P.R. China

Tel: +86-571-56267891

Web: www.alltests.com.cn

Email: info@alltests.com.cn

Índice de símbolos

	Consultar Instrucciones de Uso		Pruebas por kit		Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Límite de temperatura -10-40°C		Catálogo		Representante autorizado en la UE
	Fabricante		Marca CE		Mantener seco
	Frágil, maneje con cuidado		Conservar alejado de la luz solar		Proteger del calor y las fuentes radiactivas
	Precaución		Riesgo biológico		Identificador de dispositivo único



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



EC REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster
Germany

Importado a la UE por:
PM2 Services srl
C.so Mazzini 38 - Largo Marchi
Arzignano 36071, (VI) Italy
info@pm2services.it
www.diagnosti.care

Número: F145004002
Fecha de revisión: 2022- 08-17

Apéndice

A. Garantía

Por favor complete la carta de garantía incluido en el empaque. Envíala a su distribuidor local para registrar su compra dentro de un año de la compra.

Nota: Esta garantía se aplica sólo al analizador que de la compra original. No se aplica a los demás materiales incluidos con el analizador.

AllTest Biotech Co., Ltd garantiza al comprador original que este analizador estará libre de defectos en materiales y calidad durante un período de un año (12 meses).

El garantía de un año empieza desde la fecha posterior de la compra original o instalación (excepto las notas siguientes). Durante el período de un año, AllTest Biotech Co., Ltd. debe reemplazar la unidad en el tiempo de garantía con una unidad reparada o, en su opción, reparar sin cargo a una unidad que se encuentra defectuosa. AllTest Biotech Co., Ltd. no será responsable de los gastos de envío incurridos en la reparación de tal analizador.

Esta garantía está sujeta a las siguientes excepciones y limitaciones:

Esta garantía se limita a reparación o sustitución debido a defectos en partes o calidad. Las piezas requeridas que no sean defectuosas se sustituirán a un costo adicional. AllTest no estará obligada a hacer ninguna reparación o reemplazar ninguna parte que sea necesaria por abuso, accidentes, alteración, mal uso, negligencia, falta de operación del analizador según las operaciones manuales, o el mantenimiento por cualquier persona que no sea AllTest.

Además, AllTest no asume ninguna responsabilidad por el mal uso o el daño a los analizadores causados por el uso de productos que no sean fabricadas por AllTest. AllTest se reserva el derecho a hacer cambios en el diseño del analizador sin obligación de incorporar tales cambios a analizadores previamente fabricados.

Declaración de descargo de responsabilidad de garantía

Esta garantía se realiza expresamente en lugar de cualquiera de las demás garantías expresas o implícitas (ya sea de hecho o por el funcionamiento de la ley), incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación para uso, que están expresamente excluidas, y es la única garantía dada por AllTest.

Limitaciones de responsabilidad

En ningún caso, AllTest será responsable de daños indirectos, especiales o consiguientes, incluso si AllTest ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

Para obtener servicio de garantía, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.

B. Tarjeta de Garantía

Por favor complete esta carta de garantía y envíela a su distribuidor local para registrar su compra dentro un año de la compra.

Comprador	
Modelo	
Número de serie	
Fecha de compra	
Dirección	
Número de Teléfono	
Dirección de correo electrónico	



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China

Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn