

**OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI**  
**MEDICAL ISOLATION GOGGLES**  
**LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT**  
**GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO**  
**ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO**  
**MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE**  
**ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ**  
**MEDISCHE ISOLATIEBRIL**  
**MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE**  
**MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE**  
**LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT**  
**MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE**  
**OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE**  
**LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE**  
**MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA**  
**MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE**  
**ORVOSI SZEMÉVEZET**  
**OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL**  
**МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА**  
**ةي بطل لزعلا تاراظن**

**REF** GDG02 (Gima 25266)



**Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd**  
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,  
318020 Zhejiang China  
www.chinagongdong.com  
Made in China



**ZOUSTECH S.L.**  
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,  
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**Instrucciones de uso**

Modelo: Completamente cerrado con ventilación de aire.

Rev. A/1 En vigor: 2020-4-

**Descripción:**

El objetivo de las gafas médicas de aislamiento es crear una barrera física que separe los ojos del entorno inmediato. Este dispositivo impide que los líquidos o las salpicaduras de gotas entren en contacto con el usuario. Las gafas médicas de aislamiento están destinadas a un solo uso.

**Indicaciones de uso:**

protección de las mucosas asociadas ojos de salpicaduras, aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales.

**Contraindicaciones:**

Ninguna.

**Efectos secundarios del producto:**

Este producto no tiene efectos secundarios.

**Advertencia:**

1. No utilizar si los componentes presentan algún signo de deterioro.
2. No exponga los componentes a temperaturas superiores a las indicadas en el etiquetado del envase.
3. Eliminar el producto como residuo biológico peligroso según protocolo institucional.

**Operación:**












Saque las gafas de la bolsa de embalaje, confirme que estén en buenas condiciones y retire la película protectora; Las gafas fijarán la banda elástica detrás de la cabeza y ajustarán el dispositivo de fijación suave para que se ajuste perfectamente a la cara.

**Almacenamiento:**

Almacene el producto en un lugar seco a 0-30°C.

Mantener alejado de la luz solar.1:

**Explicaciones de los símbolos:**

	Fecha de caducidad		Dispositivo monouso, no reutilizable
	Número de lote		No usar si el paquete está dañado
	Fecha de fabricación		Conservar al amparo de la luz solar
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2016/425		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Código producto		

**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**CE PPE Cat.II emitido por:**

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Organismo notificado 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlín, Alemania conforme al anexo II del Reglamento (UE)2016/425 - Armonizado EN 166: 2001 Directiva 2001/95/CE