

WATCH FOR NURSES
OROLOGI DA INFERMIERE
MONTRES INFIRMIERES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ

طريقة استخدام الساعات الخاصة بالممرضين والممرضات

Meter el cuerpo del reloj en la parte opuesta a la del alfiler de sujeción.

Limpieza

Sacar el reloj del soporte de silicona y limpiar la pieza de silicona con un paño humedecido con agua y jabón o alcohol de 70°.

Para limpiar el cuerpo del reloj pasar un paño húmedo, ya que el reloj es de estaño.

PESO: 28 gramos

BATERÍA: pila de botón SR626SW (cuando se agote la batería, debe ser depositada en el contenedor especial para este tipo de pilas, consultar el procedimiento de eliminación de baterías).

DURACIÓN DE LA BATERÍA: 2 años aproximadamente

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA: En la parte posterior del reloj hay una pequeña fisura para abrir la caja y poder acceder a la batería. Levantar la parte posterior con un instrumento de punta fina. Quitar la protección de plástico blanca y sacar la batería deslizando lateralmente. Introducir la nueva batería teniendo en cuenta la polaridad, con el "+" hacia arriba. Colocar de nuevo la protección blanca y cerrar la caja.

GARANTÍA: 1 año

Modo de empleo del reloj de enfermería

Le damos las gracias por haber elegido nuestro modelo de reloj de enfermería realizado con silicona y deseamos que quede satisfecho con el producto.

Se puede percibir, antes de poner en funcionamiento el reloj, un movimiento de una de las agujas. Esto es debido a que no se ha accionado todavía el movimiento. Una vez se quita la lengüeta de protección de la batería, la aguja se moverá en la dirección adecuada.

Para poner en funcionamiento el reloj se debe extraer del cuerpo de silicona y quitar la lengüeta de protección del mecanismo de recarga.

Sacar el mecanismo de recarga, girarlo para establecer la hora y colocar de nuevo el mecanismo en su lugar para bloquearlo.

REF 25534 - 25535 - 25536 - 25537 - 25538

