



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

TEMP SITTER - Termómetro electrónico

Advertencias de uso

- Se prohíbe cualquier cambio a este dispositivo.
- No utilice el dispositivo en conjunto con equipos TC o RM.
- Riesgo de explosión: No utilice el dispositivo con gases anestésicos inflamables.
- No comprima el dispositivo. Si el estuche está roto, por favor, no use el dispositivo.
- Por favor, controle el dispositivo periódicamente para asegurarse de que esté en estrecho contacto con la piel, de lo contrario la medición puede ser inexacta.
- El dispositivo es para ser utilizado en interiores solamente.
- Por favor, preste atención a la temperatura y la humedad durante la operación. El uso del dispositivo en condiciones que no cumplen con los requisitos podría conducir a errores de medición.
- La transmisión inalámbrica efectiva es de 15 m en entorno libre de obstáculos. En caso de distancias más largas, el producto podría no funcionar. Por favor use este producto dentro de la distancia de transmisión inalámbrica que se muestra aquí.
- Músculo y grasa afectan a la transmisión inalámbrica, por lo tanto, el alcance de transmisión será más bajo en el caso del uso del dispositivo por adultos o niños con sobrepeso.
- Los campos eléctricos y magnéticos pueden interferir con el funcionamiento correcto del dispositivo. Por tanto, es necesario asegurarse de que todos los dispositivos externos operados en las proximidades del dispositivo cumplan con los requisitos vigentes en materia de compatibilidad electromagnética (EMC). Los teléfonos móviles, equipo radiográfico o de resonancia magnética constituyen posibles fuentes de interferencia, ya que pueden emitir niveles más altos de radiación electromagnética.
- El dispositivo no es estéril.
- El médico debe hacer el diagnóstico basándose en las manifestaciones clínicas y síntomas, utilizando el dispositivo solo como accesorio.
- Este producto ha sido calibrado. No es necesario ningún tipo de mantenimiento ni calibración, además de la sustitución de la batería.
- Si el sistema realiza una actualización, por favor, actualice el programa.
- Es imposible que la aplicación no sea compatible con otras aplicaciones en su receptor. Por favor, póngase en contacto con nosotros si encuentra este tipo de problema.
- Si tiene preguntas acerca del montaje, uso, mantenimiento del dispositivo o cualquier evento inesperado, por favor, póngase en contacto con el fabricante o sus representantes.
- Por favor, utilice y mantenga el dispositivo de acuerdo con este manual.
- Recomendamos al usuario que utilice los adhesivos originales. Le recomendamos que utilice el dispositivo en un lugar fresco para una mejor sensación de adaptación a la persona. Si no se siente bien (no se siente cómodo o es alérgico) durante el uso de estos adhesivos, por favor, sustituya los adhesivos con otros recomendados por su médico.
- En el caso de mediciones prolongadas, por favor, controle si se verifican casos de alergia cutánea en el lugar. En caso de alergia, por favor, deje de usarlo inmediatamente.
- Por favor, no vuelva a utilizar los adhesivos que estén doblados, utilice un adhesivo nuevo.
- Prepare la piel al ser usado por un adulto (por ejemplo, depilación).
- Por favor, limpie la superficie del dispositivo con alcohol medicinal concentrado al 75 % antes y después de utilizarlo. Después de quitar el dispositivo, es necesario limpiar la piel que estuvo en contacto con este con alcohol medicinal. El material en contacto con la piel no es tóxico, no es alérgico y no causará reacciones alérgicas ni otros efectos secundarios.
- Para evitar interrupciones causadas por llamadas o SMS entrantes durante la medición, le recomendamos que active el modo de vuelo y Bluetooth en su dispositivo IOS/Android (si tiene SIM 3G).
- El contacto del dispositivo por parte de animales domésticos o parásitos puede causar reacciones alérgicas u otros efectos secundarios al usuario. Por favor, limpie la superficie del dispositivo con alcohol medicinal concentrado al 75 % antes de utilizarlo.
- El uso indebido por parte de niños puede causar daños a la sonda para medir la temperatura y afectar la exactitud de la medición.
- El sensor de temperatura es capaz de activarse y desactivarse automáticamente. Al retirar el sensor de temperatura de la caja, este se activará automáticamente. Por el contrario, cuando lo vuelva a guardar en la caja, se apagará automáticamente.
- Cuando el sensor de temperatura no se conecta a la aplicación software del terminal móvil, la luz indicadora parpadeará dos veces periódicamente y se recibirán 2 notificaciones por minuto (aplicación abierta o en segundo plano) de falta de conexión. Cuando se conecta, parpadeará periódicamente una vez.

- El producto tiene la función de sugerencia del control de la temperatura. Los usuarios pueden establecer el valor de la alarma.
- Es posible conectar un solo dispositivo para la recepción de datos.

DECLARACIÓN FCC:

- Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites previstos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en el caso de instalación en una zona residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si se instala y se utiliza de una manera no conforme con estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.
- Si este dispositivo causa interferencia en la recepción radiofónica o televisiva, que puede ser determinada por el encendido y apagado del dispositivo mismo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:
 - Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
 - Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
 - Conectar el dispositivo a una toma de corriente que tenga un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
 - Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV para obtener ayuda.

Uso indicado

El dispositivo está destinado a la medición y control continuo de la temperatura humana. Puede memorizar y gestionar los datos de temperatura. Puede ser utilizado para la medición de la temperatura axilar de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Aspecto

Vista anterior:



Vista posterior:



1. Sensor de medición de la temperatura axilar

Descargar e instalar el software

1 Métodos para descargar el software:

- Los usuarios que utilizan dispositivos con sistema IOS pueden iniciar sesión en la App Store iPhone y buscar el software "Temp Sitter". Como alternativa, se puede escanear el código QR de IOS en el paquete para descargar.
- Los usuarios que utilizan el sistema con dispositivos Android pueden inscribirse en la página web oficial [wearcare.cn](http://www.wearcare.cn) para descargar. O escanear el código QR de Android en el paquete que dirige a la página web antes mencionada. Para algunas versiones de Android puede ser necesaria la autorización para la instalación de software no proveniente de Google Play.

2 Por favor, descargue el software "Temp Sitter", haga clic en el botón Instalación para instalar el programa gratuito

Instrucciones de uso

- 1 Active la función Bluetooth en los teléfonos inteligentes o tabletas (terminal móvil);
- 2 Retire el sensor de temperatura del paquete. Se encenderá automáticamente y la luz indicadora parpadeará rápidamente.
- 3 Inicie el software instalado previamente. El dispositivo se conectará automáticamente. Cuando se conecta correctamente, la pantalla mostrará el mensaje "Conexión exitosa".
- 4 Colóquese el sensor de temperatura. Los pasos son como sigue:

Paso 1



Abrir el paquete y extraer el sensor de temperatura.

Paso 2



Cuando el sensor de temperatura se conecta correctamente a la aplicación software del terminal móvil, la luz indicadora de Bluetooth se iluminará.

Paso 3



Pegue el adhesivo

Paso 4



Pegue el dispositivo a la axila



Los resultados de la medición se enviarán inmediatamente a la aplicación informática del terminal móvil por medio de una transmisión inalámbrica.

- Los adultos deben ayudar a los niños a ponerse y a operar el dispositivo.
- Por favor, tenga el brazo apretado durante al menos 5 - 8 minutos para obtener la temperatura exacta.
- Después de la medición, por favor, coloque el sensor en el paquete con el fin de evitar el consumo de las baterías, ya que el dispositivo está siempre encendido.

Nota: Diferentes tamaños y diferentes métodos de medición pueden dar lugar a diferentes valores de temperatura.

Mantenimiento y limpieza

1. Limpie la superficie del dispositivo antes y después de su uso con alcohol medicinal concentrado al 75%.
 2. Por favor, deje de usar el dispositivo cuando aparezca el indicador de batería baja, de lo contrario, la máquina no funcionará correctamente.
 3. La vida útil del producto es de 3 años. La eliminación del dispositivo y de la batería al final de su vida útil debe ser realizada de acuerdo con la legislación nacional.
 4. La sonda debe limpiarse y desinfectarse, pero nunca esterilizarse. No esterilice ni esterilice en autoclave el dispositivo.
- Si se observa cualquier deterioro o daño a las sondas, deje de usar el dispositivo.
 - El uso de detergentes y desinfectantes que no sean alcohol, puede dañar el dispositivo y reducir la duración del producto o causar riesgos de seguridad.
 - El esquema eléctrico y la lista de componentes solo se proporcionan a los centros de asistencia o al personal cualificado y certificado por el fabricante.
 - Por favor, refiérase a la etiqueta del producto para la fecha de fabricación.

Especificaciones del Producto

Modelo de producción	WT1
Medidas	51mm×31,8mm×8,5mm
Peso	9,6g
Especificaciones de la medición	
Rango de la medición	25,00°C~45,00°C (77,00°C~113,00°F)
Precisión de la medición	±0,05°C (35,00°C~38,50°C) \ ±0,09°F (95,00°F~101,30°F) ±0,1°C (25,00°C~34,99°C y 38,51°C~45,00°C) \ ±0,18°F (77,00°F~94,99°F) y (101,31°F~113,00°F)
Unidad de medida de la temperatura	“°C” o “°F”
Tiempo de actualización	Cada 3 seg.
Indicador luminoso Bluetooth	No conectado: parpadea dos veces de forma continua. Conectado: parpadea una vez.
Plataforma software Aplicación	
Sistema IOS	iPhone 4s+, iPad3+, iPad mini
Sistema Android (4.3+)	Teléfono móvil, Tablet
Batería	
Tipo	CR2032, 3V/225mAh batería de botón
Tiempo de funcionamiento	≥365 días (8 horas al día)
Especificaciones ambientales	
Temperatura	En función: 5°C~+40°C; Transporte y conservación: -20°C~+55°C.
Humedad	En función: 25% 95% (sin condensación). Transporte y conservación: 25% 95% (sin condensación).
Presión atmosférica	En función: 700hPa~1060hPa; Transporte y conservación: 500hPa~1060hPa;

Posibles Problemas y Soluciones

Problema	Posibles causa	Solución
Ausencia de aviso acústico	El sistema acústico está apagado	Ajuste correctamente el sistema acústico
No se puede establecer una conexión entre el dispositivo y el receptor	1. El Bluetooth en el receptor está apagado 2. La versión de Android en el receptor no es 4.3 o 4.3+ 3. La versión de Bluetooth no es 4,0 4. Fuera de rango 5. Posición incorrecta	1. Encienda el Bluetooth. 2. Actualice el sistema Android a la versión 4.3 o 4.3+ 3. Utilizar el dispositivo receptor con Bluetooth 4.0 4. Apague el receptor 5. Ajustar la posición del receptor
Imposible encender el dispositivo	1. La carga puede estar baja o no hay electricidad 2. El dispositivo mismo puede estar dañado	1. Reinicie el dispositivo 2. Póngase en contacto con atención al cliente
Imposible visualizar correctamente los datos de temperatura.	1. Batería del dispositivo descargada	1. Reinicie el dispositivo 2. Póngase en contacto con atención al cliente

Especificaciones del Producto

Número	Componentes	WT1
1	Cinta adhesiva	Uno
2	Manual de uso	Uno

Definición Símbolos

Símbolo	Note
	Conservar al amparo de la luz solar
	Conservar en un lugar fresco y seco
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	No eliminar con los residuos domésticos
	Aparato de tipo CF
IP27	Tasa de protección de cobertura
	Siga las instrucciones de uso
SN	Número de serie
CE	Producto conforme a la Directiva Europea nº 98/79/CE
	Fabricante
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
REF	Código producto
LOT	Número de lote

Guía y declaración del fabricante EMC

Guía y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas		
El dispositivo está diseñado para su uso en entorno electromagnético como se especifica a continuación. El cliente o el usuario debe asegurarse de que el producto se utilice en un entorno de este tipo.		
Prueba de emisiones	Conformidad	Guía - ambiente electromagnético
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El dispositivo utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El dispositivo es adecuado para su uso en cualquier instalación, incluyendo instalaciones domésticas y las conectadas directamente a la red de corriente pública de baja tensión que suministran electricidad a edificios utilizados para uso doméstico.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No aplicable (Dispositivo alimentado por batería)	
Fluctuaciones de tensión/emisiones flicker IEC 61000-3-3	No aplicable (Dispositivo alimentado por batería)	



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

NOTA: No se puede compartir la misma inscripción con contraseña en diferentes dispositivos. Se recomienda hacer una inscripción para cada dispositivo móvil.