



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

SECURITY SYSTEM GIMA - Distruttore di aghi **SECURITY SYSTEM GIMA - Needle destroyer** **SYSTÈME DE SÉCURITÉ GIMA - Destructeur d'aiguilles** **SISTEMA DE SEGURIDAD GIMA - Destructor de agujas**

Manuale d'uso - User manual
Manuel de l'utilisateur - Guía de uso



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.



ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

REF 25280



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in Italy







CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto

El Security system o Destructor de agujas GIMA (Cód. 25820) es un aparato estudiado para fundir rápidamente (2-3 segundos) y con extrema facilidad, agujas con un diámetro hasta 1,2 mm. Considerando su potencia, alcanza una temperatura de hasta 1000 °C, destruye cualquier virus y bacteria. También puede fundir agujas con diámetro de hasta 1,6 mm, pero en un plazo menos rápido (el sistema de fusión es patentado).

El Destructor de agujas GIMA es extremadamente sólido, pesa más de 4 Kg. y se ha construido utilizando materiales de la mejor calidad, en conformidad con las vigentes normas electromédicas CEI 62-5., que garantizan una duración de uso muy larga. Además, dispone de un pequeño cajón extraíble para la recogida del material de desperdicio y de una práctica manija que facilita el transporte.

Características técnicas

Dimensiones	22x14x119 cm
Peso	4 Kg
Alimentación	220V ~ 50Hz. 400W
Temperatura de fusión	1000°C
Fusibles	2x2,5 AT
Termofusible de reposición automática	Situado en el transformador, interrumpe la corriente cuando al interior del transformador se alcanzan los 100°C

Campo de empleo, uso impropio

El Destructor de agujas GIMA está predispuerto para la destrucción de agujas para jeringas y no puede ser absolutamente utilizado para un uso no conforme a sus características.

PRESCRIPCIONES

Prevención de accidentes en general



Por ninguna razón introducir la mano en el espacio de deslizamiento del cajón de recogida de restos de fusión, como señalado en la etiqueta de peligro aplicada sobre el producto.

El producto está pensado para ser utilizado por personal médico especializado.



No utilice el producto si advierte algún defecto. Diríjase a su proveedor.

Evitar cualquier arreglo provisorio. Los arreglos han de efectuarse exclusivamente con partes de repuesto originales que han de ser instalados según el uso previsto.



No efectuar operaciones de mantenimiento o limpieza con el aparato conectado a la red eléctrica.

Siendo el producto costruido con materiales resistentes a la corrosión y a las condiciones ambientales previstas para su normal uso, no necesita particular atención; sin embargo se tiene que conservar en un ambiente cerrado y oscuro protegiéndola de la luz, del polvo y de la suciedad para poder garantizar las condiciones higiénicas. Se sugiere además conservar el producto en un lugar de fácil y seguro alcance por parte del personal encargado al primer auxilio.

TRANSPORTE

Desembalaje



Recordamos que los elementos del embalaje (papel, celofán, grapas metálicas, cinta adhesiva, etc.) pueden cortar y/o herir si no se manipulan con cuidado. Han de quitarse con oportunos medios y no dejados en manos de personas no responsables; lo mismo vale para las herramientas utilizadas para remover los embalajes (tijeras, cuchillas, etc.).

La primera operación que se tiene que efectuar, una vez abiertos los embalajes, es un control general de las piezas y de las partes que componen el producto; averiguar que estén presentes todos los componentes necesarios y también que sus condiciones sean perfectas.

INSTALACIÓN

Instalación y conexiones

La instalación del Destructor de agujas GIMA es muy simple, bastará con apoyar el aparato sobre una base estable e introducir el enchufe de alimentación en una toma de 220 Voltios ~ 50Hz., dotada de puesta a tierra.

Antes de encenderlo, asegurarse de que el cajón de recogida de los restos de fusión esté colocado en su sede.

FUNCIONAMIENTO

Modalidad de uso

Una vez introducido el enchufe de alimentación a la toma de red, se puede encender el aparato a través de la tecla PUSH.

Introducir la aguja por fundir en uno de los 2 agujeros de fusión, manteniendo la jeringa en posición vertical, presionar y mantener presionado el pulsador PUSH, el indicador luminoso START se iluminará indicando que el aparato está en función y en condición de fundir la aguja.

Se recomienda acompañar la bajada de la aguja en el agujero de fusión imprimiendo un ligero movimiento rotatorio a la aguja misma. Esta rotación facilita la fusión.

Si durante la fusión la aguja se desenganchara de la jeringa y se parara o se atascara en uno de los agujeros, utilizar las pinzas de protección (no incluidas) para recuperar la aguja y repetir la operación.

Parada o apagamiento

Una vez realizada la fusión, interrumpir la presión sobre la tecla PUSH, el indicador luminoso START se apagará, desconectando desconectando la alimentación al aparato.

MANTENIMIENTO

Prescripciones generales mantenimiento

El producto ha sido proyectado para durar toda la vida, es resistente a la mayoría de los productos químicos excepto las cetonas M.E.K., los diluyentes y las sustancias para remover el esmalte.

Mantenimiento ordinario

El SECURITY SYSTEM GIMA, considerando su robustez y facilidad de uso, no necesita particulares normas de mantenimiento, será suficiente remover el polvo y la suciedad con un paño suave mojado con alcohol.













No efectuar operaciones de mantenimiento o limpieza con el aparato conectado a la red eléctrica.

Mantenimiento programado

Cada 4000 agujas aproximadamente es necesario sustituir los carboncillos de fusión A. Para su sustitución proceder de la siguiente manera:

- 1) Desconectar el enchufe de la red eléctrica
- 2) Desenroscar los 4 tornillos a lado del aparato y levantar la tapa.
- 3) Quitar los 2 tapones negros B encima del cajón e introducir un pequeño destornillador en los agujeros para desenroscar los tornillos que sujetan los rodillos de los carboncillos.
- 4) Sustituir los carboncillos A, enroscar ora vez los tornillos y cerrar el aparato.

Símbolos					
	Producto conforme a la Directiva Europea		Código producto		No eliminar con los residuos domésticos
	Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso		Fabricante		Conservar en un lugar fresco y seco
	Leer atentamente las instrucciones de uso		Fecha de fabricación		Conservar al amparo de la luz solar
	Número de lote				



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Para más información sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación.

La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste.

La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.