

## VÁLVULA BIOSAFE

ES

### INDICACIONES:

La válvula Biosafe es un dispositivo para extracción e infusión de líquidos sin aguja. La válvula es compatible con los siguientes dispositivos médicos provistos de conexiones luer macho:

Sistemas de administración, Extensiones, Jeringas/Jeringas precargadas, Catéteres venosos centrales, Colectores de llaves de paso, Llaves de paso.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Abrir el envase por el punto de apertura y retirar la tapa protectora (Fig. 1).

2. Conectar el luer hembra del catéter o de la extensión al luer lock macho del Biosafe (Fig. 2).

3. Limpiar el sello de silicona sobre el luer lock hembra del Biosafe para mayor seguridad. Durante esta operación, prestar atención para no contaminar el dispositivo.

4. Unir la conexión terminal macho del dispositivo de infusión o de la jeringa al Biosafe, primero presionando y luego girando el dispositivo hasta que quede fijo. Mantener los dos dispositivos coaxiales durante esta operación. No usar agujas.

5. Para desconectar, girar el dispositivo de infusión o la jeringa, en sentido contrario, hasta que se separe. No retirar el Biosafe del catéter del paciente o del dispositivo de infusión (Fig. 3).

6. Desinfectar el Biosafe con una solución de base no alcohólica después de cada uso para una mejor técnica aséptica.

El Biosafe es un sistema cerrado y no requiere tapas protectoras.

Producto estéril y apirógeno.

### ADVERTENCIAS:

- Emplear una técnica aséptica.
- No utilizar con agujas.
- Usar solo si el envase está íntegro.
- La esterilidad solo se garantiza si el envase está íntegro.

• Este dispositivo debe usarse una sola vez y con un solo paciente, y debe eliminarse después del uso. No está prevista la reutilización, ya que el dispositivo pierde la esterilidad. La reutilización conlleva el riesgo de contaminación del dispositivo, que puede llevar a la infección del paciente, posible causa de enfermedad o muerte del mismo.

ARIES subraya la importancia de un uso correcto del dispositivo siguiendo las instrucciones de uso indicadas y solo por parte de personal médico autorizado, a fin de evitar daños al paciente o al usuario/operador.

Fig. 1




Fig. 2








Fig. 3



Via XXV Luglio, 43  
41037 Mirandola (MO) ITALY  
Tel. 0535/610773 - Fax 0535/610774





**REF** = Catalogue number

**LOT** = Batch code

= Use-by date

= Manufacturer

**STERILE** **EO** = Sterilized using Ethylene Oxide

= Disposable device. Do not re-use

= This device does not contain latex

= Read instruction for use carefully

= Date of manufacture

= Fragile

= High

= Keep between 0+40 °C

= Keep dry

= Keep away from sunlight