



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS




Brazalete inteligente

PREPARACIÓN

Solo cuando la energía es suficiente , se puede iniciar la máquina. Para que el puerto de contacto USB se utilice para la carga, por favor inserte el brazaletе en el puerto USB, como la cabeza de carga y el puerto USB del ordenador portátil para la carga.



Al principio, por favor, tire de la pulsera y retire el cuerpo del brazalete




Enchufe en el cabezal de carga USB para recargar

Para el primer uso, por favor saque el brazalete y cargue el dispositivo con el cargador correspondiente. Cuando se cargue, el brazalete se pondrá en marcha automáticamente (el método de carga es el siguiente: retire el cuerpo principal del brazalete de la pulsera y conecte el puerto de carga a la interfaz USB estándar para cargar).

•Se recomienda utilizar un cargador de 5V1A para recargar el dispositivo

MÉTODO DE USO

1. La apófisis cubital es la mejor forma de llevar el brazalete;
2. Ajuste el tamaño de la muñeca de acuerdo con el orificio de ajuste; Use la hebilla de la pulsera;
3. El sensor debe estar cerca de la piel para evitar el movimiento.



ENCENDIDO/APAGADO

1. Cuando el brazalete está apagado, una pulsación larga del botón de función puede hacer que el dispositivo vibre y se ponga en marcha durante más de 3 segundos;
2. Cuando el brazalete está encendido, cambia a la interfaz de apagado, y la pulsación larga del botón de función vibrará durante más de 3 segundos para apagar el dispositivo.

FUNCIONAMIENTO

1. Cuando el brazalete está encendido, un breve toque del botón de función puede iluminar la pantalla o cambiar la visualización;
2. No funciona con la pantalla de mensajes de cinco segundos por defecto, el usuario puede conectarse a la APP del móvil para modificar el tiempo de la pantalla de mensajes;
3. Cambiar a la prueba automática de la interfaz de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y detener la prueba de dejar la interfaz de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Escanee el código QR a continuación o entre en los principales mercados de aplicaciones para descargar e instalar “DayBand”



Google Play



iOS

Requisitos del dispositivo: iOS 8.0 y superior; Android 4. 4 y superior, soporte bluetooth 4.0.

FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO

Al utilizar el brazalete por primera vez, la APP debe estar conectada para su calibración. El brazalete sincronizará automáticamente la hora después de la conexión exitosa, de lo contrario los datos de paso y descanso no están permitidos.

- Abra la aplicación móvil
- Haga clic en el Icono de configuración
- ↓
- Mi dispositivo (IOS)
- Buscar el dispositivo (Android)
- ↓
- Despliegue el dispositivo de exploración
- ↓
- Haga clic en la conexión del dispositivo



Conexión Bluetooth: Después de que el emparejamiento se realice con éxito, la App guarda automáticamente la dirección Bluetooth del brazalete. Cuando la App se abra o se ejecute en segundo plano, buscará y conectará automáticamente al brazalete.

Sincronización de datos: Baje manualmente los datos de sincronización en la página de inicio de la App; El brazalete puede almacenar 7 días de los datos sin conexión. Cuantos más datos haya, mayor será el tiempo de sincronización, que es de unos 2 minutos como máximo. Una vez completada la sincronización, aparecerá el mensaje “Sincronización completada.”

FUNCIONES Y AJUSTES DE LA APP

Información personal y objetivos deportivos

Por favor, configure la información personal al principio después de entrar en la aplicación


Configuración → Configuración personal

Imagen del rostro - Genero - Edad - Altura - Peso se pueden establecer

La información personal puede mejorar la precisión de los datos.

Personalice sus objetivos deportivos diarios y haga ejercicio de forma razonable


La planificación favorece al mejoramiento de la condición física



INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES DEL BRAZALETE

Interfaz principal

Cuando no aparece el icono de conexión, significa que el brazalete no está conectado al teléfono móvil. Cuando aparece el icono de conexión, significa que la conexión es exitosa. Cuando el brazalete y la aplicación se emparejan por primera vez, el brazalete sincronizará la hora, la fecha y la semana del teléfono móvil.



Pulse prolongadamente durante 3 segundos para cambiar la interfaz principal

Datos de Movimiento

Mostrar el recuento de pasos, el modo de datos de movimiento por defecto del brazalete supone usar el brazalete en la muñeca. Cuando el usuario camina y el brazo se balancea, el brazalete registra los datos de pasos de acuerdo con el número de balanceos, lo que consume el calor y la distancia caminada.



Monitorización del ritmo cardíaco

En la interfaz de control de la frecuencia cardíaca, durante la medición, por favor espere varias decenas de segundos para que aparezcan los datos



Monitorización de la presión arterial

En la interfaz de control de la presión arterial, durante la medición, espere varias decenas de segundos para que aparezcan los datos



Monitorización del oxígeno en sangre

En la interfaz de control de oxígeno en la sangre, durante la medición, por favor espere varias decenas de segundos para que aparezcan los datos



Notas para la prueba de frecuencia cardíaca / presión arterial:



- Durante la prueba, el icono latirá y el led de frecuencia cardíaca en la parte posterior del brazalete se iluminará

Durante la prueba, el sensor debe estar cerca de la piel para evitar la influencia de la luz externa en la precisión de la prueba

Mantenga la zona de la prueba limpia, el sudor o las manchas afectarán a los resultados de la prueba

Patrones de movimiento

En la interfaz de movimiento, mantenga pulsado durante tres segundos para entrar en la interfaz específica de movimiento, que incluye múltiples movimientos. Haga clic para cambiar. En la interfaz de movimiento, mantenga pulsado durante tres segundos para iniciar el movimiento, mantenga pulsado durante tres segundos para hacer una pausa y, a continuación, haga clic para cambiar el modo de movimiento.



Interfaz de información

En la interfaz de mensajes, mantenga pulsado durante tres segundos para ver el mensaje, haga clic para pasar de página, y después de ver la información, puede salir o mantener pulsado durante tres segundos para salir.



Interfaz de más funciones

En la interfaz de más funciones, mantenga pulsado durante tres segundos para entrar en la interfaz del menú inferior para más operaciones de funciones.



Interfaz de búsqueda del teléfono

En el estado conectado, haga clic en la opción “Buscar teléfono móvil”, y el teléfono móvil enviará un recordatorio por vibración o un recordatorio de tono de llamada.

Interfaz de restablecimiento de ajustes

Mantenga pulsado durante tres segundos en la interfaz de reajuste para restablecer las configuraciones de fábrica del brazalete.

Acerca de la interfaz de la pulsera

En la interfaz del anillo de la mano, se muestran los cuatro últimos dígitos de la dirección Bluetooth y el número de la versión del software.

Interfaz de apagado

En la interfaz de apagado, mantenga pulsado el teléfono móvil durante más de tres segundos para que vibre y se apague.



Find



Reset



ID:C56B



Power

FUNCIÓN DE PROMOCIÓN

La función de recordatorio necesita activar el interruptor de recordatorio en el centro de configuración de la aplicación, y mantener el teléfono móvil y el brazalete en el estado de conexión Bluetooth exitosa, para que vibre el recordatorio cuando llegue el mensaje.



Llamada



Mensaje
corto



Facebook



Twitter



Despertador



Sedentario

Recordatorio de llamada: Al llamar, el brazalete vibrará y mostrará el nombre o número de la llamada. (Si el nombre de la persona que llama está guardado en la agenda telefónica, se mostrará el nombre, de lo contrario se mostrará el número.)

Recordatorio de SMS: Al recibir el SMS, el brazalete vibrará y se mostrará el icono de SMS para recordarlo: Cuando el SMS de la persona de contacto en la agenda muestra el nombre, el SMS del desconocido muestra el número.

Recordatorio de Facebook: Cuando se recibe información de facebook, el brazalete vibrará y mostrará el icono de facebook para recordarlo.

Recordatorio de Twitter: Cuando se recibe un mensaje de Twitter, el brazalete vibrará y mostrará el icono de twitter para recordarlo.

Despertador inteligente: Se pueden configurar tres alarmas de despertador. Una vez configuradas, se sincronizará con el brazalete. El despertador inteligente es un despertador silencioso. Cuando se ajusta la alarma, el brazalete vibrará moderadamente, y se admite la alarma fuera de línea.

Recordatorio de sedentarismo: El intervalo de recordatorio por defecto es de una hora; cuando está conectado, si el usuario no se mueve en una hora después de abrirlo, el brazalete vibrará para recordarle que se mueva.

PROBLEMAS COMUNES

¿Por qué hay que esperar 8 segundos para la prueba de frecuencia cardíaca?

Para comprobar la frecuencia cardíaca, es necesario recoger las señales durante un largo tiempo para calcular con precisión la frecuencia cardíaca.

¿Qué pasa si el Bluetooth no funciona? (Conexión / reconexión fallida o lenta)

Confirme si su dispositivo es IOS 8.0 y Android 4.4 o superior y admite Bluetooth 4.0

1. Debido al problema de la interferencia de la señal en la conexión inalámbrica Bluetooth, el tiempo de cada conexión puede no ser el mismo. Si la conexión falla durante mucho tiempo, por favor, asegúrese de que la operación se lleva a cabo en el entorno sin campo magnético o la interferencia de múltiples dispositivos Bluetooth.
2. Apagar y volver a encender el Bluetooth
3. Apague la aplicación de fondo del teléfono móvil o reinicie el teléfono móvil
4. No conecte otros dispositivos o funciones Bluetooth al mismo tiempo.
5. Controllare che l'app funzioni correttamente in background. In caso contrario, potrebbe non essere collegata.

¿No se puede buscar el brazaletes?

Debido a que el brazaletes no se localiza por el teléfono móvil durante la transmisión de Bluetooth, por favor, asegúrese de que el brazaletes está encendido, activado, y que no esté vinculado con otros teléfonos móviles, y luego acerque el brazaletes al teléfono móvil. Si todavía es inválido, por favor apague el Bluetooth del teléfono móvil, y reinicie el Bluetooth del teléfono móvil 20 segundos más tarde.

¿Por qué hay que llevar el brazaletes apretado cuando se mide la frecuencia cardíaca?

El brazaletes adopta el principio de reflexión de la luz. Después de que la fuente de luz penetre en la piel, se recoge la señal reflejada en el sensor para calcular su ritmo cardíaco. Si no se lleva ajustado, habrá luz ambiental que entre en el sensor, lo que afectará a la precisión de la medición.

¿Por qué no se ha activado el recordatorio?

Teléfono móvil Android: Confirme que el teléfono móvil esté conectado al brazalete, abra los permisos correspondientes en la configuración del teléfono móvil después de la conexión, permita que la aplicación "Dayband" acceda a las llamadas, SMS, contactos, y mantenga "Dayband" funcionando en segundo plano; Si el teléfono móvil está instalado con software de seguridad, por favor, añada "Dayband" como confianza.

Teléfono móvil Apple: Si no hay ningún recordatorio después de la conexión, se recomienda reiniciar el teléfono móvil y volver a conectarlo. Cuando vuelva a conectar el brazalete, debe esperar a que el teléfono móvil aparezca [Solicitud de coincidencia de Bluetooth], y hacer clic en [Coincidir] antes de que haya un recordatorio.

¿El brazalete es resistente al agua?

Soporta el grado de impermeabilidad y resistencia al polvo IP67 (el estándar IP67 es la profundidad del agua por debajo de 35 grados y la profundidad del agua por debajo de 1 metro durante 30 minutos). En general, se puede usar cuando se lava las manos, cuando se lava bajo la lluvia y cuando se lava el coche, a voluntad, pero cuando se trata de agua caliente, no se puede usar.

¿Es necesario que la conexión Bluetooth esté encendida todo el tiempo?

¿Hay datos después de la desconexión?

Antes de que los datos no se sincronicen, los datos se conservan en el servidor del brazalete (los datos pueden conservarse durante siete días). Cuando la conexión Bluetooth entre el teléfono móvil y el brazalete se realiza con éxito, los datos del brazalete se cargarán en el teléfono móvil automáticamente. Por favor, sincronice los datos con el teléfono móvil a tiempo.

Nota: Si habilita las funciones de recordatorio de llamadas y SMS, debe mantener el Bluetooth conectado, y el recordatorio del despertador es compatible con el modo fuera de línea.

PARÁMETRO

Screen ruler	0.96inch	Bluetooth	Bluetooth4.0
Battery type	Lithium Polymer	waterproof	Ip67 waterproof
Charging time	1.5-2 hours	capacity	90mAh
Wrist band ruler	245mm*16mm*11.5mm	Packing	Bracelet+Instructions

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

- Por favor, evite los impactos fuertes, el calor extremo y la exposición al sol.
- No desmonte, repare o modifique la máquina por sí mismo.
- La máquina se carga con 5V500mA, y está estrictamente prohibido utilizar la fuente de alimentación de carga de sobretensión para la carga.
- El entorno de funcionamiento de esta máquina es de 0-45 grados. Está prohibido arrojarlo al fuego para evitar la explosión.
- Por favor, seque el Brazaletes con un paño suave antes de cargarlo, de lo contrario corroerá el punto de contacto de carga y conducirá a un fallo de carga.
- No toque los productos químicos como la gasolina, los disolventes de limpieza, el propanol, el alcohol o los repelentes de insectos.
- No utilice este producto en entornos de alto voltaje y alto magnetismo.
- Puede sentirse incómodo si tiene la piel sensible o si lleva el brazaletes demasiado apretado.
- Por favor, seque las gotas de sudor en la muñeca a tiempo, y la correa del reloj puede causar el prurito alérgico si se expone al jabón, el sudor, el alérgeno o los ingredientes contaminantes durante mucho tiempo.
- Si se utiliza con frecuencia, se recomienda limpiar el brazaletes cada semana. Limpie con un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un jabón suave.
- No use el brazaletes para un baño caliente.
- Después de nadar, limpie a tiempo el brazaletes para mantenerlo seco.