

BABYWAAGE 8320














BEDIENUNGSANLEITUNG

- GB** OPERATING INSTRUCTIONS
- FR** MODE D'EMPLOI
- ES** MANUAL DE INSTRUCCIONES
- IT** ISTRUZIONI PER L'USO
- GR** ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- CZ** NÁVOD K OBSLUZE
- AE** كيفية الاستخدام






BABYWAAGE 8320

INBETRIEBNAHME · GETTING STARTED · MISE EN SERVICE · PUESTA EN MARCHA
 ΑΠΕΞΟΧΕΥΣΗ · ENAPEN AETIOYPIAE · UVEDENÍ DO PROVOZU · بياية التشغيل



FEBERBEREUBUNG · EIMINATING ERRORS · DÉPANNAGE · SOLUCIÓN DE ERRORES
 RIMOZIONE DEI GUASTI · ΑΠΟΚΑΤΑΥΤΑΞΗ ΒΑΒΛΗΝ · ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD · إصلاح الأعطال



Deutsch
 Bei Abwägungen aufgrund der Verwendung außerhalb Deutschlands auf unterschiedlichen Lagern- und Reingebirgen kann die Waage vom Benutzer kalibriert werden. Taste »(O)~T~« drücken und halten, zuzusetzt, Taste »(O)~T~« drücken und beide ca. 5 sec. gedrückt halten bis Anzeige »CCC« eschient. Beide Tasten lösen. Taste »(O)~T~« zwei mal bestätigen, im Display eschient »2 CCC«. Taste »(O)~T~« zwei mal bestätigen, im Display eschient »500g«. Waage mit weiteren 5 kg besten und 2 sec. warten. Taste »(O)~T~« wieder drücken, im Display eschient »1000g«. Waage mit weiteren 5 kg besten und 2 sec. warten. Taste »(O)~T~« noch einmal drücken, im Display eschient der Gewichtswert für 10 kg »1000 kg«. Die Kalibrierung ist beendet.

English
 In the event of variations because the scale is used outside of Germany at different latitudes and longitudes, the scale can be calibrated by the user. Switch on the scale, press the »kg/lb« key and hold it down, while also pressing the »(O)~T~« key and hold down both keys for approximately 5 seconds until »CCC« appears. Release both keys. Press the »(O)~T~« key twice, »2 CCC« appears on the display. Press the »(O)~T~« key again, »500« appears on the display, place another 5 kg scale and wait 2 seconds. Press the »(O)~T~« key again, »1000« appears on the display, place another 5 kg scale and wait 2 seconds. Press the »(O)~T~« key again, the weight value for 10 kg »1000 kg« appears on the display. Calibration is complete.

Français
 En cas d'écart de résultats de l'utilisation du pese-bébé hors de l'Allemagne à des longitudes et des latitudes différentes, le pese-bébé peut être étalonné par l'utilisateur. Allumer le pese-bébé, appuyer sur la touche »kg/lb« et et la maintenir enfoncée. En même temps, appuyer sur la touche »(O)~T~« et la maintenir les deux touches. Relâcher les deux touches. Appuyer deux fois sur la touche »(O)~T~« : la mention »2 CCC« s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur la touche »(O)~T~« : la mention »500« s'affiche à l'écran. Ajouter 5 kg sur le pese-bébé et attendre 2 secondes environ. Appuyer à nouveau sur la touche »(O)~T~« : la mention »1000« s'affiche à l'écran. Ajouter 5 kg sur le pese-bébé et attendre 2 secondes environ. Appuyer à nouveau sur la touche »(O)~T~« : la mention »1000 kg« s'affiche à l'écran. La calibration est terminée.

Español
 Si se produce/n desajustes debido al uso fuera de Alemania en relación a diferentes longitudes de longitud y latitud de donde se calibrada por el usuario. Encender el bebé, mantener pulsado el botón »kg/lb« y mantener pulsado el botón »(O)~T~« a la vez durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre »CCC«. Soltar los dos botones. Continuar pulsando dos veces el botón »(O)~T~« y en la pantalla aparecerá »2 CCC«. Continuar pulsando dos veces el botón »(O)~T~« y en la pantalla aparecerá »500«. Cargar la pesa con 5 kg. Continuar pulsando dos veces el botón »(O)~T~« y en la pantalla aparecerá »1000 kg«.

- Volver a pulsar el botón »(O)~T~«, en la pantalla aparecerá »1000g«.
- Cargar la batería con otros 5 segundos. Y esperar durante 2 segundos.
- Volver a pulsar el botón »(O)~T~«, en la pantalla aparecerá el peso para 10 kg: »1000 kg«. La calibración ha finalizado.

Italiano
 In caso di divergenza in tutti i tempi al di fuori della Repubblica federale tedesca.

Ελληνικά
 Αν υπάρχουν αποκλίσεις λόγω της χρήσης εκτός Γερμανίας σε διαφορετικά γεωγραφικά-ποσοστά υψομέτρων και παραλλήλων, η κλίμακα μπορεί να βαθμονομηθεί από τον χρήστη. Ενεργοποιήστε τη κλίμακα, πατήστε το πλήκτρο »kg/lb« και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο »(O)~T~« ταυτόχρονα για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο »(O)~T~« : η ένδειξη »2 CCC« εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε ξανά το πλήκτρο »(O)~T~« : η ένδειξη »500g« εμφανίζεται στην οθόνη. Προσθέστε 5 kg στην κλίμακα και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο »(O)~T~« : η ένδειξη »1000g« εμφανίζεται στην οθόνη. Προσθέστε 5 kg στην κλίμακα και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο »(O)~T~« : η ένδειξη »1000 kg« εμφανίζεται στην οθόνη. Η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί.

Cesky
 Při odchylkách způsobených použitím mimo Německo z důvodu odlišných geografických souřadnic a délkou zeměpisných šířek a délek zeměpisných souřadnic lze měřič kalibrovat. Zapněte měřič, stiskněte tlačítko »kg/lb« a podržte ho, nvezat 5 kg. Stiskněte tlačítko »(O)~T~« a podržte asi 5 sek., dokud se nezobrazí »CCC«. Stiskněte tlačítko »(O)~T~«, na displeji se objeví »1000g«. Přidejte 5 kg. Stiskněte tlačítko »(O)~T~«, na displeji se objeví »500g«. Přidejte 5 kg. Stiskněte tlačítko »(O)~T~«, na displeji se objeví »1000g«. Přidejte 5 kg. Stiskněte tlačítko »(O)~T~«, na displeji se objeví »1000 kg«. Kalibrace je dokončena.

العربية
 في حالة انحراف القياسات خارج ألمانيا، يمكن إجراء المعايرة. تشغيل الميزان، اضغط على زر »kg/lb« واحتفظ به لمدة 5 ثوانٍ. اضغط على زر »(O)~T~« واحتفظ به لمدة 5 ثوانٍ حتى تظهر »CCC« على الشاشة. اضغط على زر »(O)~T~« مرة أخرى، تظهر »500g« على الشاشة. أضف 5 كيلوغرامات. اضغط على زر »(O)~T~« مرة أخرى، تظهر »1000g« على الشاشة. أضف 5 كيلوغرامات. اضغط على زر »(O)~T~« مرة أخرى، تظهر »1000 kg« على الشاشة. المعايرة اكتملت.

ES ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Le agradecemos su elección de este producto de calidad Soehnle Profesional. Este producto está equipado con todas las características que lo convierten en un aparato de última tecnología y ha sido optimizado para que pueda ser operado con la mayor facilidad. Si tiene alguna duda o surge cualquier problema en su báscula para bebés, el cual no pueda ser solucionado mediante las instrucciones del manual, diríjase a un distribuidor Soehnle Professional o visítenos en Internet **www.soehnle-professional.com**.

■ Uso previsto

La balanza infantil Soehnle Professional 8320 ha sido diseñada para pesar bebés. Esta balanza está prevista para un empleo que no requiera calibración. Cumple las disposiciones de las Directivas CE 2004/108/CE y 2006/95/CE.

■ Instrucciones de seguridad

Antes de encender el aparato lea atentamente las instrucciones de operación que contienen consejos importantes para la instalación, el uso conforme a lo previsto y el mantenimiento del aparato. El fabricante no se hace responsable del desobedecimiento de las siguientes instrucciones: Los aparatos están concebidos para ser utilizados en edificios. El aparato cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética. Evite sobrepasar los valores máximos establecidos en las normas. Si surgen problemas consulte al servicio técnico Soehnle Professional.

■ Limpieza

Para limpiar el aparato basta con utilizar un trapo humedecido y limpiador común. No utilice limpiadores agresivos

■ Mantenimiento

La inspección técnica de medición ha sido realizada por el fabricante. La balanza no requiere mantenimiento de rutina. No obstante, se recomienda revisar la precisión de la balanza en intervalos periódicos. La frecuencia de los mismos depende del uso y del estado de la balanza. Si detecta desviaciones (en 15 Kg. ≥ 50 g) póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico Soehnle Professional más cercano. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por el servicio técnico autorizado de Soehnle Professional utilizando piezas originales.

■ Aviso

Este aparato está equipado con supresión de interferencias conforme a la directiva CE vigente 2004/108/CE. Bajo la influencia electrostática y electromagnética extrema, p.ej. al utilizar un dispositivo de radiofrecuencia o teléfono móvil cerca del aparato, puede provocar fallos en la indicación de la balanza. Al suprimirse la influencia perturbadora, el producto volverá a poder utilizarse conforme a lo previsto o deberá reiniciarlo de nuevo. Este aparato es un instrumento de medición. Las corrientes de aire, vibraciones, fluctuaciones drásticas de temperatura y radiación solar pueden influir en el resultado de pesaje.

La balanza presenta el tipo de protección IP 54. Debe evitarse un elevado porcentaje de humedad, vapores, líquidos agresivos y gran acumulación de suciedad.

■ Garantía/responsabilidad

Si detecta un defecto atribuible a Soehnle Professional con respecto al producto suministrado, Soehnle Professional tendrá derecho a reparar el defecto o suministrar un producto en sustitución del producto defectuoso. Las piezas sustituidas son propiedad de Soehnle Professional. Si la reparación del defecto o suministro en sustitución del producto defectuoso no reparan el daño se considerarán aplicables las disposiciones legales vigentes. El periodo de garantía es de 2 años y comienza el día de la adquisición del producto. Guarde el recibo de compra como comprobante de la misma. Si necesita acudir al servicio técnico, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico Soehnle Professional más cercano.

No se proporcionará la garantía en relación a los daños causados por los siguientes motivos: Almacenaje o uso inadecuado o indebido, montaje o puesta en marcha incorrectos por parte del usuario o por terceras personas, desgaste natural, modificaciones o actuaciones en el aparato, manipulación incorrecta o negligente, en particular al someter a sobreesfuerzos el aparato, exponerlo a sustancias químicas o electroquímicas o a la humedad, siempre que estos hechos no sean atribuibles al servicio técnico de Soehnle Professional. Si la influencia operativa, climática u otro tipo de influencias causaran la modificación de las condiciones o del estado del material, la garantía no será aplicable para reparar el funcionamiento general de los aparatos. En la medida en que Soehnle Professional proporciona la garantía, esta implica la inexistencia de defectos en el objeto de suministro dentro del plazo de garantía. Guarde el embalaje original en caso de que sea necesario transportar el aparato en el futuro.

■ Eliminación de la balanza al fin de su vida útil



La balanza para bebés no contiene materiales especiales nocivos para el medio ambiente, de acuerdo con los conocimientos científicos actuales.

Este producto no debe tratarse como un residuo normal, sino que debe depositarse en el puesto de reciclaje para aparatos eléctricos y electrónicos. Obtendrá más información al respecto en su comunidad, empresa pública de eliminación de residuos o en la tienda en la que ha adquirido el producto.

Eliminación de las pilas: No tire las pilas usadas junto con la basura doméstica. Como consumidor, usted tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas en un punto de recogida idóneo. Puede depositar las pilas usadas en los puestos de recogida públicos de su comunidad y en los puestos de reciclaje de pilas. Estos símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = esta pila contiene plomo, Cd = esta pila contiene Cadmio, Hg = esta pila contiene mercurio.

Soehnle Professional GmbH & Co. KG
Manfred-von-Ardenne-Allee 12 · DE-71522 Backnang
Teléfono +49 (0) 71 91 / 34 53 0 · Telefax -211
www.soehnle-professional.com

