

LETTINI VISITA
EXAMINATION COUCHES
LITS D'EXAMEN
CAMILLAS DE VISITA
MARQUESAS PARA VISITA
UNTERSUCHUNGSBETTEN
BESÖKSSÄNGEN

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.



27401 - 27402 - 27444

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745, el producto está incluido en los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I. Se aconseja leer detenidamente el siguiente manual antes de usar el producto.


DESCRIPCIÓN

La camilla de visita tiene unas dimensiones reducidas, de forma que es especialmente adecuada para consultas médicas y ambulatorios.

El colchón, que es lavable e ignífugo, se compone de dos partes, una primera fija y una segunda reclinable en distintas posiciones. Según el modelo, la estructura puede ser pintada o cromada. Previo pedido: portasábanas.

COMPONENTES:	Bolsa con material de montaje:
<ul style="list-style-type: none"> • n.2 patas • n.1 travesaño con elevación de respaldo ▲ • n.5 travesaños ☆ • Acolchado respaldo • Acolchado asiento 	<ul style="list-style-type: none"> • n.14 TORNILLOS TBE 8x50 • n.16 ARANDELAS M8 • n.6 TORNILLOS PANEL TPS 4,5x45 (para fijar el colchón al armazón) • LLAVE ALLEN 5 mm

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y EL USO



La camilla se entrega completamente desmontada.

Siga el procedimiento de montaje que aparece en el dibujo.

1. Tomar las patas de la camilla y ensamblarlas con los transversales por medio de los tornillos y las correspondientes arandelas.
2. Fijar a la estructura también el transversal con la barra del alzacabeza antes montado al acolchado del respaldo por medio del tornillo hexagonal y su tuerca.
3. Por último, fijar con tornillos los acolchados al bastidor.

FICHA TÉCNICA

Medidas	cm.193 x 62 x h73 * caja 173x16x74h
Peso	26,4 kg (29,5 kg con caja)
Capacidad máxima	120 kg

*Los rellenos no son montados por el fabricante, el comprador/usuario debe colocarlos en la fase de montaje. En consecuencia, las medidas de volumen totales pueden diferir un poco de las que figuran en la ficha técnica.

ADVERTENCIAS DE USO

- Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No adecuada para el uso en ambientes abiertos.
- Cuando regule la altura de la camilla y del respaldo, asegúrese de que nadie mete las manos, las piernas u otras partes en el interior del área de desplazamiento: ¡RIESGO DE APLASTAMIENTO!
- Tumbarse al paciente solo cuando el somier se encuentra totalmente en posición horizontal.










- Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse de que las ruedas no están frenadas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Utilizar sólo piezas de repuesto originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoníaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.

Instrucciones para limpiar el tejido:

Limpie con un paño humedecido y enjabonado, y enjuagar con agua limpia. No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o espray para lustrar. **Atención:** En general los colores claros de las pieles falsas no pueden ser puestos en contacto con ropa con colorantes no fijados (ej. vaqueros y derivados) para evitar manchas o aureolas que no se puedan limpiar.

	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Conservar en un lugar fresco y seco
	Código producto		Consultar las instrucciones de uso		Fabricante
	Fecha de fabricación		Número de lote		Producto sanitario
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Identificador de dispositivo único		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.