



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS
- MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ - **العكازات**

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

ADVERTENCIAS

Las muletas han de utilizarse empuñándolas correctamente y solo para sostener el cuerpo (para una carga máxima de 100 Kg) bajo prescripción médica. Las muletas han de ser reguladas de modo adecuado al uso y a la fisonomía del paciente siguiendo las indicaciones del médico de cabecera.

Antes del uso controlar que las muletas no estén dañadas, que las regulaciones estén correctamente fijadas y que las puntas de goma antideslizantes no estén desgastadas y de lo contrario sustituirlas inmediatamente. Prestar la máxima atención cuando las muletas se utilizan por superficies mojadas o inclinadas.

REGULACIÓN

Muletas de antebrazo Cód. 27793

La altura se puede regular entre 96 y 119 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el agujero deseado. El tornillo de empalme sirve a evitar juegos entre los dos tubos y ha de ser enroscado solo con el seguro puesto.

Muletas axilares Cód. 27798

La altura se puede regular entre 112 y 132 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introducir el tornillo en el agujero deseado y fijar enroscando la tuerca de mariposa.

Muletas axilares Cód. 27792

La altura se puede regular entre 95 y 115 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introducir el tornillo en el agujero deseado y fijar enroscando la tuerca de mariposa.

Muletas axilares Cód. 27799

La altura se puede regular entre 119 y 139 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introducir el tornillo en el agujero deseado y fijar enroscando la tuerca de mariposa.

Muletas axilares Cód. 27770

La altura se puede regular entre 100 y 130 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introducir el tornillo en el agujero deseado y fijar enroscando la tuerca de mariposa.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Fabricante		Código producto
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Conservar al amparo de la luz solar		Número de lote
	Consultar las instrucciones de uso		Conservar en un lugar fresco y seco		Producto sanitario
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Fecha de fabricación		Identificador único



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)

5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



FS937L - FS935S(M) - FS935S(S) - FS935S(L) - FS9252L

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10. 48163 Muenster.
Germany

**GIMA 27793 - 27798 - 27792
27799 - 27770**

