

ASTE PORTAFLEBO

I.V STANDS

PIED À PERFUSION

INFUSIONSSTÄNDER

POSTE DE GOTEIO INTRAVENOSO

HASTES SUPORTE DE SORO

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

27841/27843**27842****REF****27841 – 27842 – 27843**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

**MD**

27841 POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO 2 GANCHOS

27842 POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO 4 GANCHOS

27843 POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO ALUMINIO 2 GANCHOS

INTRODUCCIÓN

A los efectos del reglamento (UE) 2017/745, el producto está incluido en los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I. Se aconseja leer detenidamente el siguiente manual antes de usar el producto.

DESCRIPCIÓN

Poste de goteo telescópico de 2/4 ganchos para el soporte de bolsas e infusiones intravenosas destinadas al paciente. Compuesto por dos tubulares coaxiales en acero cromado o aluminio. Tubular superior ajustable en altura hasta 210 cm mediante botón de plástico. Provisto de base de plástico negro con 5 ruedas Ø 50 mm. El dispositivo es una ayuda para el cuidado del paciente encamado o con límites de autonomía funcional.

COMPONENTES:

- n.1 Tubular sección 25 x 1 L.980 mm
- n.1 Tubular sección 20 x 1 L.1480 mm
- n.1 botón de ajuste de plástico
- n.1 soporte para cesta de goteo intravenoso
- n.1 base de plástico negro de 5 radios sobre ruedas

Bolsa con material de montaje

Para códigos 27841 / 27843:

- n. 1 soporte de plástico de 2 ganchos para cesta goteo intravenoso (código artículo 27845)
- n. 5 ruedas Ø 50 mm
- n.1 tornillo de mariposa M6 x 30
- tapón negro para base

Para código 27842:

- n. 1 soporte de acero cromado de 4 ganchos para cesta goteo intravenoso (código artículo 27846)
- n. 5 ruedas Ø 50 mm
- n.1 tornillo de mariposa M6 x 30
- tapón negro para base

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Aferrar las ruedas y encajarlas en la base.
2. Aferrar el tubular con sección mayor (25 x 1.2) dotado de botón e introducirlo primero en el tapón negro, sucesivamente en la base y fijar las piezas mediante el tornillo de mariposa en la zona por debajo la base.
3. Aferrar el tubular con sección 20 x 1, introducirlo en el tubular inferior y sujetarlo a la altura deseada mediante el botón de ajuste.
4. Para los códigos 27841 / 27843 aferrar el soporte de plástico con 2 ganchos y ejerciendo presión introducirlo en el extremo superior del tubular. En caso de necesidad se puede usar un martillo blando para introducirlo hasta el fondo.
5. Para el código 27842 fijar el soporte de 4 ganchos mediante la arandela suministrada.

DATOS TÉCNICOS:

Medidas	27841 – 27842	Altura ajustable 160-210 cm
	27843	Altura ajustable 165-210 cm
Peso	27841	2,900 kg
	27842	3,150 kg
	27843	2,080 kg
Capacidad máxima	27841 – 27843	Gancho de plástico 5 kg por gancho
	27842	Gancho de acero 2 kg por gancho

ADVERTENCIAS DE USO

- Fijar bien usando la tornillería suministrada.
- Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.
- Asegurarse de que las piezas de encastre están bloqueadas en sus respectivos alojamientos.
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No adecuada para el uso en ambientes abiertos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoníaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.

	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Conservar en un lugar fresco y seco
	Código producto		Consultar las instrucciones de uso		Fabricante
	Fecha de fabricación		Número de lote		Producto sanitario
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Identificador de dispositivo único		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses