
ESPAÑOL

COJÍN DE FORMA ANULAR

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, controlar visualmente la integridad del dispositivo. Siempre que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el cual se ha realizado la compra.

Erregi sas no se asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del dispositivo.

En caso de que se produzca un accidente grave relacionado con el uso del producto, comuníquelo al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde esté establecido el usuario y/o el paciente.

DESCRIPCIÓN

Cojines de prevención de decúbito en algodón 100%, con acolchado realizados en fibra hueca de silicona. Dispositivos equipados con fijación con cierre de velcro. La elevada resiliencia y la alta transpirabilidad permiten una acción eficaz en la prevención de la

aparición de las lesiones desde decúbito.

INDICACIONES

Prevención del decúbito para pacientes en sillas de ruedas con el fin de disminuir los picos de presión, de reducir las fuerzas de corte y fricción y favorecer la circulación del aire.

PRECAUCIONES DE USO

Producto sanitario indicado para la prevención del decúbito, a utilizar previa evaluación clínica por un médico especialista. Coloque el cojín en el asiento de la silla de ruedas teniendo cuidado de que los cierres de velcro, cuando los haya, se encuentren en el lado del respaldo. Por lo tanto, asegurar el cojín a una estructura de la silla de ruedas a través de las fijaciones con velcro. Si bien el dispositivo es indicado para la prevención del decúbito, este no es capaz de controlar todos los factores que favorecen su surgimiento. Por lo tanto, se recomienda supervisar con regularidad la zona interesada, realizar una frecuente movilización del paciente y tener mucho cuidado con la higiene. Con este fin se recomienda consultar los protocolos y las líneas guía para la prevención de las llagas desde decúbito. Utilizar el dispositivo siempre utilizando una prenda para la protección de la persona. Dispositivo no ignífugo

CONTRAINDICACIONES

No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.

COMPOSICIÓN

Interno: Fibra hueca de silicona Funda:

Algodón 100%

MODALIDAD DE LAVADO

LAVAR MÁX 40°	NO BLANQUEAR	NO PLANCHAR	NO UTILIZAR LA SECADORA
	UTILIZAR CUALQUIER SOLVENTE EXCEPTO TETRACLO- ROETILENO		

El fabricante no se hace responsable de las variaciones en las características técnicas de la ayuda en caso de incumplimiento de las instrucciones de lavado

CONSERVACIÓN

Conservar protegido de fuentes de luz, calor y humedad.

DESINFECCIÓN

Utilizar productos con presídio médico quirúrgico

ELIMINACIÓN

Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en materia de protección ambiental y recogida selectiva.

	Código producto		Producto sanitario
	Número de lote		Fabricante
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Consultar las instrucciones de uso.
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fecha de fabricación		No contiene látex de caucho natural

NO retire la etiqueta del producto sanitario, ya que permite la trazabilidad del producto suministrado (fabricante, UDI, número de lote, código de producto).

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF 03/04 (Gima 28549)



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY



M28549-Rev.3-11.24