



INFRA 150 PLUS

Potencia	220/230V	220/230V
Color	Blanco	Blanco
Clase de Protección Eléctrica	Clase II	Clase II
Longitud del Brazo	105 cms (50+55cm)	105 cms (50+55cm)
Casquillo	E-27 Cerámico	E-27 Cerámico
Diametro Cabezal	21 cm	30 cm
Fuente de Luz	IR E-27 150W	IR E-27 250W
INFRA 150 PLUS		INFRA 250 PLUS

Lámpara de infrarrojos para uso de carácter terapéutico, en tratamientos de estética, de fisioterapia y en ambientes deportivos.
El calor se reparte de forma homogénea.

1. Instalación

- Necesita de un soporte MIMSAL, que se instalará antes de colocar la lámpara.
- Se suministra un soporte mordaza de mesa Ah, y como accesorios opcionales se pueden suministrar soportes de pared, de techo o una base rodable.
- MIMSAL no puede garantizar la vida y funcionalidad si se usan accesorios de terceros.

2. Precauciones

- Siempre que limpie o haga algún mantenimiento a la Lámpara, desconéctela del suministro eléctrico.
- Limpieza, en seco, o con una mezcla débil de agua y jabón normal. Evite el uso de alcohol, ácidos, o cualquier tipo de disolventes orgánicos.
- No tener encendida más de 8 horas seguidas.

3. Mantenimiento y solución de problemas

- **Mantenimiento:** Únicamente para instaladores eléctricos cualificados u otro personal cualificado.
- **Cambio de fuente de luz:**
 - Desconecte la luminaria del suministro eléctrico.
 - Sustituir la fuente de luz de rosca.

Si surge cualquier otro problema, por favor, póngase en contacto con su representante MIMSAL.
MIMSAL solo se hace responsable del mantenimiento, reparaciones o cambios hechos con recambios originales y por personal MIMSAL.
El fabricante se reserva el derecho a modificar las características de sus productos sin previo aviso.

INFRA PLUS - Instrucciones
ESPAÑOL
INFRA 150 PLUS
INFRA 250 PLUS
cód. E020412
cód. 10103512

IMPORTANTE.-
Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-
Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-
L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité médicale.

IMPORTANTE.-
Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-
Usar e tempo de aplicação sob supervisão e responsabilidade médica.

MIMSAL

MIMSAL TRADE S.L.

C. Mollet 17, Pol. Ind. Palou Nord - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain
Tel. +34 930 139 860 - mimsal@mimsal.com - www.mimsal.com

INFRA PLUS



MIMSAL