

EN

INTENDED USE: Fertility Gel, supports the motility of the sperm as it reaches the egg, thus increasing the probability of fertilization. In addition, its content is effective in maintaining its viability as it simulates the environment in which the sperm can survive.

APPLICATION: Gynoseed Fertility Gel is applied inside the vagina before the sexual intercourse. Dispose of the packaging adequately after use.



MECHANISM OF ACTION: Fertility gel is formulated to provide a balance of pH to increase the survival of the sperm and to increase the survival. It contains magnesium and calcium ions to support conception.

INDICATIONS: Fertility Gel, supports the motility of the sperm as it reaches the egg, thus increasing the probability of fertilization. In addition, its content is effective in maintaining its viability as it simulates the environment in which the sperm can survive.

CONTRAINDICATIONS:

- Infection in the genital area
- Irritated genital area
- Known allergic condition to any of its ingredients
- Breastfeeding status
- Excessive vaginal fluid secretion

WARNINGS AND USAGE PRECAUTIONS: Keep between 5 °C and 30 °C. Keep away from direct sunlight. Fertility is not a contraceptive gel product. Do not use as a vaginal lubricant. Avoid contact with eyes. Do not swallow. Use the entire tube, do not store it for second use. Do your general personal cleaning after the application and sexual intercourse. Keep away from children. Store in dry and cool places. Do not be used in those who are allergic to the ingredients. Do not be used after curettage.

SIDE EFFECTS: There is no known side effect when used in accordance with the instructions for use and warnings.

IT

USO PREVISTO: Il gel per la fertilità favorisce la motilità dello sperma lungo il percorso verso l'ovulo, aumentando così le probabilità di fecondazione. Inoltre, la sua formulazione riproduce un ambiente favorevole alla sopravvivenza dello sperma, mantenendone efficacemente la vitalità.

MODALITÀ D'USO: Applicare il gel per la fertilità Gynoseed all'interno della vagina prima del rapporto sessuale. Smaltire adeguatamente la confezione dopo l'uso.



MECCANISMO D'AZIONE: Il gel per la fertilità è formulato per mantenere un pH equilibrato in modo da aumentare le probabilità di sopravvivenza dello sperma. Il suo contenuto di ioni magnesio e calcio aiuta a favorire il concepimento.

INDICAZIONI: Il gel per la fertilità favorisce la motilità dello sperma lungo il percorso verso l'ovulo, aumentando così le probabilità di fecondazione. Inoltre, la sua formulazione riproduce un ambiente favorevole alla sopravvivenza dello sperma, mantenendone efficacemente la vitalità.

CONTROINDICAZIONI:

- Infezioni dell'area genitale
- Infiammazioni dell'area genitale
- Allergia nota a uno qualsiasi degli ingredienti
- Allattamento
- Secrezione vaginale eccessiva

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO: Conservare a una temperatura comprese tra 5 °C e 30 °C, al riparo dalla luce solare diretta. Il gel per la fertilità non è un contraccettivo. Non utilizzare come lubrificante vaginale. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Utilizzare tutto il contenuto del tubetto; non conservarlo per un secondo utilizzo. Dopo l'applicazione, al termine del rapporto sessuale, procedere alla normale pulizia personale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti. Non utilizzare dopo un curettage.

EFFETTI COLLATERALI: Non sono noti effetti collaterali se utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso e le avvertenze.

FR

UTILISATION PRÉVUE : Ce gel de fertilité soutient la motilité du sperme lorsqu'il atteint l'ovule, augmentant ainsi les possibilités de fécondation. Il maintient aussi efficacement la vitalité du sperme en simulant le milieu dans lequel il peut survivre.

APPLICATION : Le gel de fertilité Gynoseed doit être appliqué dans le vagin avant le rapport sexuel. Éliminer l'emballage de manière appropriée après usage.



MÉCANISME D'ACTION : Le gel de fertilité est formulé pour assurer un pH équilibré afin d'augmenter la survie des spermatozoïdes. Il contient des ions de magnésium et de calcium pour favoriser la conception.

INDICATIONS : Ce gel de fertilité soutient la motilité du sperme lorsqu'il atteint l'ovule, augmentant ainsi les possibilités de fécondation. Il maintient aussi efficacement la vitalité du sperme en simulant le milieu dans lequel il peut survivre.

CONTRE-INDICATIONS :

- Infection dans la zone génitale
- Irritation de la zone génitale
- Allergie connue à l'un des ingrédients
- Allaitement
- Sécrétion vaginale excessive

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Conserver entre 5°C et 30°C. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Fertility n'est pas un gel contraceptif. Ne pas utiliser comme lubrifiant vaginal. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas ingérer. Utiliser tout le tube, Ne pas le conserver pour un second usage. Effectuer la toilette intime après l'application et le rapport sexuel. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un lieu sec et frais. Ne pas utiliser en cas d'allergie aux ingrédients. Ne pas utiliser après un curetage.

EFFETS SECONDAIRES : Il n'existe aucun effet secondaire connu lorsque le produit est utilisé conformément à la notice et aux mises en garde.

ES

USO PREVISTO: Fertility Gel favorece la motilidad de los espermatozoides hasta llegar al óvulo, aumentando así la probabilidad de fecundación. Además, su contenido es eficaz para mantener su viabilidad, ya que simula el entorno en el que los espermatozoides pueden sobrevivir.

APLICACIÓN: Gynoseed Fertility Gel se aplica dentro de la vagina antes de mantener relaciones sexuales. Eliminar el embalaje de forma adecuada después de su uso.



MECANISMO DE ACCIÓN: Fertility Gel está formulado para proporcionar un equilibrio del pH que aumenta la supervivencia de los espermatozoides. Contiene iones de magnesio y calcio para favorecer la concepción.

INDICACIONES: Fertility Gel favorece la motilidad de los espermatozoides hasta llegar al óvulo, aumentando así la probabilidad de fecundación. Además, su contenido es eficaz para mantener su viabilidad, ya que simula el entorno en el que los espermatozoides pueden sobrevivir.

CONTRAINDICACIONES:

- Infección en la zona genital
- Irritación en la zona genital
- Alergia conocida a cualquiera de sus componentes
- No utilizar en lactancia
- Secreción vaginal excesiva

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO: Conserver entre 5 °C y 30 °C. Mantener alejado de la luz solar directa. Fertility no es un gel anticonceptivo. No utilizar como lubricante vaginal. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir. Utilizar todo el tubo, no se debe guardar para un segundo uso. Asearse después de la aplicación y de mantener relaciones sexuales. Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar en un lugar seco y fresco. No se debe utilizar en personas alérgicas a los componentes. No utilizar después de un legrado.

EFFECTOS SECUNDARIOS: No se conocen efectos secundarios cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso y las advertencias.

USO PREVISTO: O Gel de Fertilidade auxilia a motilidade dos espermatozoides ao chegarem ao óvulo, aumentando assim a probabilidade de fertilização. Além disso, a sua composição é eficaz na manutenção da sua viabilidade, pois simula o ambiente em que os espermatozoides podem sobreviver.

APLICAÇÃO: O Gel de Fertilidade Gynoseed é aplicado no interior da vagina antes da relação sexual. Elimine a embalagem adequadamente após o uso.



MECANISMO DE AÇÃO: O gel de fertilidade é formulado para proporcionar um equilíbrio do pH, para aumentar a sobrevivência dos espermatozoides. Contém íons de magnésio e cálcio para auxiliar a concepção.

INDICAÇÕES: O Gel de Fertilidade auxilia a motilidade dos espermatozoides ao chegarem ao óvulo, aumentando assim a probabilidade de fertilização. Além disso, a sua composição é eficaz na manutenção da sua viabilidade, pois simula o ambiente em que os espermatozoides podem sobreviver.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Infecção na zona genital
- Irritação na zona genital
- Condição alérgica conhecida a qualquer um dos seus ingredientes
- Estado de amamentação
- Secreção excessiva de fluido vaginal

AVISOS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Mantenha entre 5 °C e 30 °C. Mantenha afastado da luz solar direta. O gel de fertilidade não é um produto contraceptivo. Não use como um lubrificante vaginal. Evite o contacto com os olhos. Não ingira. Utilize a bsnaga toda, não a guarde para uma segunda utilização. Faça a sua higiene pessoal geral após a aplicação e a relação sexual. Mantenha fora do alcance das crianças. Guarde em locais secos e frescos. Não use em pessoas alérgicas aos ingredientes. Não use após curetagem.

EFEITOS COLATERAIS: Não são conhecidos efeitos secundários quando usado de acordo com as instruções de uso e os avisos.

BESTIMUNGSGEMÄß E VERWENDUNG: Fertilitätsgel, unterstützt die Beweglichkeit des Spermiums beim Erreichen der Eizelle und erhöht so die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung. Weiters erhöht der Inhalt die Lebensfähigkeit des Spermiums, da er der Umgebung, in der dieses überleben kann, ähnlich ist.

ANWENDUNG: Das Gynoseed Fertilitätsgel wird vor dem Geschlechtsverkehr in die Vagina eingeführt. Entsorgen Sie die Verpackung nach dem Gebrauch ordnungsgemäß.



WIRKUNGSMCHANISMUS: Die Formel des Fertilitätsgels gleicht den pH-Wert aus, um das Überleben der Spermien zu erhöhen. Enthält Magnesium- und Kalzium-Ionen, um die Empfängnis zu unterstützen.

INDIKATIONEN: Fertilitätsgel, unterstützt die Beweglichkeit des Spermiums beim Erreichen der Eizelle und erhöht so die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung. Weiters erhöht der Inhalt die Lebensfähigkeit des Spermiums, da er der Umgebung, in der dieses überleben kann, ähnlich ist.

KONTRAINDIKATIONEN:

- Infektion im Genitalbereich
- Reizung im Genitalbereich
- Bekannte Allergien gegenüber den Inhaltsstoffen
- Stillzeit
- Übermäßige Scheidensekretion

WARNUNGEN UND ANWENDUNGSHINWEISE: Bei Temperaturen zwischen 5 und 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Dieses Fertilitätsgel ist kein Verhütungsmittel. Nicht als Gleitgel verwenden. Augenkontakt vermeiden. Nicht schlucken. Die gesamte Tube auf einmal verwenden, nicht für einen weiteren Gebrauch aufbewahren. Führen Sie nach der Anwendung und nach dem Geschlechtsverkehr Ihre gewohnte Körperpflege durch. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kühl und trocken lagern. Bei Unverträglichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht anwenden. Nach einer Curettage nicht anwenden.

NEBENWIRKUNGEN: Bei Anwendung in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Warnungen sind keine Nebenwirkungen bekannt.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Το λιπαντικό γονιμότητας Fertility Gel, βελτώνει την κινητικότητα του σπέρματος καθώς φτάνει στο ωάριο, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα γονιμοποίησης. Επιπλέον, το περιεχόμενο του διατρεί αποτελεσματικά την αποτελεσματικότητα της βιωσιμότητά του, καθώς προσομοιώνει το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιβιώσει το σπέρμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το λιπαντικό γονιμότητας Fertility Gel Gynoseed εφαρμόζεται στο εσωτερικό του κόλπου πριν από τη σεξουαλική επαφή. Απορρίψτε σωστά τη συσκευασία μετά τη χρήση.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το λιπαντικό γονιμότητας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ισορροπία pH, ώστε να αυξάνεται η επιβίωση των σπερματοζωαρίων. Περιέχει ιόντα μαγνησίου και ασβεστίου που βοηθούν στη σύλληψη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το λιπαντικό γονιμότητας Fertility Gel, βελτώνει την κινητικότητα του σπέρματος καθώς φτάνει στο ωάριο, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα γονιμοποίησης. Επιπλέον, το περιεχόμενο του διατρεί αποτελεσματικά την αποτελεσματικότητα της βιωσιμότητά του, καθώς προσομοιώνει το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιβιώσει το σπέρμα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Λοίμωξη στην περιοχή των γεννητικών οργάνων
- Ερεθισμένη περιοχή των γεννητικών οργάνων
- Γνωστή αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του
- Θηλασμός
- Υπερβολική έκκριση κολλικών υγρών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Διατηρήστε σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 30°C. Προστατέψτε από το άμεσο ηλιακό φως. Το λιπαντικό γονιμότητας Fertility Gel δεν είναι αντισυλληπτικό. Μην το χρησιμοποιείτε ως κολλικό λιπαντικό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην καταπίνετε. Χρησιμοποιήστε ολόκληρο το σωληνάριο, μην το φυλάξετε για δεύτερη χρήση. Φροντίστε για την προσωπική σας υγιεινή μετά την εφαρμογή και τη σεξουαλική επαφή. Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό μέρος. Να μη χρησιμοποιείται από άτομα που είναι αλλεργικά στα συστατικά. Μην χρησιμοποιείται μετά από απόξεση.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις.

ZASTOSOWANIE: Żel wspomagający płodność polepsza ruchliwość plemników na drodze do komórki jajowej i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo zapłodnienia. Ponadto, dzięki temu że skład żelu symuluje środowisko, w którym plemniki mogą przeżyć, gwarantuje on skuteczne podtrzymanie żywotności plemników.

APLIKACJA: Żel wspomagający płodność Gynoseed aplikować dopochwowo przed odbyciem stosunku płciowego. Po użyciu, poprawnie utylizować opakowanie.



MECHANIZM DZIAŁANIA: Żel wspomagający płodność został opracowany tak, aby zapewnić odpowiednią równowagę pH, w celu zwiększenia przeżywalności plemników. Zawiera jony magnezu i wapnia wspierające zapłodnienie.

WSKAZANIA: Żel wspomagający płodność polepsza ruchliwość plemników na drodze do komórki jajowej i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo zapłodnienia. Ponadto, dzięki temu że skład żelu symuluje środowisko, w którym plemniki mogą przeżyć, gwarantuje on skuteczne podtrzymanie żywotności plemników.

PRZECIWSKAZANIA:

- Zakażenie w okolicy narządów płciowych
- Podrażnienie okolic intymnych
- Znana alergia na którykolwiek ze składników
- Okres karmienia piersią
- Nadmierne wydzielanie płynu z pochwy

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYWANIA: Przechowywać w temperaturze mieszczącej się w przedziale od 5 °C do 30 °C. Trzymać z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Żel wspomagający płodność nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Nie stosować jako lubrykantu dopochwowego. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać. Zużyć całą zawartość tubki; nie przechowywać do ponownego użycia. Po zastosowaniu i odbyciu stosunku płciowego, wykonać zwykłe czynności związane z higieną osobistą. Trzymać z dala od zasięgu dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie używać w przypadku alergii na którykolwiek ze składników. Nie stosować po wyłyżeczkowaniu jamy macicy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Nie stwierdzono znanych działań niepożądanych, w przypadku stosowania zgodnie z instrukcjami i przestrzegania ostrzeżeń.



INDICAȚII: Gelul pentru fertilitate susține motilitatea spermatozoizilor pe măsură ce aceștia ajung la ovul, crescând astfel probabilitatea de fertilizare. În plus, compoziția sa este eficientă în menținerea viabilității spermatozoizilor, deoarece simulează mediul în care aceștia pot supraviețui.

- Infecție în zona genitală
- Zonă genitală iritată
- Alergie cunoscută la oricare dintre ingredientele produsului
- Perioada de alăptare
- Secreție vaginală excesivă

REACTII ADVERSE: Nu sunt cunoscute reactii adverse atunci când produsul este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare și avertismentelor.

AVSEDD ANVÄNDNING: Fertilitetsgel stöder spermans motilitet när den når ägget, och ökar på så vis troligheten till befruktning. Dessutom är dess innehåll effektivt för att behålla dess livskraft eftersom det simulerar miljön där sperman kan överleva.

APPLIKATION: Gynoseed Fertilitetsgel appliceras inuti vagina före samlag. Bortskaffa förpackningen på lämpligt sätt efter användning.



- Infektion i det genitila området
- Irriterat genitalt område
- Känd allergi till någon av dess ingredienser
- Amningsstatus
- För mycket vaginal vätskesekretion

BIEFFEKTER: Det finns inga kända bieffekter vid användning enligt instruktionerna för användning och varningarna.

 Storage Temperature - Temperatura di stoccaggio Temperature of storage - Temperatura de almacenamiento Lagertemperatur - Temperatura de armazenamento Temperatura przechowywania - Temperatura de depozitare Fürwahrungtemperatur	 Caution - Attention - Prudencia - Precaución - Cuidado Vorsicht - Προσοχή - Omsorg - Nærhet - Forsigtig	 Explosion Date (Month/Year) - Data di scadenza meses(año) - Data de expirație (misi/año) - Fecha de vencimiento (meses/año) - Data de validade (meses/año) Ablaufdatum (Monat/Jahr) - Húgyvesztési határidő (Hónap/Év) - Data wazności (miesiące/rok) - Data expirării (lună/an) - Utløbsdato (måned/år)	MD Medical device - Dispositivo medico - Dispositivo medical Dispositivo medico - Dispositivo medic - Médicaments Gerät - Iaparaj aparatură - Uządzenie medyczne Dispositiv medical - Dispositiv medical - Dispositiv medical
 Do not use if package is damaged - Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato - No utilizar si el embalaje está dañado - No utilizar si el empaque está dañado Niet overnemen, indien de verpakking beschadigd is - Nij niet overnemen, indien de verpakking beschadigd is - Nij niet overnemen, indien de verpakking beschadigd is - Nij niet overnemen, indien de verpakking beschadigd is	 Consult instructions for use - Consulter les instructions pour l'usage Consulte o manual de emprego - Consulte las instrucciones de uso Consulte o manual de emprego - Consulte las instrucciones de uso Consulte o manual de emprego - Consulte las instrucciones de uso Consulte o manual de emprego - Consulte las instrucciones de uso	 Date of Manufacture (Month/Year) - Data di fabbricazione (mese/año) - Data de fabricație (mese/año) - Fecha de fabricación (mes/año) - Data de fabricație (mese/año) Herstellertag (Monat/Jahr) - Húgyvesztési dátum (Hónap/Év) - Data de fabricație (mese/año) - Data de fabricație (mese/año)	REF Reference number - Numero di riferimento - Número de referencia - Número de referencia - Número de referencia Referențiu - Referențiu - Referențiu - Referențiu - Referențiu
 Keep dry - Conservare in luogo secco - Almacenar seco - Gerder zu trocken Mantenir seco - Manter seco - Trocken halten Asupra uscat - Zachować suchą - Pstratić suchą - Hält	LOT Lot number - Numero di lotto - Numero de lote - Numéro de lot Lote - Número de lote - Numero - Aplicación médica Numer part - Numero lotului - Partnummer	 Keep away from sunlight - Tenere lontano dalla luce solare Licht - Licht - Licht - Licht - Licht Licht - Licht - Licht - Licht - Licht Licht - Licht - Licht - Licht - Licht Licht - Licht - Licht - Licht - Licht	CE Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 90/269/CEE
 Manufacturer/Producent - Fabricante - Fabricante - Fabricante Fabricate - Hersteller - Készítész - Producent Produsător - Fabrikant	NON STERILE Not sterile - Non sterile - Non sterile - Non sterile - Non sterile Nicht-steril - Niet-steriel - Non-steriel - Non-steriel - Non-steriel Nicht-steril - Niet-steriel - Non-steriel - Non-steriel - Non-steriel	 Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant - Disinfectant	# Model number - Numero modelo - Numéro de modèle - Número de modelo - Número de modelo Model number - Numero modelo - Numéro de modèle - Número de modelo - Número de modelo Model number - Numero modelo - Numéro de modèle - Número de modelo - Número de modelo