



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY  
PESSARIO  
PESSAIRE  
PESSAR  
PESSARIO  
PESSÁRIO  
ΠΕΣΣΟΣ  
ΠΕΣΑΡ  
PESAR**

**PESAR  
NIJE STERILNO  
PESSZÁRIUM  
PEŠÁRIJS  
PESSARIUM  
PESSAR  
PESAR VAGINAL  
PESAR**

فَرْزَجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -  
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046  
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -  
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



**Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.**

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain  
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China  
Made in China



**REF** PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08  
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07  
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7  
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



**SH** **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



**Gima S.p.A**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

## Instrucciones de uso

El pesario de silicona flexible se utiliza habitualmente para el prolapso uterino leve de primer o segundo grado o la prociencia. Los pesarios están hechos con 100 % de silicona de grado médico. Los pesarios están diseñados para su uso en un solo paciente.

### PRECAUCIÓN

La ley federal requiere que un médico prescriba el dispositivo.

### CONTRAINDICACIONES

Los pesarios están contraindicados en infecciones agudas del tracto genital, infecciones pélvicas o en pacientes que no cumplen las normas.

### PROCEDIMIENTOS

El proceso de colocación suele requerir una prueba de varios tamaños para determinar el tamaño adecuado del pesario. El set de colocación de pesario es una valiosa ayuda para seleccionar el pesario correcto. Puede ser necesario un lubricante vaginal para la comodidad de la paciente antes de la inserción del pesario. El médico puede sugerir K-Y jelly®, o equivalente.

El médico debe determinar si la paciente requiere terapia estrogénica antes de prescribir un pesario.

1. Realice un examen pélvico normal antes de la prueba e introducción de un pesario. El examen pélvico ayuda a determinar el tamaño adecuado. El pesario se plegará fácilmente a través de los orificios de drenaje más grandes para simplificar su inserción y extracción. El pesario debe ser lo suficientemente grande para su aplicación, pero sin causar presión o molestias indebidas.
2. Comprima el pesario e introdúzcalo suavemente a través del introito. Una vez que el pesario haya pasado el introito, suelte el pesario comprimido para que se expanda a su forma normal.
3. Mueva suavemente el pesario hacia el cuello del útero para soportar el cistocele o rectocele y el útero. Cuando esté en la posición correcta, el médico debe poder introducir un dedo examinador entre el borde exterior del pesario y la pared vaginal. Esta separación garantizará la comodidad de la paciente y reducirá el riesgo de necrosis por presión.
4. Una vez colocado, el pesario no debe desplazarse al ponerse de pie, sentarse, ponerse en cuclillas o agacharse. No debe resultar incómodo para la paciente durante ninguna de estas actividades rutinarias.

5. Si la paciente debe cuidar del pesario, asegúrese de instruirla sobre su limpieza, inserción y extracción.
6. Comunique a la paciente que deberá informar inmediatamente de cualquier molestia o dificultad para orinar o defecar.

### **EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y SEGUIMIENTO RECOMENDADO**

1. Para retirar el pesario, muévelo con cuidado hacia delante, en dirección al introito. Cuando el pesario esté a su alcance, comprímalo y retírelo con cuidado.
2. El pesario puede limpiarse con jabón suave y agua tibia. La vida útil del pesario es limitada. Examine el pesario para detectar signos de deterioro.
3. Las relaciones sexuales están contraindicadas con el pesario colocado.
4. Comente con la paciente la importancia de seguir las instrucciones y la duración de uso prevista del pesario.
5. En un plazo de 24 a 48 horas, asegúrese de que la paciente no es alérgica al pesario. Examine la vagina y pregunte a la paciente si ha tenido alguna molestia, irritación, presión, sensibilidad o flujo vaginal inusual. Determine también si se ha producido alguna mejoría en sus síntomas personales.
6. Programe visitas de seguimiento que se ajusten a las necesidades de la paciente y de acuerdo con la política local.

### **CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**SÍMBOLOS - DESCRIPCIÓN**

	Consultar las instrucciones de uso.		Número de lote
	Fabricante		Código producto
	Fecha de fabricación		Conservar en un lugar fresco y seco
	Dispositivo Médico cumple con la Directiva 93/42/EEC		Conservar al amparo de la luz solar
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		No usar si el paquete está dañado
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Sin látex
	Fecha de caducidad		No estéril
	Dispositivo monouso, no reutilizable		Importado por