



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANIPOLO MB MONOUSO SINGLE USE MB HANDLE PIECE A MAIN MB JETABLE MANGO MB DESCARTABLE

**Manuale d'uso - User manual
Instruction de fonctionnement - Manual de uso**

REF 30553



Tecno Instruments Pvt. Ltd.
316C Small Industrial Estate
Sialkot, 51340 (PAKISTAN)

EC REP

Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53
1030 Brussels (BELGIUM)

CE 1639



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



STERILE EO



DESCRIPCIÓN/USO PREVISTO:

Estos dispositivos son descartables y se proporcionan estériles. Controlar el enchufe de correspondencia en base del generador y realizar la conexión. Presionar CUT / botón amarillo para el corte y el botón COAG / azul para la coagulación.

CONTRAINDICACIONES:

Estos dispositivos no deben nunca utilizarse en los siguientes casos:

- Daños visibles en la superficie externa del dispositivo (por ejemplo, plástico dañado) o daños en el conector.
- Estos dispositivos no superan el control que se describe aquí.
- En presencia de gases inflamables, líquidos y/o ambientes con oxígeno enriquecido.

SUGERENCIAS PARA LA SEGURIDAD:

- Utilizar el nivel más bajo de potencia disponible sobre la unidad bisturí eléctrico para alcanzar el deseado efecto quirúrgico.
- Durante las operaciones de electrocirugía no dejar los cables conectados a los dispositivos en contacto con la piel del paciente u operador.
- No dejar los cables conectados a estos dispositivos cerca de cables de otros dispositivos eléctricos.
- Posicionar siempre los accesorios para electrocirugía inutilizados en un lugar aislado y seguro, como por ejemplo un estuche.
- Controlar y probar cada dispositivo antes de cada uso.
- Sustituir los dispositivos que han alcanzado el límite de duración.

- La activación de un dispositivo electroquirúrgico puede causar acoplamiento capacitivo cuando no está en contacto con el tejido objetivo o en una posición capaz de proporcionar energía al tejido (electrocución).


INSPECCIÓN:

Estos dispositivos deben inspeccionarse antes y después de cada uso. Examinar visualmente los dispositivos para daños evidentes, entre los cuales:

- Partes de plástico rotas o dañadas.
- Roturas o daños en los contactos del conector.
- Daños incluidos cortes, inyecciones, abrasiones, inflamación, decoloración significativa.
- Daños, corrosión o condición de desalineación.

CONSERVACIÓN Y USO:

El mango descartable estéril debe conservarse en un lugar limpio, fresco y seco. Proteger de daños mecánicos y de la luz directa del sol. Prestar la máxima atención durante el uso.

	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco		Límite de temperatura
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE		Código producto
	Fabricante		Consultar las instrucciones de uso		Número de lote
	Fecha de fabricación		Fecha de caducidad		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Dispositivo monouso, no reutilizable		Esterilizado con óxido de etileno		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

