

FOOTSWITCH

REF 00304.00



1-2 cc
4 nc
3-5 switch



IP 67
WATER PROOF



MADE IN ITALY

LED SpA
Via M.T. Cicerone 138 03100
Frosinone (FR) - ITALY



IA00304.00c_ML1
ed.2022-11 2022 (C) LED SpA

(ES) PEDAL ESTANCO PARA APPARATOS (5 pin)

El producto es concebido para el mando a pedal de unidades electronicas compatibles.

Verificar el estado del producto antes del utilizo. Deshacerse de los productos defectuosos.

El presente producto es compatible con las versiones de equipos que lo preveen, consultar las instrucciones de la unidad.

La conexiones tienen que ser efectuadas por personal entrenado.

Instalación:

- insertar el conector de productos en el conector de la unidad electrónica especifica , prestando atención a la dirección de inserción (fig. A -parte 1-2).
- para fijar el producto en la unidad girar la contera (fig. A -parte 3).

Encender la unidad para efectuar las pruebas de funcionamiento activando el pedal. (fig. A -parte 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(ES) PISAR = ACTIVACIÓN / SIN PISAR = NO ACTIVACIÓN