

**MIMSAL TRADE S.L.**

 C. Mollet 17, Pol. Ind. Palou Nord - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain  
 Tel. +34 930 139 860 - mimsal@mimsal.com - www.mimsal.com


# LUXIFLEX LED PLUS

## LUXIFLEX LED PLUS - Instrucciones

**ESPAÑOL**
**LUXIFLEX LED PLUS**
*cód. 10104NL*

Luminaria muy versátil, de diseño, destinada a reconocimiento y examen, de grandes prestaciones, ideal para centros de atención médica y también veterinaria. Distancia de trabajo óptima entre la fuente de luz y el objeto iluminado, es de 50 cm.

### 1. Instalación

- Necesita de un soporte MIMSAL, que se instalará antes de colocar la lámpara.
- Se suministra un soporte mordaza de mesa AH, y como accesorios opcionales se pueden suministrar soportes de pared, de techo o una base rodable.
- MIMSAL no garantiza la vida y funcionalidad de la luminaria si se usan accesorios de terceros.

### 2. Precauciones

- Siempre que limpie o haga algún mantenimiento a la luminaria, desconéctela del suministro eléctrico.
- Limpieza, en seco, o con una mezcla débil de agua y jabón neutro. Evite el uso de alcohol, ácidos, o cualquier tipo de disolventes orgánicos.
- No tener encendida más de 8 horas seguidas.

### 3. Mantenimiento y solución de problemas

- Únicamente para instaladores eléctricos cualificados u otro personal cualificado.

Si surge cualquier otro problema, por favor, póngase en contacto con su representante MIMSAL.

MIMSAL solo se hace responsable del mantenimiento, reparaciones o cambios hechos con recambios originales y por personal MIMSAL.

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características de sus productos sin previo aviso.



LUXIFLEX LED PLUS	
Fuente de Luz	LED 10W
Vida Útil	50.000 h
Lux a 50 cm	35.000 lux
Temperatura de Color	4.500° K
Rendimiento Color	> 97
Clase de Protección Eléctrica	Clase II
Longitud del Brazo	72 cm
Color	Blanco
Potencia	110/230V
Frecuencia	50/60 Hz