




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MONOFILAMENTO
MONOFILAMENT
MONOFILAMENT
EINZELFADEN
MONOFILAMENTO
MONO-FILAMENTO
MONOMHMATIO

ديجولنا طيخنا

GIMA



PICTURE 1

PICTURE 2

PICTURE 3



RIGHT

LEFT

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



GIMA

paciente para percibir presiones moderadas.

El MONOFILAMENTO se dobla a una presión de 10 gramos durante al menos 50/60 veces antes de doblarse a una fuerza menor; Se recomienda cambiar el cable después del uso en 6/15 pacientes y dejar reposar durante al menos 24 horas antes de volver a utilizarlo.

Puede funcionar de manera óptima a una temperatura de 20/26°C con una humedad del 30/50% sin deformarse. Con una temperatura superior a 33°C y una humedad del 80%, el filamento puede deformarse y hacer que el diagnóstico sea menos preciso.

El filamento se probó para determinar la precisión de la flexión a 10 gramos y la fuerza de deformación se ha reconocido en +/- 10%.

Sustituir definitivamente el filamento después de flexiones 150/200.

Sostenga el filamento ejerciendo una presión moderada perpendicular a la piel y use un movimiento suave al probar.

Seguir una secuencia de tres puntos que incluya (1) tocar la piel (2) curvar el filamento y (3) levantar de la piel (ver figuras 1 - 3). No hacer movimientos rápidos. El acercamiento, el contacto con la piel y alejamiento del filamento tendrían que durar aproximadamente 1,5 segundos.

Pedir al paciente que conteste "sí" cuando siente el filamento. Si el paciente no contesta cuando se toca un cierto punto del pie, continuar en otro punto. Cuando se ha terminado la secuencia, REPETIR en el área donde el paciente no ha sentido el filamento.

Usar el filamento en una secuencia casual.

LA PÉRDIDA DE SENSACIÓN PROTECTORA EN UNO CUALQUIERA DE LOS OCHO PUNTOS (ilustrados en el esquema de arriba) INDICA UN PIE CON ALTO RIESGO.

Se recomienda desinfectar el producto después de cada uso en un paciente, utilizando un desinfectante antibacteriano sin alcohol.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

ESPAÑOL

MONOFILAMENTO

Mostrar el filamento al paciente y tocar con éste su mano o su brazo de modo que se de cuenta que no hace mal.

Usar el filamento de 10 gr. para testar la sensibilidad en los puntos indicados de cada pie como ilustrado. Utilizar el filamento a lo largo del perímetro de la úlcera, callo, cicatriz o tejido necrótico, NO directamente sobre la parte. Mantener el filamento perpendicular a la piel y usar un movimiento delicado mientras se efectúa el examen.

El monofilamento es un instrumento para el diagnóstico preliminar de una neuropatía sensorial que puede ser causada, por ejemplo, por la diabetes. El pie es una de las partes del cuerpo que se ven afectadas por el daño causado por la neuropatía ya que la percepción sensorial periférica está comprometida; el monofilamento puede detectar la capacidad de un

REF	GB - Product code FR - Code produit IT - Codice prodotto DE - Erzeugniscode ES - Código producto PT - Código produto GR - Καθώς προϊόντος PL - Numer katalogowy SE - Produktkod RO - Cod produs HU - Termékkód SA - كود المنتج	GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 PL - Wyrob medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 SE - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 RO - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentului (UE) 2017/745 HU - A 2017/745/EU rendeletheek megfelelő orvostechnikai eszköz SA - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745
LOT	GB - Lot number FR - Numéro de lot IT - Numero di lotto DE - Chargennummer ES - Número de lote PT - Número de lote GR - Αριθμός παρτίδας PL - Kod partii SE - Satsnummer RO - Număr de lot HU - Tételszám SA - رقم الدفعة	
	GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον PL - Przechowywać w suchym miejscu SE - Förvara på svalt och torrt ställe RO - A se păstra într-un loc răcoos și uscat HU - Száras, hűvös helyen tárolandó SA - يحفظ في مكان بارد وجاف	
	GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil IT Conservare al riparo dalla luce solare DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία PL Przechowywać z dala od światła słonecznego SE Skyddas från solljus RO A se păstra ferit de razele soarelui HU Napfénytől védve tárolandó SA - يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس	
	GB - Manufacturer FR - Fabricant IT - Fabricante DE - Hersteller ES - Fabricante PT - Fabricante GR - Παράγωγος PL - Producent SE - Tillverkare RO - Producător HU - Gyártó SA - الشركة المصنعة	
		GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation IT - Leggere le istruzioni per l'uso DE - Gebrauchsanweisung beachten ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania SE - Läs bruksanvisningen RO - Citii instrucțiunile de utilizare HU - Olvassa el a használati utasításokat SA - اقرأ بصفة وحرص تعليمات الاستخدام