



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR
STEREOSCOPIC VISION – EXAMEN DE LA VISION
STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN –
TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO
ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –**

إختبار للرؤية المجسّمة

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/

Fabricado por/Hergestellt von/Fabricado por/

Κατασκευασμένο από/مصنوع بواسطة

Levetta s.a.s. di Maffei Michele & C.-Via dei Cancellieri, 6/8

51100 Pistoia - Italy

levetta@levetta.com

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/

Distribuido por/Vertrieben von/Distribuido por/

Διανέμεται από το/موزع من قبل

Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

REF 5206 (GIMA 31293)



M31293-M-Rev. 3.09.24

Apoyar una evaluación inicial por sospecha de estrabismo, ambliopía, deficiencia visual en uno o ambos ojos o como prueba de screening para la visión estereoscópica. En el niño que no coopera, es posible presentar la prueba y observar si el niño intenta agarrar uno de los objetos además de la pelota (pez, estrella, árbol). La prueba es normal si esto ocurre. Si no es así, la prueba no puede considerarse definitivamente patológica y puede repetirse posteriormente.

Importante: en caso de resultado negativo o dudoso se recomienda realizar un examen oculístico completo. Los resultados de la prueba son indicativos, cualquier diagnóstico en profundidad y verificación debe remitirse al médico especialista.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.



Este producto no es un Dispositivo Médico, sino que representa únicamente un instrumento indicativo para apoyar una evaluación inicial de la cooperación entre los dos ojos en la formación de una imagen única a partir de las dos imágenes suministradas por separado al cerebro por cada uno de los dos ojos.

Puede utilizarse en niños a partir de un año y en adultos.

MÉTODO Y MODO DE USO:

La prueba consiste en una tarjeta en la que aparecen 4 figuras: una pelota, un pez, una estrella y un árbol. Se eligieron imágenes comunes que pueden ser reconocidas y nombradas tanto por el adulto como por el niño desde la primera infancia. Se pide al sujeto que indique lo que ve en la prueba observando sus movimientos oculares.

La pelota es el único elemento visible con un solo ojo, los demás (cada uno de los cuales está situado a distintos niveles de profundidad) sólo son percibidos por quienes tienen visión binocular y una agudeza visual superior a 2-3/10. A los niños y adultos que cooperan se les presenta la tarjeta de prueba a una distancia de 30 – 40 cm y se les pide que indiquen las figuras: si sólo se percibe la pelota, la prueba indica que es necesario realizar las investigaciones oftalmológicas oportunas.

Resumiendo:

Resultado positivo:

todos los objetos son identificados y nombrados

Resultado dudoso:

Se identifica solo una de las figuras

Resultado negativo:

Ninguno de los objetos tridimensionales es reconocido.

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA: