

SFIGMO RESISTENTE AGLI URTI
SHOCK RESISTANT SPHYGMO
SPHYGMOMANOMÈTRE RÉSISTANT AUX CHOCS
ESFIGMOMANÓMETRO RESISTENTE A LOS IMPACTOS
ESFIGMOMANÔMETRO RESISTENTE AO IMPACTO
STOSSFESTES BLUTDRUCKMESSGERÄT

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.



Honsun (Nantong) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road
Economic & Technological Development
Area 226009 Nantong City, China
Made in China

GIMA 32702**REF HS-201Y**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Importato da / Imported by / Importé par /
Importado por / Importado por / Importiert von:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Le agradecemos que haya comprado nuestro esfigmomanómetro aneróide que, con su mecanismo pin avanzado non-stop, su válvula de control precisa o su brazalete duradero le ofrecen la experiencia de medición de la presión sanguínea más fiable y precisa tanto en el uso profesional como doméstico.

Le rogamos que lea atentamente este folleto de instrucciones antes de usarlo.

Seleccione el brazalete correcto.

Este instrumento se suministra con el brazalete estándar, que es adecuado para un brazo de 25-36 cm. Asegúrese de que el tamaño del brazalete es adecuado para la persona a la que está tomando la presión sanguínea. Esto aumenta la precisión de la lectura. Los niños y los muslos con un tamaño de brazalete fuera el rango de 25-36 cm deben seleccionar un tamaño especial de brazalete. Le rogamos que contacte con su vendedor para solicitar estos brazaletes especiales.

Preparación de la medición.

• Conecte el brazalete y el indicador como aparece en la ilustración.


• El usuario debe estar en un ambiente cálido. Las prendas apretadas o ceñidas deben quitarse del brazo. Siéntese en una mesa o pupitre donde pueda apoyar con comodidad el brazo. Envuelva el brazo desnudo con el brazalete de manera que la mitad del brazalete quede encima del pulso de la arteria braquial. Ponga el brazalete a unos 2,5 cm encima del codo.



• La mayoría de los brazaletes tienen velcro para facilitar su colocación. Asegúrese de que el brazalete se ajusta bien, pero sin apretar. Debe ser posible pasar dos dedos con facilidad entre el brazalete y el brazo. El brazalete debe quedar más o menos a la altura de su corazón. Si hay alguien le está tomando la presión sanguínea, puede reclinarsse;



• Póngase con delicadeza en los oídos las olivas del estetoscopio.



• Ponga la cabeza del estetoscopio justo debajo (1-4 pulg. O 2,5-8 cm) de la axila, cerca del lado interno medio del brazo. No debe presionar demasiado ni tocar el brazalete, si no la presión diastólica puede ser subestimada.



• Apriete el bulbo lenta pero firmemente hasta que la presión alcance unos 30 mmHg



por encima de su presión sistólica usual. Si no se ha medido nunca la presión sanguínea, infle la presión hasta 180 mmHg.

- Deje de hinchar y gire suavemente el botón de deflación con el pulgar, de manera que la presión caiga lenta y firmemente unos 2-3 mmHg por segundo. Escuche y mire el cuadrante durante la deflación, el punto en que se oyen con claridad por primera vez unas pulsaciones claras y repetitivas durante, al menos, 2 golpes consecutivos, indica la presión sanguínea sistólica. El punto en que estos sonidos repetitivos desaparecen indica la presión sanguínea diastólica.
- Una vez medida la presión diastólica, gire el botón de deflación hacia el final para obtener una deflación rápida.
- Quítese el estetoscopio y el brazalete del brazo cuando la presión del brazalete ha desaparecido por completo.

Cuidado, mantenimiento, calibración y garantía

• Cuidado y mantenimiento

Este instrumento solo puede usarse para el objetivo que se indica en este folleto. El fabricante no será responsable de los daños causados por una aplicación incorrecta de este. Este instrumento está integrado por componentes sensibles, de forma que debe tratarse con cuidado. Observe las condiciones de almacenamiento y funcionamiento descritas en la sección Especificaciones.

Protéjalo del:

- Hinchado de más de 300 mmHg.
- Agua y humedad
- Temperaturas extremas
- Golpes y caídas
- Contaminación y polvo
- Luz directa del sol

• Limpieza del brazalete

El brazalete es delicado y debe manejarse con cuidado. Puede limpiar el brazalete con un paño húmedo.

ADVERTENCIA: ¡No lave nunca la cámara interna!

Atención: No es necesario esterilizar, ya que las partes del manómetro no deben entrar en contacto directo con el cuerpo del paciente durante la medición.

• Calibración

El dispositivo debe calibrarse para que las prestaciones sean fiables y precisas. Así pues,

le recomendamos que efectúe un control fijo de la presión estática durante dos años. Consulte con el comerciante para mayor información.

Especificaciones técnicas

Tipo	Aneroide
Método de medición	Auscultatoria
Precisión	±3 mmHg
Índice salida aire	2 mmHg/segundo
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad	85% Máximo de humedad relativa
Temperatura de funcionamiento:	+10°C a +40°C
Peso	165 g (sin incluir el brazaletes)
Tamaño	171x71x47 mm
Brazaletes de nylon	Cierre velcro











Normas de referencia

El dispositivo es conforme a los siguientes requisitos: IS081060-1

Declaración

El fabricante se reserva el derecho a hacer cambios técnicos sin previo aviso y en interés del progreso.

Las modificaciones a este manual no se comunicarán previamente. Las marcas y nombres mencionados pertenecen a las correspondientes compañías.

	Conservar en un lugar fresco y seco		Conservar al amparo de la luz solar		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Código producto		Número de lote		Consultar las instrucciones de uso
	Dispositivo médico que cumple con el Reglamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico		Fabricante
	Identificador unico				

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 36 meses.