

Gebruiksaanweisung

Aneroid Blutdruckmessgerät und Manschette

Instructions

Aneroid Sphygmomaneters and Cuffs

Mode d' emploi

Tensiomètres anéroides et brassards

Instrucciones para el uso

Esfigmomanómetros aneroideos y brazaletes

инструкция по эксплуатации

Анероидные тонометры и манжеты

Istruzioni per l' uso

Sfigmomanometri aneroidi e bracciali

Rudolf Riester GmbH

Rudolf Riester GmbH
P.O. Box 35 | Bruckstraße 31
DE - 72417Jungingen | Germany
Tel.: (+49) +7477-9270-0
Fax.: (+49) +7477-9270-70
E-Mail: info@Riester.de | www.Riester.de

CE 0124 

Riester

Información sobre los diferentes modelos de esfigmomanómetros Riester

Se ha decido Usted por un esfigmomanómetro de precisión de excelente calidad. La construcción de este instrumento **Riester** corresponde a las especificas de la norma ISO 8104-1, 2007 standard (DIN EN ISO 81060-1: 2013) y se somete constantemente a los más rigurosos controles de calidad. La excelente calidad de este instrumento le garantiza largos años de precisión y fiabilidad.

Finalidad prevista: Los esfigmomanómetros aneroideos de **Riester** son utilizados por médicos y aquellas personas con formación en medición auscultatoria de la presión sanguínea para determinar la presión sanguínea sistólica y diastólica de las personas (adultos, niños, lactantes y neonatos). Los esfigmomanómetros aneroideos de **Riester** se emplean exclusivamente para la medición de la presión sanguínea en la piel sana de la parte superior del brazo o del muslo. El uso profesional del producto tiene lugar generalmente en una consulta médica o un hospital. El esfigmomanómetro/manómetro aneroide se emplea según lo previsto como método de diagnóstico.

Descripción / indicación del producto: Todos los dispositivos de medición de la presión arterial / manómetros aneroideos distribuidos por la empresa **Rudolf Riester GmbH** tienen la misma estructura básica. Los dispositivos de medición de la presión arterial / manómetros aneroideos constan del sistema de medición, brazaletes y sistema de inflado (que consta de la pera [pera con válvula de retención] y la válvula de tornillo [bloque de aire o drenaje de aire]). Todos los dispositivos funcionan de acuerdo con el mismo principio de medición: medición indirecta de la presión arterial según el método de Korotkoff.

Advertencias / contraindicaciones:

- Si hay sobrepresión en el brazaletes, puede reducir la presión con la válvula de purga.
- Para unidades con válvula de purga de aire: abra completamente la válvula de purga de aire.
- Para dispositivos con válvula de botón: Presione completamente la válvula de botón.

Use la pera para inflar el brazaletes hasta aproximadamente 20 mmHg por encima del valor esperado de la presión arterial sistólica (= el valor superior). Nunca infle a más de 300 mmHg.

–Los brazaletes se ofrecen con materiales de látex y sin látex. Estos se indican con los símbolos correspondientes en el brazaletes.
–Preste atención al párrafo „medición de la presión sanguínea“ en las instrucciones de uso, la medición de la presión arterial solo puede realizarse por médicos y personas capacitadas en medición de la presión arterial auscultatoria.

–Observe las condiciones de medición y almacenamiento en las instrucciones de uso „Datos técnicos“ y la información en la etiqueta.
–Verifique la posición cero del puntero como se describe en „Prueba de precisión“.
–Para Alemania, se aplica la ordenanza del operador de dispositivos médicos. Ver también el punto „control metrológico“.
–Una descripción de dónde se encuentra el NÚMERO DE LOTE se puede encontrar en la tabla de brazaletes al final de las instrucciones de uso.

1. Modelos exacta[®] y sphygmotensiophone

Están equipados con brazaletes de 2-tubos porque el manómetro no está conectado directamente al sistema de inflado.

2. Modelos e-mega, R1 shock-proof[®], minimus[®] II, precisa[®] N, precisa[®] N shock-proof, babyphon[®] y ri-san[®] 1-tubo.

Están equipados con brazaletes 1-tubo. El sistema inflado está conectado directamente al manómetro.

3. Modelos e-mega, minimus II, precisa[®] N double-tube

Están equipados con brazaletes de doble-tubo. El sistema inflado está conectado directamente al manómetro.

4. Modelos sanaphon y ri-san[®]

Estós esfigmomanómetros son dispositivos para la auto-medición. El manómetro y el sistema de inflado forman una unidad. En los modelos brazaletes 1-tubo, está integrada una campana que absorbe los sonidos Korotkoff y los envía al oído a través del estetoscopio incluido, que debe enroscarse en la rosca en la parte exterior del brazaletes.
5. Modelos bigben Round / Square mesa, pared, móvil y anesthesia, y ri-corm[®] bigben
Este esfigmomanómetro aneroide fácil de leer está equipado con un brazaletes de 2-tubos. Un tubo está conectado al sistema de inflado con válvula de purga de aire, el otro tubo está conectado al conector del tubo espiral.

Instrucciones de montaje para los diversos modelos (la excepción del modelo de mesa):

5.1. Modelo de pared / ri-corm[®] bigben
Retirar la tuerca de mariposa ubicada por debajo del cesto del brazaletes y desmontar la sujeción mural. Colocar la sujeción mural en la posición conveniente de la pared. Seguidamente marcar los puntos por donde se haya de taladrar, realizar los taladros e introducir luego los correspondientes tacos en los agujeros. Finalmente, atornillar (famente la sujeción mural a la pared. Asentar el aparato en la sujeción mural de modo que la parte superior de la sujeción encaje en el borde del cesto del brazaletes y la parte inferior en el tornillo que sobresale por debajo del cesto. Enroscar de nuevo la tuerca de mariposa a fondo en el mencionado tornillo. Por favor, consulte el plan de perforación adjunto para el **bigben de ri-corm[®]**.

5.2. Modelo de pie / bigben

1. Ensamble primero el parante móvil y preste para ello atención a las instrucciones de instalación adjuntas.
2. Después de ensamblar el parante móvil, gire el aparato en dirección a las manecillas del reloj sobre el parante móvil.

Ajuste:
Operando la rosca de ajuste, puede colocarse el aparato a la altura deseada. Después de ajustar la altura del parante móvil, éste mismo debe ser apretado nuevamente

5.3. Modelo anesthesia / bigben

Retirar la tuerca de mariposa ubicada por debajo del cesto del brazaletes y desmontar la sujeción mural. Seguidamente, atornillar la sujeción mural con la parte trasera de la grapa universal N° 10384, valiéndose para ello de los tornillos suministrados. Asentar el aparato en la sujeción mural de modo que la parte superior de la sujeción encaje en el borde del cesto del brazaletes y la parte inferior en el tornillo que sobresale por debajo del cesto. Enroscar de nuevo la tuerca de mariposa a fondo en el mencionado tornillo.

Selección del tamaño de brazaletes indicado

A. Brazaletes velcro-niñón, Brazaletes desinfectable.

Nuestros brazaletes velcro-niñón, Brazaletes desinfectable, llevan una cinta frisa por un lado y una cinta de corchetes por el otro, lo que permite abrir y cerrar los brazaletes con facilidad y rapidez tantas veces como sea necesario. Todos los brazaletes (la excepción de las versiones para el modelo sanaphon[®]) son calibrados, es decir, están marcados con líneas de medición. Para verificar si el tamaño seleccionado es el correcto, comprabar si la línea blanca "Index Line" reside en la zona marcada con flechas "Range", cuando se coloca el brazaletes. Si no se alcanza la zona "Range", significa que el brazaletes es demasiado pequeño, si se sobrepasa esta zona, significa que es demasiado grande. Para obtener resultados de medición precisos es imperati vo utilizar el tamaño de brazaletes correcto.

Brazaletes velcro-niñón (Two Piece Reusable Velcro Cuff), Brazaletes disponibles para todos los modelos (la excepción de sphygmotensiophone, sanaphon[®] y exacta[®]), ver tabla de brazaletes:

Brazaletes desinfectable (One Piece Reusable Velcro Cuff One Tube/Two Tube), Brazaletes disponibles para todos los modelos (la excepción de sphygmotensiophone, sanaphon[®], ri-san[®] autocontrol y exacta[®]), ver tabla de brazaletes:

Modelos sanaphon[®] y ri-san[®] autocontrol (Two Piece Reusable D-Ring Cuff Self-Mesurament):
Medir el perímetro del brazo y verificar si se encuentra dentro del margen indicado en el brazaletes. Se dispone de los tamaños: niños, adultos, adultos (brazos obesos) y niños en los perímetros indicados anteriormente.

B. Brazaletes algodón-velcro (Two Piece Reusable Cuff sphygmotensiophone):
Nuestros brazaletes algodón-velcro llevan una cinta frisa por un lado y una cinta de corchetes por el otro, lo que permite abrir y cerrar los brazaletes con facilidad y rapidez tantas veces como sea necesario. Medir el perímetro del brazo y verificar si reside dentro del margen indicado en el brazaletes.

Para los modelos listados a continuación se dispone de los siguientes brazaletes:

Modelo sphygmotensiophone, ver tabla de brazaletes:

C. Brazaletes de algodón con gancho (Two Piece Reusable Hook Cuff):

Los brazaletes de gancho llevan un lado con barritas de metal incrustadas en el material, por el otro, llevan un gancho de metal remachado en la tela del brazaletes. Para sujetar se engancha el gancho de metal en la barrita. Medir el perímetro del brazo y verificar si reside dentro del margen indicado en el brazaletes.

Para los modelos listados a continuación se dispone de los siguientes brazaletes:
Modelos: R1 shock-proof[®], minimus[®] II, minimus[®] III, bigben Round / Square (todas las versiones) y ri-san[®], ver tabla de brazaletes:

D. Brazaletes de venda de algodón (Two Piece Reusable Bandage Cuff):

Los brazaletes con venda de algodón llevan un gancho y una venda por un lado. Para sujetar se engancha simplemente el gancho en la venda. Medir el perímetro del brazo y verificar si reside dentro del margen indicado en el brazaletes.

Para los modelos listados a continuación se dispone de los siguientes brazaletes:
Modelos: R1 shock-proof[®], minimus[®] II, minimus[®] III, bigben Round / Square (todas las versiones) y ri-san[®] ver tabla de brazaletes:

Medición de la presión sanguínea

• Postura del paciente durante el uso según lo previsto: sentarse cómodamente, sin cruzar las piernas, espalda y brazos apoyados, parte media del brazo a la altura de la muñeca y el corazón a la altura del corazón. El paciente debe estar lo más relajado posible y no debe hablar mientras se lleva a cabo la medición, deben transcurrir aprox. 5 minutos desde la primera medición.

• Cierre la válvula girando el tornillo de escape de aire en el sentido de las agujas del reloj (la excepción de "ri-san").

• Colocación del brazaletes: Coloque el brazaletes de modo que el borde inferior quede aprox. 2 o 3 cm por encima del codo (a la altura de la aurícula derecha del corazón) o aprox. 5 cm por encima de la articulación de la rodilla. Compruebe que la marca de referencia se sitúe sobre la arteria. La línea blanca indica debe situarse dentro de la zona marcada índice.

• Una vez haya colocado el brazaletes, inflelo con ayuda de la pera hasta aprox. 20 mmHg por encima del valor esperado de presión sistólica (= el valor superior).

• La posición del usuario durante la medición de la presión sanguínea suele ser delante o al lado del paciente.
• Se recomienda utilizar la fase V de los sonidos de Korotkoff (K5) para la medición auscultatoria en adultos, la fase IV (K4) para la medición auscultatoria en niños de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y la fase V (K5) para la medición auscultatoria en pacientes embarazadas, salvo que se escuchen sonidos de Korotkoff durante la

evacuación de aire del brazaletes, en cuyo caso habrá que utilizar la K4.

• Coloque la pieza pectoral del estetoscopio, preferentemente nuestro modelo anesthesion n.º de ref. 6177-01 / 4177-05, sobre la arteria por debajo del brazaletes.

• En caso de un uso del esfigmomanómetro para autocontrol no es necesario un estetoscopio independiente, pues la pieza pectoral está integrada en el brazaletes. En caso de un uso del esfigmomanómetro para autocontrol, el diáfragma de la pieza pectoral integrada en el brazaletes debe situarse sobre la arteria. El brazaletes se col ocará de modo que pueda pasar el extremo libre del brazaletes a través de la anilla metálica y cierre el brazaletes mediante el cierre de velcro.

A. Brazaletes velcro-niñón: Cierre el brazaletes mediante un cierre de velcro.

B. Brazaletes con venda: Fije el brazaletes con venda enganchando los ganchos en la venda.

C. Brazaletes con gancho: En el brazaletes con gancho, el gancho metálico se engancha en las barritas metálicas de la tela del brazaletes.

• Para poder medir la presión sanguínea, abra el tornillo de escape de aire en el sentido contrario a las agujas del reloj. El coeficiente de escape de aire debería situarse entre 2 y 3 mmHg/s en el mejor de los casos y se puede regular con delicadeza mediante el tornillo. Controles visuales de la velocidad de escape del aire: el indicador debe desplazarse por la escala entre 1 y 1,5 graduaciones por segundo. Una vez terminada la medición, abra la válvula completamente para evacuar rápidamente el aire del brazaletes.
• El modelo **ri-san[®]** cuenta con una válvula de botón. Accione dicha válvula de modo que se alcance la velocidad ideal de escape de aire entre 2 y 3 mmHg/s. Si presiona el botón hasta el fondo, vaciará completamente de aire el brazaletes.
• Una vez que se alcance el valor superior de presión sanguínea (sístole), se escuchará un latido rítmico.
• **Sístole** = El valor superior de presión sanguínea se obtiene cuando el corazón se contrae presionando la sangre hacia los vasos sanguíneos.
• Cuando se alcanza el valor inferior de presión sanguínea (diástole), el latido desaparece.
• **Diástole** = El valor inferior de presión sanguínea predomina cuando los músculos cardíacos están dilatados y el corazón se está llenando de nuevo de sangre.
• La medición de la presión sanguínea ha concluido.
• Nos gustaría hacerle notar que el uso del esfigmomanómetro para autocontrol no sustituye las visitas regulares a su médico y que únicamente el médico puede analizar correctamente los valores médicos.

Recomendaciones para la conservación

Indicaciones generales

La limpieza y la desinfección de los productos medicos protegen al paciente, al usuario y a terceros y conservan el valor de dichos productos. Debido al diseño del producto y de los materiales utilizados no se puede establecer un límite delimitado de los ciclos de recondicionamiento que como máximo se pueden realizar. La vida útil de los productos medicos viene determinada por su función y su manejo cuidadoso. Los productos defectuosos deben recondicionarse de la forma descrita antes de devolverse para su reparación.

1.Manómetro y pera Limpieza

El manómetro y la pera se pueden limpiar con un paño húmedo hasta que se vea que están limpios.

¡Atención!

¡No deje nunca el manómetro sobre líquido! El artículo no está aprobado para la esterilización ni el recondicionamiento automáticos. ¡Podrían producirse daños irreparables!

2. Brazaletes

Brazaletes de algodón y nylon con velcro (con y sin látex)

Limpieza:

Tras extraer el acolchamiento, las fundas de nylon con velcro se pueden limpiar con un paño húmedo o, como todos los demás brazaletes, lavar con jabón en agua fría. Si se decidiese por este último método, enjuague después el brazaletes con agua limpia y déjelo secar al aire. Froie el acolchamiento y los tubos con un paño húmedo.

Desinfección:

Tras extraer el acolchamiento, las fundas de los brazaletes se pueden lavar en agua fría con desinfectante y a continuación dejar secar al aire. Se deben utilizar exclusivamente productos de eficacia probada y teniendo en cuenta los requisitos nacionales. Los acolchamientos y los tubos se pueden limpiar con etanol y un paño de algodón.

Brazaletes sin acolchamiento desinfectables

Limpieza:

El brazaletes se puede limpiar con un paño húmedo o, como todos los demás brazaletes, lavar con jabón en agua fría. En este caso, enjuague después con agua limpia. Este brazaletes se puede lavar además en la lavadora a una temperatura máxima de 60°. Antes de la siguiente utilización se debe asegurar de que ya no haya líquido en el brazaletes. Esto podría influir negativamente en el resultado de medición y dañar el tensiómetro.

Desinfección:

El brazaletes se puede sumergir completamente en solución desinfectante. Se deben utilizar exclusivamente productos de eficacia probada y teniendo en cuenta los requisitos nacionales. Antes de la siguiente utilización se debe asegurar de que ya no haya líquido en el brazaletes. Esto podría influir negativamente en el resultado de medición y dañar el tensiómetro.

¡ATENCIÓN!

¡Los brazaletes de nylon con velcro y los brazaletes sin acolchamiento desinfectables no se deben planchar! ¡No exponga los brazaletes nunca a la radiación solar intensa! ¡No toque la funda del brazaletes ni los acolchamientos con objetos puntiagudos ya que podrían dañarse!

Mantenimiento: Para este producto no es necesario ningún mantenimiento.

Prueba de precisión

Retirar el tubo del manómetro y sujetar el manómetro en posición vertical. Si la aguja se para sobre la indicación cero de la escala, el instrumento está calibrado con precisión. Si la aguja se encuentra fuera del campo cero, confiar la calibración del instrumento a un taller reconocido por **Riester** o a nuestro servicio técnico.

Controles técnicos de medición

Todos los países excepto Alemania

Para todos los países, excepto Alemania, rigen las correspondientes reglamentaciones legales. El manómetro de referencia que se emplea para la calibración debe respetar las normas nacionales e internacionales.

-Advertencia: No se permite hacer modificaciones en el dispositivo.

Ficha técnica

Condiciones ambientales mínimas necesarias para que el aparato conserve una tolerancia máxima de ±f- 3 mmHg
Condiciones ambientales: de 10°C (50°F) bis 40°C (104°F) con una humedad atmosférica relativa del 85% (no condensada).

Condiciones de almacenaje: en un margen de temperatura del -20°C (-4°F) bis 70°C (158°F) con una humedad atmosférica relativa del 85% (no condensada).

Versiones: manual, de mesa, pie, pared y modelos anesthesia
Tipo de indicación: escala redonda
Graduación de la escala: en pasos de 2 mmHg
Margen de indicación: de 0 a 300 mmHg
Margen de medición: de 0 a 300 mmHg
Movilidad de la aguja: sin fijación a cero
Conexión para tubos: 1 ó 2y, según el modelo
Generación de presión: pera
Reducción de presión: válvula de escape regulable

Eliminación:

Para más información sobre eliminación, póngase en contacto con su establecimiento local correspondiente o con su asesor ambiental autorizado.

 124

Erläuterung der verwendeten Symbole
Explanation of the symbols used
Explication des symboles utilisés
Explicación de los símbolos utilizados
Разъяснение используемых символов
Spiegazione dei simboli utilizzati

Auf dem Gerät bzw. Auf der Verpackung finden sich folgende Symbole.

The following symbols are depicted on the packaging.
Les symboles suivants figurent sur l'appareil ou sur son emballage.
En el dispositivo o en su embalaje encontrará los siguientes símbolos.
На приборе и упаковке имеются следующие символы.
Sull'apparechio e/o sulla confezione sono riportati i seguenti simboli.

			
Two Piece Reusable Velcro Cuff LOT Inside the Cover			
Newborn	5-7.5cm	5-8cm	
Infant	7.5 - 13 cm	8-13cm	
Child	13 - 30 cm	13-17cm	
Small Adult	17 - 26 cm	17-24cm	
Adult	24 - 32 cm	24-34cm	
Thigh	42 - 50 cm	42-50cm	
Thigh XL	50 - 70 cm	50-70cm	
Two Piece Reusable Velcro Cuff One Tube / Tow Tube LOT On the Cover			
Newborn	-----	5 - 8 cm	
Infant	-----	8 - 13 cm	
Child	-----	13 - 17 cm	
Small Adult	-----	17 - 24 cm	
Adult	-----	24 - 32 cm	
Two Piece Reusable Cuff Sphygmotensiophone LOT Inside the Cover			
Infant	7,5 -13 cm	7,5 -13 cm	
Child	13 - 30 cm	13 - 20 cm	
Adult	24 - 32 cm	24 - 32 cm	
Two Piece Reusable Hook Cuff LOT Inside the Cover			
Adult	24 - 32 cm	24 - 32 cm	
Two Piece Reusable Bandage Cuff LOT Inside the Cover			
Adult	24 - 32 cm	24 - 32 cm	

 124	CE-Kennzeichnung kennzeichnet die Übereinstimmung mit der Europäischen Medizinprodukte-Richtlinien 93/42 EWG. CE marking indicates compliance with European Medical Devices Directive 93/42 EEC. Le marquage CE indique que le produit est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Marca CE que indica la conformidad con la directiva sobre productos sanitarios europeos 93/42 CEE. Маркировка CE подтверждает соответствие европейской Директиве по продуктам медицинского назначения 93/42 EEC. Il contrassegno CE delinea la conformità con la Direttiva europea sui Dispositivi Medici 93/42 CEE.	Dieses Produkt wurden unter strengsten Qualitätsanforderungen produziert und vor Verlassen unseres Werkes einer eingehenden Endkontrolle unterzogen. Wir freuen uns, dass wir deshalb in der Lage sind eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum oder Fabrikationsdatum zurückzuführen und zu gewähren zu können. Ein Garantieanspruch bei unsachgemäßer Behandlung entfällt. Alle mangelhaften Teile des Produkts werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos ersetzt oder repariert. Ausgenommen sind Verschleißteile. Zusätzlich gewähren wir für R1 shock-proof 5, precisa N shock-proof 3 Jahre Garantie auf die im Rahmen der CE-Zertifizierung geforderte Kalibrierung. Ein Garantieanspruch kann nur dann gewährt werden, wenn dem Produkt diese vom Händler komplett ausgefüllte und abgestempelte Garantiekarte beigefügt wird. Bitte beachten Sie, dass Garantieanspruch innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden müssen. Überprüfungen oder Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit nehmen wir selbstverständlich gerne gegen Berechnung vor. Unverbindliche Kostenvorschläge können Sie ebenfalls gerne kostenlos bei uns einholen. Im Fall einer Geräteleistung oder Reparatur bitten wir Sie, das Riester Produkt mit komplett ausgefüllter Garantiekarte an folgende Adresse zurück zuzusenden:
SN	Seriennummer / Serial number / Numéro de série / número de serie / номер серии / Numero di serie	This product has been manufactured under the strictest quality standards and has undergone a thorough final quality check before leaving our factory. We are therefore pleased to be able to provide a warranty of 2 years from the date of purchase on all defects, which can verifiably be shown to be due to material or manufacturing faults. A warranty claim does not apply in the case of improper handling. All defective parts of the product will be replaced or repaired free of charge within the warranty period. This does not apply to wearing parts. For R1 shock-proof, we grant 3 years, for precisa N shock-proof, 3 years for the calibration, which is required by CE certification. A warranty claim can only be granted if this Warranty Card has been completed and stamped by the dealer and is enclosed with the product. Please remember that all warranty claims have to be made during the warranty period. We will, of course, be pleased to carry out checks or repairs after expiry of the warranty period if you are also welcome to request a provisional cost estimate from us free of charge. In the case of a warranty claim repair, please return the Riester product with the completed Warranty Card in the following address:
	Zulässiger Temperaturbereich in °C für Lagerung und Transport Temperature limits in °C for storage and transport Limites de temperature, en°C, lors du stockage et du transport Limites de temperatura en °C para almacenamiento y transporte Допустимый диапазон температуp в °C при хранении и транспортировке Intervallo di temperatura ammesso in °C per la conservazione e il trasporto	L'appareil a été fabriqué conformément à de strictes exigences de qualité et a été soumis à un contrôle final soigneux avant de quitter nos usines. Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi vous accorder une garantie de 2 ans à compter de la date de l'achat sur tous les vices du tensiomètre incontestablement liés à des défauts de matériaux ou de fabrication. Votre droit à garantie expire lors d'une utilisation inadéquate de cet appareil. Tout droit à garantie expire dans les cas suivants:manipulation incorrecte, non-respect du contenu du mode d'emploi, utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'autres fabricants, réparations entreprises de façon autonome ou usure normale. De plus nous confirmons pour le R1 shock-proof 3 ans de garantie pour l'étalonnage correspondant aux exigences de la certification CE. Cette garantie exclut les défauts sur le lampes! Tous les éléments défectueux sur l'appareil seront gratuitement remplacés ou réparés durant la période de garantie. Une prétention à garantie peut uniquement être admise si la carte garantie dûment remplie et munie du cachet du revendeur est jointe au tensiomètre. N'oubliez pas que les revendications de garantie doivent être adressées durant la période de garantie. Des contrôles ou réparations après expiration de la garantie peuvent non être effectués durant la période de garantie. Des contrôles ou réparations après expiration de la garantie peuvent non être effectués durant la période de garantie. Nous pouvons aussi vous adresser gratuitement des devis sans engagement de votre part. Pour toute garantie ou réparation, veuillez nous retourner l'appareil compléti mun de la carte de garantie dûment remplie à l'adresse suivante:
	Zulässiger Temperaturbereich in °F für Lagerung und Transport Temperature limits in °F for storage and transport Limites de temperature, en °F, lors du stockage et du transport Limites de temperatura en °F para almacenamiento y transporte Допустимый диапазон температуp в °F при хранении и транспортировке Intervallo di temperatura ammesso in °F per la conservazione e il trasporto	L'appareil a été fabriqué conformément à de strictes exigences de qualité et a été soumis à un contrôle final soigneux avant de quitter nos usines. Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi vous accorder une garantie de 2 ans à compter de la date de l'achat sur tous les vices du tensiomètre incontestablement liés à des défauts de matériaux ou de fabrication. Votre droit à garantie expire lors d'une utilisation inadéquate de cet appareil. Tout droit à garantie expire dans les cas suivants:manipulation incorrecte, non-respect du contenu du mode d'emploi, utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'autres fabricants, réparations entreprises de façon autonome ou usure normale. De plus nous confirmons pour le R1 shock-proof 3 ans de garantie pour l'étalonnage correspondant aux exigences de la certification CE. Cette garantie exclut les défauts sur le lampes! Tous les éléments défectueux sur l'appareil seront gratuitement remplacés ou réparés durant la période de garantie. Une prétention à garantie peut uniquement être admise si la carte garantie dûment remplie et munie du cachet du revendeur est jointe au tensiomètre. N'oubliez pas que les revendications de garantie doivent être adressées durant la période de garantie. Des contrôles ou réparations après expiration de la garantie peuvent non être effectués durant la période de garantie. Des contrôles ou réparations après expiration de la garantie peuvent non être effectués durant la période de garantie. Nous pouvons aussi vous adresser gratuitement des devis sans engagement de votre part. Pour toute garantie ou réparation, veuillez nous retourner l'appareil compléti mun de la carte de garantie dûment remplie à l'adresse suivante:
	Zulässige Luftfeuchtigkeit für Lagerung und Transport Humidity limitation for storage and transport Limites d'humidité pendant le stockage et le transport Limite de humedad para almacenamiento y transporte Допустимая влажность воздуха при хранении и транспортировке Umiltà di dell'aria ammessa per la conservazione e il trasporto	Este producto ha sido fabricado con las máximas exigencias de calidad, y ha sido sometido a un exhaustivo control final antes de salir de la fábrica. Esto nos permite ofrecerle una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra por todos los fallos debidos demostrablemente a fallos de material o de fabricación. La garantía solo será válida si se adjunta quedará anulada en caso de utilización incorrecta. Durante el plazo de vigencia de la garantía, todos los componentes defectuosos del producto serán sustituidos o reparados gratuitamente. Quedan excluidos los componentes sometidos a desgaste. Para el R1 shock-proof ofrecemos una garantía de 5, para el N shock-proof de 3 años en parte sobre la calibración en relación a lo exigido por la certificación CE. La garantía solo será válida si se adjunta al producto esta tarjeta de garantía rellenada íntegramente y sellada por el comerciante. Tenga en cuenta que las reclamaciones por garantía deben presentarse dentro del plazo de vigencia de la misma. Naturalmente, una vez transcurrido el plazo de la garantía realizaremos gustosamente cualquier comprobación o reparación mediante el correspondiente pago. Puede solicitar un presupuesto gratuito sin ningún compromiso. En caso de prestaciones por garantía o reparación, le rogamos envíe el producto Riester, junto con la tarjeta de garantía rellenada en su totalidad, a