



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INDICACIONES

El Marcador Cutáneo Quirúrgico Tondaus está destinado a ser utilizado para marcar en la piel humana para las identificaciones de posicionamiento en Cirugía Ordinaria, Neurocirugía, Ortopedia, Cirugía Neurohormonal, Cardiovascular y Radioterapia.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar sobre mucosas y piel dañadas o cuando haya heridas.

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA

- 1). Los pacientes deben ser considerados para reacciones alérgicas a la violeta de genciana/rojo Allura AC/índigo/dióxido de titanio (correspondientes a diferentes colores). Durante el uso, si el paciente no se encuentra bien, deje de usarlo inmediatamente y utilícelo correctamente.
- 2). Este producto solo puede utilizarse una vez en un mismo paciente para evitar la infección cruzada.
- 3). Este producto debe utilizarse en pieles secas. Si la piel del paciente está húmeda o sudada, se debe secar la piel y mantenerla. Secar y refrescar, luego seguir las instrucciones anteriores.
- 4). Prestar atención a la protección de la punta del bolígrafo cuando lo utilice. Cuando no se utilice, cubrir la tapa del bolígrafo para evitar que se seque la tinta.

- 5). El envase debe utilizarse inmediatamente después de abrirlo. No utilizar si el envase está dañado o manchado. Una vez utilizado el producto, debe eliminarse como residuo médico.
- 6). No empapar ni limpiar el producto con un solvente orgánico. Los solventes orgánicos pueden dañar el producto.
- 7). Operado por profesionales médicos capacitados.
- 8). Eliminar como residuo médico después de su uso.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1). Comprobar la integridad del envase interior antes de utilizarlo. No utilizar si se rompe el envase interior.
- 2). Desinfectar y secar primero la piel (nota: asegúrese de utilizarlo sobre la piel seca);
- 3). Utilizar un marcador de piel para marcar la piel;
- 4). Para eliminar la marca, utilice alcohol al 75% para borrarla.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- 1). Este producto debe almacenarse en un lugar fresco, ventilado y seco, evitando el contacto con el agua, la luz solar directa, la temperatura o la humedad extremas, y evitar el contacto con gases corrosivos. Temperatura: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, humedad: $\leq 90\%$, prestar atención a la lucha contra las ratas, el control de plagas, para evitar daños en el embalaje.
- 2). El uso único de los marcadores médicos de piel permite el uso de vehículos de transporte general, pero deben evitarse los golpes fuertes, las vibraciones y la lluvia y la nieve durante el transporte.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Da- tum proizvodnje HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavšanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - المنتج
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegu- miskuupeäev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati da- tum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية
REF	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج



€0123



STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Doggan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Doggan, Guangdong, China.
Made in China

REF

**TR03
TD01**



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123