

Instrucciones para su uso

Sondas de superficie cutánea

Fijar la sonda con esparadrapo, p.ej. en el dedo de la mano o del pie. Evitar la compresión vascular.
Asegurar también el cable con esparadrapo.
El valor medido se obtiene después de aprox. 3 min.

Sondas térmicas centrales

Introducir la sonda térmica, p.ej. en el esófago, la nasofaringe, el conducto auditivo hasta el tímpano, o en el recto.
Asegurar el cable con esparadrapo.
El valor medido se obtiene después de aprox. 3 min.

Utilizar solamente agua o cremas a base de agua para introducir la sonda.

Aplicación esofágica

La sonda deberá deslizarse a la cuarta parte inferior del esófago.

Aplicación nasofaríngea

La posición correcta se alcanza, cuando la sonda encuentra resistencia.

Atención: Durante la introducción puede producirse hemorragia nasal.

Aplicación rectal

La posición correcta se alcanza, después de pasar el esfínter. Utilizar envolturas protectoras desechables (PC1).

Aplicación al oído interno

Introducir hasta el tímpano la punta de la sonda. Poner algodón alrededor del conducto de entrada y cerrar con él el conducto auditivo.

Limpieza

Quitar los esparadrapos de fijación. Los restos de pergamento pueden eliminarse con bencina.
Limpiar con un paño húmedo y agua japonsa.

ATENCIÓN: No sumergir los conectores en la solución de limpieza.

Desinfección

Etanol o alcohol isopropílico al 70%.

Autoclave de vapor a 121°C
~ 250°F para 20 min.

MAX. 121°C

Una mezcla de óxido de entileno.

MAX. 80°C

Indicación de seguridad

No utilizar productos dañados!

EXACON

Temperature Probes
Temperatursonden
Sondes de température
Temperatuursensoren
Sonde di temperatura
Sondas de temperatura
Temperatursensorer
Temperaturprober

*Instructions for use
Hinweise zum Gebrauch
Instructions d'utilisation
Algemene informatie
Istruzioni per l'uso
Instruções para su uso
Informação Geral
Brugsanvisning
Bruksanvisning*



Medical Device Directive 93/42/EEC
Annex II, section 3.2 - Class IIb
QMS: EN ISO9001 & EN46001

Ordering information

Bestellinformation
Références de commande
Información para pedidos
Codici d'ordine
Bestillingsnumre

Ordering example:

Standard: D-OS3JK
Autoclave: D-OS3A'
HP: D-OS3HP
Siemens: "A"
SC6000: "SA"
SC9000: "SA"

Rectal / Rektal / Rectale / Recto / Rettale

D-RA5"+ Adults

D-RB4"+ Infants

Central / Zentral / Centrale / Centrali

D-OS4"+ Adults

D-OS3"+ Infants

D-OS2"+ Neonates

D-TM1"+ Tympanic

Skin / Haut / Cutanée / Piel / Cutanee

D-S18"+ Adults

D-S10"+ Infants

D-S06"+ Neonates

MAX. 80°C

ChemSter

D-RA5JK
D-RB4JK
D-OS4JK
D-OS3JK
D-S18JK
D-S10JK
D-OS2A / JK / HP / SA
D-S06A / JK / HP / SA
D-TM1A / JK / HP / SA

MAX. 121°C

ChemSter & Autoclave

D-RA5A / HP / SA
D-RB4A / HP / SA
D-OS4A / HP / SA
D-OS3A / HP / SA
D-S18A / HP / SA
D-S10A / HP / SA

"JK"

"A"

"HP"

"SA"

MDD: 93/42/EEC Annex II, Sec. 3.2 Class IIa
QMS: EN ISO9001 & EN46001
Std: EN60601 / EN12470-4
Ref: 2252 ohm / 25°C
Tol: 0-25°C: ±0,2°C; 25-50°C: ±0,1°C
Pwr: Max 100 µW RA5-RB4-OS4-OS3-S18-S10
Max 70 µW OS2 - S06 - TM1



