



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

FÉ RULAS DE NEOPRENO

Manual del usuario

REF 34680 - 34681 - 34682 - 34683 - 34684 - 34685



ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el product.



Megapharma Ospedaliera s.r.l.

Via Asolana, 26/b - I-31017 Crespano del Grappa (TV)

Tel. +39.0423.538746 - Fax +39.0423.538748 - www.megapharma.it

ComposiCión

Neopreno - fijaciones de velcro acrílico.

Los materiales que constituyen el dispositivo están libres de látex natural.

indiCaCiones y usos previstos

Soporte, protección e inmovilidad de la extremidad o área al que se aplica. En caso de uso prolongado o hospitalización larga se aconseja retirar o aflojar el dispositivo por breves periodos a fin de airear la parte interesada.

instruCCiones de uso

Aplicar el dispositivo y fijarlo a través de velcro, averiguar que la aplicación se haya realizado correctamente (la extremidad con velcro de color diferente ha de colocarse hacia arriba), el núcleo de metal se puede plegar o retirar dependiendo de la exigencia.

El dispositivo no se puede utilizar a contacto directo con la piel lesionada.



Advertencias

Tener el máximo cuidado cuando se aplica.

Se aconseja la aplicación por parte de personal médico especializado, o de todas maneras bajo indicación de personal médico.

Antes de la aplicación, informar al médico que recetó el dispositivo acerca de eventuales trastornos o problemas de salud.

En caso de que se produjeran reacciones alérgicas o de otro tipo que se supone puedan derivar del uso del producto, consultar a un médico.

Dispositivo no estéril.

ConservaCión y limpieza

Conservar en un lugar fresco, seco y limpio, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

Dispositivo reutilizable, lavar a temperatura no superior a 30°C.

Número de lote y fecha de fabricación en la etiqueta.

Dispositivo Médico Clase 1

- REF 34680** Férula pierna
- REF 34681** Férula brazo
- REF 34682** Férula antebrazo
- REF 34683** Férula muñeca
- REF 34684** Férula codo-tobillo
- REF 34685** Juego 5 Férula en bolso

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste. La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.