

CU-SPT
Versión 1.00E

AED Trainer

i-PAD **CU-SPT**

Instrucciones de uso



ICU Medical Systems, Inc.



CU Medical Systems, Inc.

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Descripción general | 3 |
| 1. Introducción | 4 |
| 1.1 Descripción del dispositivo | 4 |
| 1.2 Características | 4 |
| 1.3 Información adicional | 4 |
| 2. Características del dispositivo | 5 |
| 3. Preparación para el uso | 7 |
| 3.1 Contenido del paquete estándar | 7 |
| 3.2 Configuración del dispositivo i-PAD CU-SPT | 9 |
| 3.3 Almacenamiento del dispositivo | 10 |
| 4. Cómo utilizar el dispositivo i-PAD CU-SPT | 11 |
| 4.1 Configuración de situaciones | 11 |
| 4.1.1 Selección de la situación | 11 |
| 4.1.2 Situación | 12 |
| 4.2 Control remoto por infrarrojos (opcional) | 13 |
| 4.2.1 Control remoto por infrarrojos | 13 |
| 4.2.2 Funciones de los botones del control remoto por infrarrojos | 14 |
| 4.3 Procedimientos de uso del dispositivo i-PAD CU-SPT | 15 |
| 5. Después de usar el dispositivo i-PAD CU-SPT | 19 |
| 5.1 Configuración del dispositivo | 19 |
| 5.1.1 Ajuste de las instrucciones para RCP | 19 |
| 5.1.2 Configuración de las instrucciones para RCP | 19 |
| 6. Precauciones de seguridad | 21 |
| 7. Reparaciones del dispositivo | 22 |

Descripción general

Gracias por adquirir el dispositivo i-PAD CU-SPT.

i-PAD CU-SPT es un producto de formación diseñado para formar sobre el manejo de un desfibrilador externo semiautomático.

ADVERTENCIA

- El dispositivo está diseñado para fines de formación sobre el desfibrilador y no debe utilizarse como medida de emergencia en caso de urgencia.

Estas instrucciones de uso contienen la información necesaria para hacer un uso correcto del dispositivo.

En lo sucesivo,

"dispositivo" se refiere a [CU-SPT]

"Nosotros" se refiere a CU Medical Systems, Inc.

Lea con atención estas instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo, para asegurarse de que lo maneja de manera segura y sin problemas y de que se familiariza con su funcionamiento y las precauciones de seguridad.

- Debe seguir las instrucciones, advertencias, precauciones y avisos de estas instrucciones de uso cuando esté utilizando este dispositivo.
- El fabricante no se hace responsable de los problemas relacionados con el dispositivo que surjan de la negligencia del usuario.
- Si pretende conectar el dispositivo a un equipo distinto de los que se especifican en estas instrucciones de uso, póngase en contacto con el fabricante.
- Este dispositivo solo debe ser reparado por el fabricante o sus centros de reparación autorizados. Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el fabricante o con el centro de reparación autorizado.

1. Introducción

1.1 Descripción del dispositivo

CU-SPT es un producto de formación diseñado para formar sobre el uso de un desfibrilador externo semiautomático y ayudar a los usuarios a responder a las urgencias con mayor rapidez.

1.2 Características


- El dispositivo ofrece ocho situaciones para responder con mayor rapidez a situaciones de emergencia.
- El dispositivo no requiere de ningún aparato adicional para la formación y es fácil de utilizar.
- El dispositivo se alimenta mediante seis baterías AA (desechables o recargables) y es fácil de transportar.
- Los usuarios pueden definir las situaciones del dispositivo con el botón, lo que permite ofrecer formación en cualquier momento y en cualquier lugar.

1.3 Información adicional


Póngase en contacto con CU Medical Systems, Inc. o sus distribuidores locales para obtener cualquier información adicional sobre el dispositivo i-PAD CU-SPT.

2. Características del dispositivo

Conmutador de selección adulto/pedriático



Indicador de estado del conector de las almohadillas



| | |
|---|---|
| Botón de encendido | Enciende o apaga el dispositivo (cuando está encendido, se ilumina un LED de color verde). |
| Botón i | <ul style="list-style-type: none">• Modo de administración<ul style="list-style-type: none">• Comprueba la versión de software.• Establece el modo de RCP (número de compresiones, respiraciones y ciclos; tasa de compresiones por minuto; tiempo de pausa; activación o desactivación de indicaciones detalladas).• Enciende o apaga las instrucciones de voz para RCP.• Se utiliza para seleccionar el modo de situación (avance secuencial). |
| Botón de descarga | Aplica una descarga de desfibrilación al ser pulsado mientras parpadea en color naranja. |
| | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p style="text-align: center;"> NOTA</p><ul style="list-style-type: none">• El dispositivo no aplica descargas eléctricas.</div> |
| Conmutador de selección adulto/pediátrico | Selecciona los modos adulto/pediátrico. |
| Tapa del conmutador de selección de modo adulto/pediátrico | Cubre el conmutador de selección de modo adulto/pediátrico para evitar un cambio por accidente. |
| Conector de las almohadillas | Se conecta con los conectores de las almohadillas. |
| Indicador de estado del conector de las almohadillas | Indica el estado de conexión del conector de las almohadillas. |
| Indicadores de posición de las almohadillas | Indica la posición de las almohadillas en el paciente. |
| Indicador de no tocar al paciente | Avisa de cuándo no se debe tocar al paciente. |
| Indicador de RCP | Indica el rendimiento de la RCP en el paciente. |
| Compartimento para baterías | Suministra energía al dispositivo. |

3. Preparación para el uso

3.1 Contenido del paquete estándar



i-PAD CU-SPT




Almohadilla de formación para i-PAD CU-SPT

ADVERTENCIA

- No utilice las almohadillas de i-PAD CU-SPT, que es un desfibrilador de verdad. The pads cannot apply electric shock.

Almohadillas de formación



Instrucciones de uso

Instrucciones de uso de i-PAD CU-SPT



Maletín de transporte

Para el transporte y almacenaje del dispositivo

Se utilizan en el compartimento para baterías

Baterías AA

PRECAUCIÓN

- No mezcle baterías nuevas con antiguas ni baterías desechables con recargables.
- Retire las baterías del dispositivo durante el almacenamiento para impedir fugas en estas.
- No recargue nunca las baterías desechables.
- Si utiliza baterías recargables, lea con detenimiento y siga todas las instrucciones que se proporcionan con las baterías y su cargador.
- Retire siempre con rapidez las baterías antiguas o descargadas o elimínelas de acuerdo con la normativa local y nacional al respecto.

NOTA

- Las baterías desechables proporcionan un uso continuo de hasta 8 horas.
- Si el dispositivo se utiliza en un lugar frío, la vida de las baterías puede reducirse.
- Si el botón i se vuelve de color rojo, significa que las baterías se están agotando. En este caso, debe sustituir las baterías por otras nuevas.

Sirve para controlar el dispositivo CU-SPT

Batería: 2 baterías AAA

- Características principales
 - Apagar, conectar/desconectar almohadillas, error de batería baja, situaciones, control de volumen

NOTA

- No utilice el control remoto a una distancia superior a 5 metros del dispositivo.
- No coloque ningún objeto que los infrarrojos no puedan atravesar entre el dispositivo y el control remoto.



Control remoto por infrarrojos (opcional)


3.2 Configuración del dispositivo i-PAD CU-SPT

Siga este procedimiento para configurar el dispositivo i-PAD CU-SPT

- ① Abra el paquete y compruebe que contiene todos los elementos que figuran en la lista.

- ② Familiarícese con las características del dispositivo consultando el [Capítulo 2: Características del dispositivo] de estas instrucciones de uso.

- ③ Inserte baterías AA en el compartimento para baterías, situado en la parte posterior del dispositivo, tal y como se muestra en la ilustración.



NOTA

- Al insertar las baterías, asegúrese del sentido de estas. Si inserta las baterías de forma incorrecta, puede que el dispositivo no funcione adecuadamente.

3.3 Almacenamiento del dispositivo

Consulte las precauciones que figuran a continuación cuando vaya a almacenar el dispositivo, a fin de evitar que este sufra daños.

- No haga funcionar ni almacene el dispositivo en condiciones que superen los siguientes límites especificados.
 - **Condiciones de funcionamiento**
 - Temperatura: 15°C ~ 35°C (59°F ~ 95°F)
 - Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación)
 - **Condiciones de almacenamiento**
 - Temperatura: 0°C ~ 43°C (32°F ~ 109°F)
 - Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación)
 - **Condiciones de transporte**
 - Temperatura: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
 - Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación)

- No almacene el dispositivo en lugares directamente expuestos a la luz del sol.

- No almacene el dispositivo en lugares con grandes variaciones de temperatura.

- No almacene el equipo cerca de aparatos de calefacción.

- No almacene el dispositivo en lugares en los que haya muchas vibraciones (que superen lo especificado por el método 514.5C de integridad mínima de helicóptero y transporte por carretera de MIL-STD-810G).

- No haga funcionar ni almacene el dispositivo en entornos con gran concentración de gases inflamables o anestésicos.

- No haga funcionar ni almacene el dispositivo en lugares con una gran concentración de polvo.

- Solo el personal autorizado por el fabricante puede abrir el dispositivo para repararlo. Dentro del dispositivo no hay ningún componente que el usuario pueda reparar.

4. Cómo utilizar el dispositivo i-PAD CU-SPT

4.1 Configuración de situaciones

4.1.1 Selección de la situación

① Al iniciar el dispositivo pulsando el botón de encendido, reproduce la situación 6 de forma predeterminada.

② Si desea cambiar la situación, pulse el botón i.

NOTA

- La situación cambia en el siguiente orden:
 - S6 → S7 → S8 → S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7...
- Consulte la [Sección 4.1.2: Situación] para obtener información detallada.



③ Al pulsar el botón i, las situaciones de S1 a S8 van cambiando secuencialmente, acompañadas de instrucciones de voz.

④ Cuando haya seleccionado la situación que desee, haga funcionar el dispositivo consultando la [Sección 4.3: Procedimientos de uso del dispositivo i-PAD CU-SPT] de estas instrucciones de uso.

PRECAUCIÓN

- Si utiliza el botón i para cambiar la situación, debe hacerlo antes de conectar las almohadillas. Una vez conectadas las almohadillas, no es posible cambiar la situación pulsando el botón i.

4.1.2 Situación

| | |
|---|--|
| <p>Situación 1 (S1)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> ① Aplicar la primera descarga, RCP ② Reproducir el ritmo normal, RCP |
| <p>Situación 2 (S2)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> ① Aplicar la primera descarga, RCP ② Aplicar la segunda descarga, RCP ③ Reproducir el ritmo normal, RCP |
| <p>Situación 3 (S3)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> ① Reproducir el ritmo normal, RCP ② Aplicar la primera descarga, RCP ③ Reproducir el ritmo normal, RCP |
| <p>Situación 4 (S4)</p>  | <p>Reproducir el ritmo normal continuamente, RCP</p> |
| <p>Situación 5 (S5)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> ① Aplicar la primera descarga, RCP ② Reproducir el ritmo normal, RCP ③ Aplicar la segunda descarga, RCP ④ Reproducir el ritmo normal, RCP |
| <p>Situación 6 (S6)</p>  | <p>Reproducir la fibrilación ventricular continuamente, RCP</p> |
| <p>Situación 7 (S7)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> ① Aplicar la primera descarga, RCP ② Aplicar la segunda descarga, RCP ③ Reproducir el ritmo normal, RCP ④ Aplicar la tercera descarga, RCP ⑤ Reproducir el ritmo normal, RCP |
| <p>Situación 8 (S8)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> ① Aplicar la primera descarga, RCP ② Aplicar la segunda descarga, RCP ③ Aplicar la tercera descarga, RCP ④ Reproducir el ritmo normal, RCP |

4.2 Control remoto por infrarrojos (opcional)

4.2.1 Control remoto por infrarrojos

Con el control remoto, puede reproducir varias situaciones de emergencia como apagar, conectar/desconectar almohadillas, batería baja, etc., así como controlar el volumen.



Control remoto por infrarrojos

NOTA

- Tenga cuidado de no perder el control remoto. Si no puede controlar el dispositivo con el control remoto, sustituya las baterías de este. Si el problema continúa después de cambiar las baterías, póngase en contacto con nosotros.
- Utilice el control remoto a menos de 5 metros del dispositivo.
- Apunte hacia el dispositivo con el control remoto desde un sitio en el que el dispositivo sea visible.

NOTA

- Si ha comprado el control remoto, no tiene que definir las situaciones con el botón i, ya que podrá controlar todo el funcionamiento del dispositivo.

4.2.2 Funciones de los botones del control remoto por infrarrojos

| Botón | Funciones del botón |
|--------------------------|--|
| POWER OFF | Apaga el dispositivo. |
| PADS ON/OFF | <p>Controla el estado de conexión/desconexión de las almohadillas.</p> <p>Ejecuta la situación 6 al pulsarlo mientras las almohadillas están desconectadas.</p> <p>Cambia a modo de almohadillas desconectadas cuando se pulsa mientras las almohadillas están conectadas.</p> |
| LOW BAT | <p>Reproduce la situación de batería baja al pulsarlo.</p> <p>La situación de batería baja que se da cuando se pulsa el botón i no implica que la batería esté baja de verdad.</p> <div data-bbox="512 824 1350 1003" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se produce un error de batería baja sin pulsar el botón "LOW BATT", sustituya las baterías del dispositivo. </div> |
| Volume Control | <p>El botón ▲ sube el volumen, mientras que el botón ▼ lo baja.</p> <div data-bbox="512 1099 1350 1361" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • El volumen predeterminado del dispositivo es el nivel 7. El volumen puede ajustarse de 0 a 10 con el control remoto. • Al aumentar el volumen, puede reducirse la vida de las baterías. </div> |
| Training Scenario | <p>Los botones S1 a S8 reproducen situaciones de emergencia programadas en el dispositivo. Consulte la [Sección 4.1.2: Situación] para obtener información detallada.</p> |

4.3 Procedimientos de uso del dispositivo i-PAD CU-SPT


① Ajuste el conmutador de selección de modo adulto/pediátrico en función del tipo de víctima.

Víctima adulta

Asegúrese de que el conmutador de selección de modo adulto/pediátrico esté ajustado en modo adulto. Si el conmutador no se ha ajustado todavía, muévalo a modo adulto, tal y como se indica en las siguientes imágenes.



Abra la tapa del conmutador.




Ajuste el conmutador en modo de desfibrilación para adultos, tal y como se muestra en la imagen.

Víctima pediátrica (la víctima pesa menos de 25 kg o tiene menos de 8 años)

Asegúrese de que el conmutador de selección de modo adulto/pediátrico esté ajustado en modo pediátrico. Si el conmutador no se ha ajustado todavía, muévalo a modo pediátrico, tal y como se indica en las siguientes imágenes.



Abra la tapa del conmutador.



Ajuste el conmutador en modo de desfibrilación para pacientes pediátricos, tal y como se muestra en la imagen.

⚠ Note

- Puede cambiar la selección de modo adulto/pediátrico antes o después de encender el dispositivo i-PAD CU-SPT. Sin embargo, debe cambiarlo antes de conectar las almohadillas. Una vez conectadas las almohadillas, no es posible cambiar el modo. Para un correcto funcionamiento del dispositivo, es recomendable que seleccione el modo apropiado antes de conectar las almohadillas.
- El conmutador de selección adulto/pediátrico se ve afectado por los campos magnéticos. No utilice el dispositivo dentro de un campo magnético fuerte.


② Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido.



Al encender el dispositivo, se producen las siguientes acciones, en orden:

- El dispositivo emitirá un pitido durante un segundo.
- Instrucción de voz: "Llame de inmediato a los servicios médicos de urgencias".

③ Abra las almohadillas y saque el paquete de almohadillas de formación.





④ Observe las imágenes de las dos almohadillas.




⑤ Coloque las almohadillas en el maniquí.


- Extraiga la **almohadilla 1** del envase individual que la contiene y péguela en la parte superior del pecho del maniquí, tal y como se muestra a continuación.



- Extraiga la **almohadilla 2** del envase individual que la contiene y péguela en la parte lateral del torso del maniquí, tal y como se muestra a continuación.



- ⑥ **Inserte el conector de almohadillas en el orificio correspondiente del dispositivo.**



- ⑦ **Cuando el conector esté conectado, el dispositivo funcionará según la situación seleccionada, del siguiente modo:**

Cuando está cargado, el dispositivo activa los siguientes indicadores, por orden:



- El dispositivo anuncia que se necesita una descarga de desfibrilación y le indica que se aparte del maniquí.
- Pitido constante mientras el botón de descarga parpadea en color naranja.
- El dispositivo le indica que pulse el botón de descarga naranja

parpadeante;

en este momento, debe pulsar el botón de descarga.

Al pulsar el botón de descarga, el dispositivo aplica una descarga de desfibrilación al maniquí. Si la desfibrilación se realiza correctamente, el dispositivo informa de que se ha aplicado una descarga eléctrica. Después de aplicar la descarga, el dispositivo indica que ya puede tocar al paciente y se enciende el indicador de modo de RCP. A continuación, empiezan las instrucciones de voz de RCP.

Si el botón de descarga parpadeante no se pulsa transcurridos 15 segundos, el dispositivo cancela la descarga eléctrica y se desactiva. A continuación, empieza a emitir instrucciones de RCP.

Si el paciente no necesita desfibrilación, el dispositivo hará lo siguiente, en orden:

- El dispositivo anuncia que el paciente no necesita descarga de desfibrilación y que puede tocar el maniquí.
- Se enciende el indicador de modo de RCP.
- Empiezan las instrucciones de voz para la RCP.

⑧ Lleve a cabo la RCP.

Lleve a cabo las maniobras de RCP cuando el dispositivo i-PAD CU-SPT le indique que lo haga. De forma predeterminada, el dispositivo CU-SPT ofrece instrucciones de voz para las maniobras de RCP durante la pausa para RCP después de aplicar una descarga. Cuando necesite instrucciones de voz para RCP fuera de la configuración predeterminada, pulse el botón i azul parpadeante durante un mínimo de 15 segundos.

Consulte su programa local de formación para obtener más detalles sobre la RCP.

⚠ NOTA

- Las instrucciones de RCP pueden ajustarse en modo de administrador. Consulte la [Sección 5: Configuración del dispositivo] para obtener más información.

5. Después de usar el dispositivo i-PAD CU-SPT

5.1 Configuración del dispositivo

5.1.1 Ajuste de las instrucciones para RCP

El ajuste predeterminado de RCP en el dispositivo CU-SPT es de 5 ciclos con 30 compresiones de pecho y 2 respiraciones, de acuerdo con las directrices sobre RCP de la American Heart Association (AHA) de 2010. Sin embargo, puede personalizar dicho ajuste.

Puede ajustar los siguientes valores:

- Número de compresiones de pecho
- Número de respiraciones
- Número de ciclos
- Número de compresiones de pecho por minuto
- Tiempo de pausa
- Selección de instrucciones detalladas

5.1.2 Configuración de las instrucciones para RCP

- ① Cuando el botón **i** se pulsa durante más de 1 segundo en modo de espera, el modo cambia a modo de administrador con instrucciones de voz.
- ② El dispositivo ofrece un resumen (versión de software).
- ③ Cuando se le indique que ajuste las instrucciones para RCP, pulse el botón **i** y entrará en el modo de ajuste de las instrucciones para RCP.
- ④ Cuando se le indique que introduzca una contraseña, introduzca la contraseña que se haya definido.

NOTA

- Contraseña: pulse los siguientes botones, en este orden:
- **Botón i** → **Botón i** → **Botón de descarga** → **Botón i** → **Botón de descarga** → **Botón de descarga**



- ⑤ Las instrucciones de voz le irán proporcionando información sobre el ajuste actual de las instrucciones para RCP.
- ⑥ Presione el botón de descarga para cambiar el ajuste, o bien el botón **i** para continuar con el siguiente paso.
- ⑦ Los ajustes se pueden cambiar en el siguiente orden: número de compresiones de pecho, número de respiraciones, velocidad de compresión de pecho, tiempo de pausa y selección

de instrucciones detalladas. Consulte la [Tabla 1] Opciones de configuración de las instrucciones para RCP, más adelante.

- ⑧ Cuando haya terminado de definir los ajustes, las instrucciones por voz ofrecerán información sobre las instrucciones para RCP definidas, que pueden guardarse o cancelarse.
- ⑨ Pulse el botón **i** para guardar o el botón de descarga para cancelar, de acuerdo con las instrucciones de voz.
- ⑩ Cuando el ajuste de las instrucciones para RCP se guarda o cancela, el dispositivo se apaga automáticamente.

[Tabla 1] Opciones de configuración de las instrucciones para RCP

| Número | Opción de configuración | Intervalo | Unidad | Valor predeterminado | Descripción |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|---|
| 1 | Número de compresiones de pecho | 15, 30 | 15 | 30 | Realizar 30 compresiones. |
| 2 | Número de respiraciones | 0 a 2 | 1 | 2 | Dar dos respiraciones. |
| 3 | Número de ciclos | 2 a 10 | 1 | 5 | Realizar 5 ciclos de compresión de pecho y respiración. |
| 4 | Velocidad de compresión de pecho | 100 a 120 | 5 | 100 | Comprimir el pecho con una velocidad de 100 compresiones por minuto. |
| 5 | Tiempo de pausa de la RCP | 30 a 180seg. | 30seg. | 120seg. | Pausa durante 120 segundos (2 minutos). |
| 6 | Selección de instrucciones detalladas | Activada /desactivada | | Desactivada | Activa o desactiva las instrucciones de voz detalladas para la compresión de pecho y la respiración al realizar la RCP. |

NOTA

- De forma predeterminada, la selección de instrucciones detalladas está desactivada durante la RCP, para que pueda concentrarse en la velocidad de compresión y las instrucciones sobre respiración. Si desea que la selección de instrucciones detalladas esté activada durante la RCP, actívela tal y como se describe en las páginas anteriores.
- Si la selección de instrucciones detalladas está desactivada y el número de respiraciones está definido como 0, el dispositivo CU-SPT solo ofrecerá instrucciones para la compresión de pecho durante 2 minutos. After 2 minutes, the CU-SPT automatically proceeds to the next sequence. Transcurridos 2 minutos, el dispositivo CU-SPT avanzará automáticamente al siguiente paso.

6. Precauciones de seguridad

En estas instrucciones de uso se hace hincapié en los procedimientos de seguridad y precauciones para el uso del dispositivo siguiendo los términos que figuran a continuación. No olvide familiarizarse con las advertencias, precauciones y referencias que se indican en estas instrucciones de uso, a fin de hacer un uso seguro del dispositivo.

La empresa y su distribuidor autorizado no se hacen responsables de los daños sufridos por el usuario o el paciente debido a posibles negligencias o al uso inadecuado por parte del usuario.

ADVERTENCIA

- Situaciones, riesgos o prácticas poco seguras que pueden provocar daños personales graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

- Situaciones, riesgos o prácticas poco seguras que pueden provocar daños personales leves o moderados, daños en el dispositivo o la pérdida de los datos sobre tratamientos almacenados en el dispositivo, sobre todo si no se siguen los pasos de precaución.

NOTA

- Sirve para indicar elementos importantes durante la instalación, funcionamiento o mantenimiento del dispositivo.

7. Reparaciones del dispositivo

Garantía del dispositivo

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nombre del dispositivo | | Nombre del modelo | |
| Fecha de compra | | Nº de serie | |
| Distribuidor | | Persona responsable | |

- Este dispositivo está garantizado por CU Medical Systems, Inc. frente a defectos en los materiales y la fabricación durante cinco años completos a partir de la fecha de compra original. Durante el período de garantía, repararemos o, a nuestra discreción, sustuiremos sin coste aquel dispositivo que demuestre ser defectuoso, siempre que nos devuelva el dispositivo, a portes pagados, a nosotros o a nuestro representante autorizado.
- Esta garantía no es de aplicación si el dispositivo se ha dañado por accidente o por un uso incorrecto, o como consecuencia de su reparación o modificación por parte de entidades distintas de CU Medical Systems, Inc. o sus representantes autorizados. CU MEDICAL SYSTEMS NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS RESULTANTES.
- Los únicos dispositivos y accesorios cubiertos por esta garantía son aquellos que tengan número de serie. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS FÍSICOS CAUSADOS POR UN USO INCORRECTO O UN ABUSO FÍSICO. Los elementos tales como cables y módulos sin número de serie no están cubiertos por esta garantía.

Exención de responsabilidades de la garantía

Las siguientes circunstancias anulan esta garantía:

- Reparación por parte de personal no autorizado.
- Rotura del sello de fábrica sin la pertinente autorización de CU Medical Systems, Inc.
- Fallo o daños causados por una caída o un choque externo después de la compra.
- Daños por desastres naturales tales como fuego, terremotos, inundaciones y/o rayos.
- Fallos o daños por contaminación medioambiental o tensión anómala.
- Daños causados por el almacenamiento en situaciones que excedan de los límites especificados.
- Fallos debidos al desgaste de los consumibles.
- Fallos causados por la introducción de arena y/o suciedad en el dispositivo.
- Cambio arbitrario de la fecha de compra, el nombre del cliente, el nombre del distribuidor, el número de lote y otra información de la que aparece.
- No proporcionar comprobante de compra junto con la garantía del dispositivo.
- Uso de accesorios y piezas no recomendados por el fabricante.
- Otros fallos o daños causados por un funcionamiento inadecuado.

Reparaciones

- El dispositivo i-PAD CU-SPT debe ser reparado únicamente por personal autorizado.
- El dispositivo i-PAD CU-SPT se reparará sin coste alguno durante el período de garantía. Una vez transcurrido este, el coste de los materiales y reparaciones correrá por cuenta del usuario.
- Cuando el dispositivo i-PAD CU-SPT no funcione correctamente, llévelo de inmediato a reparar a un centro de reparaciones autorizado.
- Rellene la siguiente tabla con la información necesaria cuando vaya a solicitar una reparación.

Asistencia técnica y servicio

Sitio web

<http://www.cu911.com>

Soporte en línea

www.cu911.com → Customer Service (Atención al cliente) → Online

CU Medical Systems/Equipo de atención al cliente

5F, Cheonggye Plaza, 991-4, Cheonggye, Uiwang,
Gyeonggi (República de Corea)
Tfno.: +82 31 421 9700 / Fax: +82 31 421 9911

Europa

Representante autorizado de CU Medical Systems, Inc. en la UE
Medical Device Safety Service Schiffgraben 41,
30175 Hannover (Alemania)
Tfno.: +49 511 6262 8630
Fax: +49 511 6262 8633

Sucursal de CU Medical Systems, Inc. en Alemania
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover (Alemania)
Tfno./Fax: +49 511 848 6054



[Oficina/centro principal]

Dongwha Medical Instrument Complex

1647-1 Dongwha-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do,

220-801 República de Corea

Tfno.: +82 33 747 7657

Fax: +82 33 747 7659

Sitio web: www.cu911.com

[Oficina de ventas]

5F, Cheonggye Plaza, 991-4, Cheongye, Uiwang, Gyeonggi,

República de Corea

Tfno.: +82 31 421 9700

Fax: +82 31.421 9911