

Desinfectante concentrado
para dispositivos médicos no invasivos
de acción detergente

PELIGRO**Propiedades**

GERMOCID INODORE es una solución concentrada que desarrolla una rápida y eficaz acción detergente y desinfectante. Es activo contra bacterias grampositivas y gramnegativas, hongos, micobacterias y virus (adenovirus, VIH, VHB, VHC). GERMOCID INODORE es un producto específico para la limpieza y desinfección de superficies y dispositivos médicos no invasivos como mascarillas o instrumental dental y para el tratamiento de distintos aparatos/objetos como escritorios, reposabrazos, tiradores en clínicas médicas y dentales. Su alta eficacia y rapidez, tanto como detergente como desinfectante en presencia de materia orgánica (sangre, saliva o exudados orgánicos), permite su uso en todo tipo de instrumentos dentales y no dentales. La eliminación de la suciedad no requiere una acción mecánica.

Instrucciones de uso: Utilizar el producto diluido al 5-10% durante 15' de contacto para una actividad bactericida; al 10% durante 15' para una actividad fungicida; al 10% durante 60' para una actividad micobactericida; al 1% durante 60' para una actividad virucida contra el adenovirus; al 15% durante 60' para una actividad virucida contra el VIH, VHB, VHC. Aplicar con esponjas, paños, aspersores, bombas manuales o mecánicas o cualquier otro medio en paredes y superficies lavables. Dejar actuar y aclarar. La solución diluida es estable durante una semana si se utiliza correctamente sin contaminación de sustancias y/o agentes externos.

Composición: 100,0 g de producto contienen: Cloruro de benzalconio 10,0 g; o-fenilfenol 1,0 g; coformulantes; agua depurada c.s.p. 100,0 g.

Advertencias: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P260 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes de protección y proteger los ojos/la cara. P303-P361-P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. P305-P351-P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Contiene: Compuestos de amonio cuaternario. Agitar antes de usar. El producto es incompatible con detergentes y tensioactivos aniónicos. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Una vez abierto, el producto conserva la validez indicada en la etiqueta si se almacena correctamente. No utilizar envases dañados. Uso profesional.

Detergente conforme al Reglamento (CE) 648/2004

Validez: 5 años

Lote y fecha de caducidad: ver envase

DISPOSITIVO MÉDICO CE 0546 Directiva europea 93/42/CEE

Fabricante:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Las advertencias pueden variar con las actualizaciones de la ficha de seguridad del producto.