

ES

Limpiador desinfectante a base de alcohol para dispositivos médicos no invasivos

Listo para usar

ATENCIÓN

Propiedades

GERMOCID BASIC es una solución hidroalcohólica lista para usar a base de digluconato de clorhexidina y SAQ con un amplio espectro de acción para la desinfección rápida y eficaz de superficies y dispositivos médicos no invasivos, superficies grandes o de difícil acceso de equipos biomédicos y equipos dentales (mascarillas, superficies de apoyo, brazos, reposacabezas, etc.). GERMOCID BASIC no necesita ser diluido y garantiza una protección rápida y prolongada contra: virus (adenovirus, VHI, VHB, VHC), bacterias (grampositivas, gramnegativas), micobacterias (incluido Mycobacterium tuberculosis) y hongos (levaduras y mohos). Actúa también en presencia de materia orgánica (sangre, saliva, exudados orgánicos, etc.). El producto se evapora rápidamente. No se han observado efectos corrosivos en los materiales de los que están hechos los dispositivos médicos y equipos biomédicos. Se recomienda evitar su uso en materiales que puedan deteriorarse con el alcohol.

Instrucciones de uso: Agitar antes de usar. Nebulizar GERMOCID BASIC directamente en las superficies y los objetos que deben tratarse. Dejar actuar y, a continuación, pasar un paño o papel desechable.

GERMOCID BASIC elimina bacterias grampositivas y gramnegativas, hongos (levaduras y mohos) y virus (incluidos VHI, VHB, VHC) en cinco minutos de contacto y micobacterias (incluida la TBC), en 60 minutos de contacto.

Composición:

100,0 g de producto contienen:

Digluconato de clorexidina 0,1 g;

Cloruro de Benzalconio 0,1 g;

Alcohol Etilico 45,0 g;

Alcohol Isopropílico 15,0 g;

coformulantes;

agua depurada en cant. nec. a 100,0 g

Advertencias: H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378 En caso de incendio: utilizar dióxido de carbono, espuma, polvo químico para la extinción. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. Uso profesional. Evite el uso en materiales que puedan dañarse con el alcohol. El

El producto es incompatible con detergentes y tensioactivos aniónicos. Una vez abierto, si se almacena correctamente, el producto mantiene la vida útil indicada en la etiqueta. No utilice embalajes dañados. Conservar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Uso externo

Validez: 3 años

Lote y fecha de caducidad: ver envase

DISPOSITIVO MÉDICO CE 0546 Directiva europea 93/42/CEE

Fabricante:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Las advertencias pueden variar con las actualizaciones de la ficha de seguridad del producto.