



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**CALZE A COMPRESSIONE FUNNY**  
**FUNNY COMPRESSION SOCKS**  
**CHAUSSETTES DE COMPRESSION FUNNY**  
**CALCETINES DE COMPRESIÓN FUNNY**  
**MEIAS DE COMPRESSÃO FUNNY**  
**FUNNY KOMPRESSIONSSTRÜMPFE**  
**ΑΣΤΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ**  
**FUNNY KOMPRESSIONSSTRUMPOR**  
**FUNNY SKARPETKI UCISKOWE**

---

**Cat. No. 6115100000 (GIMA 41200)**  
**6115100000 (GIMA 41201)**  
**6115100000 (GIMA 41205)**  
**6115100000 (GIMA 41206)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Tillverkare / Producent  
Shanghai Amigo Textile Co., Ltd.  
Room 301, Lane 222, Yehui Road,  
Qingpu District, Shanghai  
Made in China

---

**ESPAÑOL**

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Medias de compresión**

Gracias por haber elegido un producto Shanghai Amigo. Nuestros productos son sinónimo de comodidad y bienestar personal. La agradable sensación de ligereza y bienestar se obtiene gracias al efecto dinámico de la compresión graduada del producto. La compresión disminuye desde el tobillo hacia arriba. La sección del talón permite:

- La correcta colocación del talón en la bolsa del talón proporcionando así una mayor estabilidad.
- La correcta colocación en el punto de máxima compresión, así como un mejor ajuste y una mayor portabilidad y elasticidad alrededor de la circunferencia del tobillo.

Los productos Shanghai Amigo no son dispositivos médicos. Son especialmente efectivos para aliviar la sensación de pesadez y fatiga en las piernas.

### Instrucciones y recomendaciones para el uso de las medias de compresión

Se recomienda ponerse las medias de compresión tan pronto se levante por la mañana.

Las medias de compresión deben estar protegidas contra el contacto con cualquier aceite, crema o ungüento que se aplique en las piernas por razones médicas o cosméticas.

Las uñas ásperas o los anillos con bordes rugosos podrían dañar el tejido del producto.

Si la piel está húmeda, aplique polvos de talco en el pie para facilitar su introducción en las medias.

1. Gire las medias del revés, a excepción de la sección del pie. Es mejor dar la vuelta a las medias hasta el punto de que el talón quede fuera.
  - Utilice ambas manos para ensanchar la parte del pie y deslice el pie dentro de las medias hasta el talón.
  - Vuelva a dar la vuelta a la parte del interior de las medias, teniendo cuidado de colocar correctamente el talón.
2. Introduzca el resto de la pierna hasta la rodilla, alisando el tejido con la palma de la mano.
  - Nunca tire directamente del borde superior de las medias.
  - En el caso de los calcetines, siga el mismo procedimiento descrito anteriormente hasta que los mismos lleguen a la altura de la rodilla en ambas piernas.
3. Enrolle la parte restante de los calcetines hacia arriba hasta la entrepierna, alisando el tejido con las manos y comprobando que la compresión es uniforme.

### Contraindicaciones generales

Enfermedad arterial periférica oclusiva en estado avanzado - Edema masivo de los miembros inferiores de naturaleza patológica - Flebitis séptica - Flebitis grave, como la flegmasia cerúlea dolens - Linfangitis - Neuropatías periféricas avanzadas ( es decir, diabetes mellitus) - Otros trastornos sensoriales de las extremidades - Intolerancias/ alergias relacionadas con el material de las medias de compresión.

### Contraindicaciones relativas

Úlceras y heridas abiertas - Dermatitis húmeda - Inmovilidad - Dermatitis por estasis - Incontinencia valvular del sistema venoso superficial y profundo. - Trombosis venosa profunda o tromboflebitis aguda - Síndrome de posttromboflebitis - En el caso de medias con bordes de silicona, puede producirse irritación de la piel en caso de hipersensibilidad al propio material

### Advertencias especiales

Las medias de compresión Shanghai Amigo solo deben usarse después de consultar a un médico.

En caso de que se produzca dolor o irritación de la piel al llevar las medias de compresión, quíteselas inmediatamente y consulte a un médico o a su distribuidor.

### Composición de los materiales

Nylon 65% - poliéster 30% - elastano 5%

Tallas disponibles: pequeño – mediano – grande – extra grande

### Instrucciones de lavado

Las medias pueden lavarse a mano o en la lavadora.

- Lavado a mano: utilizar detergentes para tejidos delicados
- Enjuagar bien.

No escurrir. Secar al aire.

- Lavado a máquina: colocar la prenda en una bolsa adecuada o en una funda de almohada. No blanquear. No secar a máquina.
- No limpiar en seco. No planchar.



### Advertencia

El fabricante no se responsabiliza de los daños personales y/o materiales que puedan producirse en caso de que el producto se utilice de forma inadecuada o para fines distintos a los previstos

### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.