



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE COMPACT COMPACT ROLLATOR DÉAMBULATEUR COMPACT ANDADOR COMPACT

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

REF 43162



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China



El andador cuenta con un bolso extraíble, frenos de bloqueo y un asiento con respaldo acolchado. Se puede ajustar la altura de las empuñaduras, y el andador se pliega fácilmente para transportarlo o almacenarlo. Lea estas instrucciones antes de armar o utilizar el andador y guarde el manual en un lugar seguro. NO monte ni utilice este equipo sin antes leer y comprender este manual de instrucciones.

USO PREVISTO

Está diseñado para ayudarle al usuario a caminar, descansar y llevar objetos pequeños tanto en interiores como exteriores. Está diseñado para que lo utilice una sola persona con problemas de movilidad y con un peso máximo en superficies planas, como se muestra a continuación.

El usuario previsto debe tener las habilidades físicas, visuales y cognitivas necesarias para utilizar el andador de manera segura. Si tiene alguna duda, consulte con su vendedor o prescriptor.

Es importante que el usuario lea y comprenda los consejos de seguridad proporcionados en este manual antes de intentar utilizar el producto. Estos consejos tienen como objetivo evitar tanto posibles lesiones al usuario o transeúnte como daños al andador o a la propiedad circundante.

ATENCIÓN: No se debe utilizar el andador para empujar al usuario mientras esté sentado. El armazón no está diseñado para esto.

SEGURIDAD

El andador puede proporcionarle ayuda a una persona con un peso de hasta 136 kg/300 libras.

SÍ:

- Siempre asegúrese de que los frenos estén en la posición de bloqueo si deja el andador solo.
- Compruebe que todas las horquillas y ruedas estén firmes antes de utilizarlo.
- Compruebe que los frenos funcionen correctamente.
- Revise la altura de las empuñaduras y asegúrese de que los puños estén firmes antes de utilizar el andador.
- Revise y asegúrese de que el andador esté desplegado por completo.
- Asegúrese de que el armazón se "fije" en su posición cuando se despliega.
- Tenga cuidado al transportar el andador plegado.
- No toque el mecanismo de plegado para evitar cualquier riesgo de pellizcamiento.
- Pídale consejos/recomendaciones a un profesional médico para saber si el andador es adecuado para sus necesidades.
- Tenga cuidado al levantar o transportar el andador.

NO:

- Utilice el andador para transportar una persona. No está diseñado para utilizarse como una silla de ruedas completa.
- Se siente en el andador si los frenos no están bloqueados. Esto podría hacer que el andador se mueva, lo que puede provocar una lesión al usuario o transeúnte.
- Se siente en el andador si está en una pendiente.
- No se "deje caer" en el asiento del andador; siéntese siempre con un movimiento controlado y suave.
- Busque asistencia si es necesario
- Cuelgue objetos en las palancas de freno o empuñaduras. Esto podría afectar el funcionamiento de los frenos y la estabilidad del andador.
- Se pare en el andador ni lo use como peldaño.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Revise el andador para ver si se produjo algún daño durante el envío. No utilice el andador si parece que está dañado. Contáctese con el lugar donde lo compró para repararlo o devolverlo



- A Respaldo
- B Frenos de mano de bloqueo
- C Empuñaduras de altura regulable
- D Asiento
- E Bolso
- F Pernos de plegado traseros (2)
- G Pernos de fijación (2)
- H Ruedas traseras de 20,3 cm
- I Ruedas frontales de 20,3 cm

1. Retire todo el embalaje. El andador se plegará como se muestra en la Figura 1.
 2. Despliegue las ruedas delanteras y fíjelas en su lugar con los pernos de fijación tal como se muestra en la Figura 2.
 3. Despliegue las patas traseras como se indica a continuación y fíjelas en su lugar con los pernos de plegado traseros tal como se muestra en la Figura 3
 4. Abra el andador, presione en ambos lados del asiento como se muestra en la Figura. 4
- IMPORTANTE:** Ambos lados deben "encajar" en su posición.
5. Coloque el bolso.



Fig. 1




Fig. 2


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Fig. 3




Fig. 4

AJUSTE DE LA ALTURA


El ajuste adecuado

Asegúrese de que el andador esté abierto por completo antes de usarlo para caminar y que esté fijado en su posición, y que el armazón esté rígido. Es importante que ajuste el andador a una altura que sea lo suficientemente alta para sostenerlo cómodamente.

1. Ajuste el andador con los brazos a los costados, para que las empuñaduras estén a la altura de la muñeca.
2. Si coloca la mano en el puño, el codo debe estar flexionado de unos 15° a 20°.
3. Si debe inclinarse o subir los brazos para alcanzar el andador, ajuste las patas para encontrar la mejor altura.
4. Solo presione el botón de resorte y fíjelo a la altura deseada. Haga lo mismo en el otro lado y asegúrese de que ambas empuñaduras estén aseguradas y a la misma altura antes de utilizar el andador.

Altura de la empuñadura: De 79,5 cm a 93 cm/de 31,2 a 36,6 pulgadas

NOTA: Consulte con su médico o terapeuta para determinar la altura adecuada.



Botón de resorte

AJUSTE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS

1. Tire la palanca de freno hacia arriba para reducir la velocidad del andador.
2. Empuje la palanca de freno hacia abajo para bloquear las ruedas traseras, y tire la palanca de freno hacia arriba para liberar el bloqueo (Ver Figura 5).

IMPORTANTE: Si se ajusta el freno para presionar ligeramente al frenar, esto podría afectar el freno cuando se coloca en posición de bloqueo.

Ajuste de los frenos: De vuelta el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la tensión, luego bloquee el ajuste dando vuelta la tuerca de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj manteniendo firme el tornillo de ajuste (Ver Figura 6).

IMPORTANTE: Si se ajusta el freno para presionar ligeramente al frenar, esto podría afectar el freno cuando se coloca en la posición de bloqueo.

PLEGAR Y ALMACENAR EL ANDADOR

1. Pliegue el andador tirando de la correa, que se encuentra en el medio del asiento, hacia arriba, como se muestra en la Figura 7.
2. Cierre el andador. Quite los pernos de plegado traseros y doble las ruedas como se muestra en la Figura 8.
3. Para guardar el andador en la bolsa de transporte, reduzca la altura de las empuñaduras hasta la más pequeña y luego siga los pasos 1 y 2 mencionados anteriormente. Quite los pernos de fijación y doble las ruedas frontales.
4. Las ruedas delanteras se pueden sacar para conseguir un almacenamiento más compacto.




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que TODA la tornillería esté fijada en todo momento.
2. Revise todas las ruedas y horquillas para ver si hay pernos y tuercas flojos. Asegúrese de que los frenos funcionen adecuadamente y de que las empuñaduras estén aseguradas.
3. Reemplace de inmediato cualquier pieza rota, dañada o desgastada..

LIMPIEZA

El andador se puede limpiar con un paño o esponja húmedos y con agua tibia y jabón. Se pueden utilizar limpiadores para superficies antibacterianos domésticos si es necesario. Debe tener cuidado de no dejar ningún residuo de la limpieza en las empuñaduras o el asiento, ya que esto puede dejar la superficie resbaladiza. No utilice estropajos o espátulas, ya que pueden dañar los revestimientos de las superficies.

	Código producto		Fabricante
	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Conservar en un lugar fresco y seco		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario
	Consultar las instrucciones de uso		Fecha de fabricación

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.